




Powered Instruments.





Neubau 2016
New building 2016

Nouvag ist die Marke von Nouvag AG.
 Bien Air ist die Marke von Bien Air.
 Karl Storz ist die Marke von Karl Storz GmbH & Co. KG.
 MicroAire ist die Marke von MicroAire Surgical Instruments.
 DeSoutter ist die Marke von DeSoutter Surgical.
 3M ist die Marke von ConMed Corporation.
 Synthes ist die Marke von Johnson+Johnson.
 Stryker ist die Marke von Stryker Corporation.
 Hall ist die Marke von ConMed Corporation.
 Aesculap ist die Marke von Aesculap AG.
 DePuy ist die Marke von Johnson+Johnson.
 Midas Rex ist die Marke von Medtronic.
 Linvatec ist die Marke von ConMed Corporation.
 Dyonics ist die Marke von Smith & Nephew Inc.
 Zimmer Biomet ist die Marke von Zimmer Biomet Holdings Inc.
 B. Braun ist die Marke von B. Braun Melsungen AG.

Komet Medical ist nicht affiliert mit den oben genannten Firmen.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: September 2017

Nouvag is a brand of Nouvag AG.
 Bien Air is a brand of Bien Air.
 Karl Storz is a brand of Karl Storz GmbH & Co. KG.
 MicroAire is a brand of MicroAire Surgical Instruments.
 DeSoutter is a brand of DeSoutter Surgical.
 3M is a brand of ConMed Corporation.
 Synthes is a brand of Johnson+Johnson.
 Stryker is a brand of Stryker Corporation.
 Hall is a brand of ConMed Corporation.
 Aesculap is a brand of Aesculap AG.
 DePuy is a brand of Johnson+Johnson.
 Midas Rex is a brand of Medtronic.
 Linvatec is a brand of ConMed Corporation.
 Dyonics is a brand of Smith & Nephew Inc.
 Zimmer is a brand of Zimmer Biomet Holdings Inc.
 B. Braun is a brand of B. Braun Melsungen AG.

Komet Medical is not affiliated with any of the above.

Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted.
 The absence of a special reference or the sign ® should not be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or processed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.

Colours and products subject to alterations. Printing errors excepted.

As at September 2017

Inhalt <i>Content</i>		Seite <i>Page</i>				
Einleitung	<i>Introduction</i>	2 – 5				
Tabellen <i>Tables</i>						
Sägeblätter	<i>Saw Blades</i>	6 – 115				
Bohrpins/ Schraubpins	<i>Pins/ Screws</i>	116 – 120				
Spiralbohrer	<i>Twist drills</i>	121 – 125				
Rotierende Instrumente	<i>Rotary Instruments</i>	126 – 165				
Fußfräser (MIS)	<i>Burs for foot surgery (MIS)</i>	166 – 169				
Shaver Blades	<i>Shaver Blades</i>	170 – 171				
Index	<i>Index</i>	172 – 180				





Komet Medical. Unser Leistungsspektrum. *Komet Medical. Our Capabilities.*

Zahlen & Fakten

- Gründung: 1923
- Marke: Komet/Komet Medical
- Unabhängiges Familienunternehmen
- Zertifiziert nach: EN ISO 9001 und EN ISO 13485
- FDA Establishment Reg Nr. 8010468
- Mitarbeiter: > 1000 in Lemgo
> 1200 weltweit
- Unternehmensfläche mehr als 44.500 qm
- Reinraum ISO 7/8 mit integrierter Ultraschallreinigung
- Anzahl der Produktionseinheiten > 860

Facts & Figures

- Founded: 1923
- Brand: Komet/Komet Medical
- Independent family-owned company
- Certified according to: EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- FDA Establishment Reg No. 8010468
- Staff: > 1000 in Lemgo
> 1200 worldwide
- Shop floor of more than 480,000 sqft
- Cleanroom ISO 7/8 with integrated ultrasonic cleaning
- No. of production units > 860





Produkte

Sägeblätter

- geschliffene (Knie-)Sägeblätter
- geschränkte Sägeblätter
- geätzte Sägeblätter

High-/Low Speed Instrumente

- Rostfreier Stahl
- Hartmetall-Stahl Kombination
- Vollhartmetall
- Diamant

Spiralbohrer/kanülierter Bohrer

Guide Pins + Screws

Steinmann Pins + K-Drähte

Products

Saw blades

- Ground blades (knee blades)
- Offset blades
- Etched blades


High-/Low Speed Drills

- Stainless steel
- Tungsten Carbide-/stainless steel combination
- Full carbide
- Diamond

Twist drills/Cannulated drills

Guide Pins + Screws

Steinmann Pins + K-Wires



Konformität ist das A und O. *Conformity is the be-all and end-all.*

Kompatibilität


Die Passgenauigkeit zum jeweiligen Antrieb ist ein wichtiges Kriterium für unsere Produkte. Im Rahmen einer kontinuierlichen Marktbeobachtung, bzw. der stichprobenartigen Bestandsaufnahme von Artikeln anderer Hersteller, stellt Komet Medical sicher, dass seine Instrumente auch in den dafür vorgesehenen Antriebssystemen eingesetzt werden können. Die kompatiblen Antriebssysteme werden im Katalog angegeben. In der Rubrik Sägeblätter befindet sich auf jeder Seite ein Hinweis mit entsprechenden Antriebsinformationen.


Für die rotierenden Instrumente befindet sich auf S. 129 eine Tabelle mit Benennung der passenden Antriebssysteme für die HighSpeed Instrumente. Sie haben Fragen hierzu? Unser Fachhändler berät Sie gerne.

Compatibility

A decisive feature of our products is that they perfectly match the power system used. By constantly observing the market and checking instruments randomly chosen from the ranges of other manufacturers, Komet Medical makes sure that our instruments can in fact be used in the intended power systems.

The compatibility of our instruments with the various power systems is indicated in our catalog. In the saw blade section, each page features an information with a list of suitable power systems. As regards rotary instruments, a table with power systems suitable for HighSpeed instruments can be found on page 129 of our catalog. Any questions? Our specially trained dealers will be pleased to advise you.





Verpackung steril/unsteril

Der Zusatz STE ist jetzt ein fester Bestandteil der Artikelnummer steriler Artikel. Diese ist ebenfalls im Katalog aufgeführt, wodurch sofort ersichtlich ist, welche Artikel in steril bzw. unsteril erhältlich sind.

Die jeweiligen Verpackungseinheiten der Artikel sind entsprechend angegeben.

Packaging sterile/non-sterile

The suffix STE is now an integral part of the article number of sterile products. The new article numbers are also shown in our catalog, so you can see at a glance if an article is supplied sterile or nonsterile.

The packaging units of each article are also indicated.


Zertifikate

Über allem steht kompromissloses Qualitätsbewusstsein. Jedes Produkt aus dem Hause Komet mit dem CE-Kennzeichen CE0197 durchläuft ein Konformitätsbewertungsverfahren in Anlehnung an die Richtlinie 93/42/EWG und nach den Anforderungen der DIN EN ISO 13485. Ein wesentlicher Bestandteil für die Erklärung der Konformität ist die Durchführung einer Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14791. Die aktuellen Zertifikate können auf unserer Webseite www.kometmedical.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Certificates

At Komet, uncompromising quality comes before anything else. Every Komet product provided with the CE mark CE0197 undergoes a conformity assessment procedure in compliance with the directive 93/42/EEC and the provisions of the standard DIN EN ISO 13485. An essential part of the declaration of conformity is the performance of a risk analysis according to DIN EN ISO 14791. The current certificates can be viewed and downloaded from our website www.kometmedical.de.

Sägeblätter *Saw Blades*



Inhalt Content

Seite Page

Nummernsystem	<i>Numbering system</i>	8
Maße und Bezeichnungen	<i>Dimensions and designations</i>	9
Präzision für jeden Einsatz	<i>Precision for every application</i>	10 – 11
Sägeblätter für die Endoprothetik	<i>Saw blades for reconstruction</i>	12 – 13


Tabellen Tables

Aesculap/ B. Braun	Acculan Comfort Acculan 3Ti	Reciprocating Saw Sternum Saw	14 – 28	
ConMed/ Linvatec Hall	Power Pro, M Power, Versipower Plus, Hall 3/4, Hall 50, Micro 100, MicroE,	Micro Power, Mini Driver, MicroChoice, Sternum Saw, Reciprocating Saw	29 – 46	
DeSoutter	Multi Drive Orthodrive		47 – 52	
MicroAire	Series 7000 Smart Driver	Reciprocating Saw Oscillating Saw	53 – 59	
Smith & Nephew Dyonics	Dyonics Power		60 – 67	
Stryker	System 2000/4/5/6/7 Command 2 Cordless Driver 2/3/4	Sabo, RemB TPS Core	68 – 95	
DePuy Synthes	Compact Air Drive Air Power Line Battery Power Line	Trauma recon System TRS Colibri	96 – 106	
Zimmer Biomet	Zimmer Universal Power System		107 – 115	




Nummernsystem · Kniesägeblätter

Numbering system · Knee saw blades




KMS1310.08R



Ausführung · Versions	Breite · Width	Schnittstärke · Cutting Thickness	Anschluss · Connection
EZ = EZblades sterile Knie- sägeblätter <i>EZblades sterile knee saw blades</i>	8 mm 	0,89 mm = 09 	8 - Aesculap/B. Braun <i>alt/old</i>
KMS = Sterile Knie- sägeblätter <i>Sterile knee saw blades</i>	13 mm 	0,95 mm = 95 	81 - Aesculap 3Ti
EVO = EVOLUTION Kniesägeblätter <i>EVOLUTION knee saw blades</i>	17 mm 	1,00 mm = 10 	5 - DePuySynthes/ Zimmer Biomet
	19 mm 	1,19 mm = 12 	0 - ConMed/ Linvatec Hall
	22 mm 	1,27 mm = 13 	3 - MicroAire/ Smith & Nephew Dyonics
	25 mm 	1,37 mm = 14 	6 - Stryker
		1,47 mm = 15 	1 - DeSoutter

Maße und Bezeichnungen

Dimensions and designations



① Breite

Die Breite des Sägeblattes gemessen an der Außenkante der beiden äußeren Zähne.

① Width

The width of the blade measured at the outer edge of the two extreme teeth.

② Nutzbare Länge

Maximale Eindringtiefe der Schneide in den Knochen.

② Usable Length

The maximum depth to which the blade is able to penetrate the bone.

③ Schnittstärke

Die Breite des Sägeblattes gemessen an der Schneidekante.

③ Cutting Thickness

The thickness of the blade measured at the cutting edge.

④ Blattstärke

Die Breite des Sägeblattes – überstehende Verzahnung nicht eingeschlossen.

④ Material Thickness

The thickness of the blade not including the offset tooth design.



Bsp. Nutzbare Länge
e.g. Usable Length:

EZ1313.M00

60 mm - C
70 mm - S
90 mm - **M**
100 mm - L

Präzision für jeden Einsatz.

Precision for every application.



EZ Blade


Das Premium Kniesägeblatt von Komet Medical mit strukturierter Oberfläche, reduzierten Kanten und speziellem Schränkungsschliff.

Das Sortiment der EZ Blades umfasst Schnittstärken von 1,00 mm bis 1,47 mm. Die Sägeblätter sind steril erhältlich und wiederverwendbar.

EZ Blade

This premium knee saw blade made by Komet Medical is provided with a structured surface, reduced edges and teeth with specially ground clearance.

Our range of EZ blades comprises instruments with a cutting thickness of 1.0 mm to 1.47 mm. Suitable for multiple use, these saw blades are supplied in a sterile condition.




KMS Sägeblatt

Das Sortiment von KMS Sägeblättern ist weit gefächert und umfasst für die gängigsten Antriebssysteme Breiten von 8 mm bis 25 mm mit Schnittstärken von 0,89 mm bis 1,47 mm. Die Sägeblätter sind für die Einzelverwendung vorgesehen und werden steril geliefert.

KMS Saw blades

The broadly diversified range of KMS saw blades is suitable for all commonly used power systems. It comprises blades with a width of 8 mm to 25 mm and a cutting thickness of 0.89 mm to 1.47 mm. Intended for single use, these saw blades are supplied in a sterile condition.



EVO Sägeblatt

Wiederverwendbare Kniesägeblätter, die unsteril geliefert werden.
Die TIN-beschichteten Sägeblätter sind mit Schnittstärken von 0,89 – 1,37 mm erhältlich.



EVO Saw blades

These reusable saw blades are supplied nonsterile. Provided with a TIN coating, they are available in cutting thicknesses ranging from 0.89 mm to 1.37 mm.



Geschliffene Sägeblätter für die Endoprothetik

Ground saw blades for reconstruction



Parallel
parallel



Verjüngt
flared

Schnitt- stärke Cutting Thickness (mm)	Breite Width (mm)	Nutzbare Länge Usable Length (mm)	Form	Aesculap alt./old	Aesculap 3Ti	ConMed/ Linvatec Hall	DeSoutter	MicroAire/ Smith & Nephew	Stryker	DePuy Synthes/ Zimmer Biomet	
	0,89	13	90	Parallel parallel		KMS1309.M81 STE			KMS1309.M62 STE		
	0,89	19	90	Parallel parallel			EVO1909.02R			EVO1909.52R	
	0,89	19	90	Parallel parallel		KMS1909.M81 STE	KMS1909.02R STE	KMS1909.M30 STE	KMS1909.M62 STE	KMS1909.52R STE	
	0,89	25	90	Verjüngt flared			KMS2509.06R STE		KMS2509.M62 STE	KMS2509.55R STE	
	0,95	13	90	Parallel parallel			KMS1395.M00 STE		KMS1395.M62 STE		
	0,95	19	100	Parallel parallel			KMS1995.L00 STE		KMS1995.L62 STE		
	0,95	22	90	Verjüngt flared			KMS2295F.M00 STE		KMS2295F.M62 STE		
	0,95	25	90	Verjüngt flared			KMS2595.M00 STE		KMS2595.M62 STE		
	1,00	13	90	Parallel parallel	EVO1310.88R		EVO1310.08R	EVO1310.18R		EVO1310.58R	
	1,00	13	90	Parallel parallel	EZ1310.M80 STE	EZ1310.M81 STE	EZ1310.M00 STE	EZ1310.M10 STE	EZ1310.M30 STE	EZ1310.M62 STE	EZ1310.M50 STE
	1,00	13	90	Parallel parallel	KMS1310.88R STE	KMS1310.M81 STE	KMS1310.08R STE	KMS1310.18R STE	KMS1310.M30 STE	KMS1310.M62 STE	KMS1310.58R STE
	1,00	19	70	Parallel parallel		KMS1910.S81 STE			KMS1910.S62 STE	KMS0001.SY STE	
	1,00	19	90	Parallel parallel					KMS1910.M62 STE		
	1,00	22	90	Parallel parallel	EZ2210.M80 STE	EZ2210.M81 STE	EZ2210.M00 STE	EZ2210.M10 STE	EZ2210.M30 STE	EZ2210.M62 STE	EZ2210.M50 STE
	1,00	22	90	Parallel parallel	KMS2210.86F STE	KMS2210.M81 STE	KMS2210.06F STE	KMS2210.16F STE	KMS2210.M30 STE	KMS2210.M62 STE	KMS2210.56F STE
	1,00	25	70	Parallel parallel					EZ2510P.S62 STE		
	1,00	25	70	Verjüngt flared		KMS2510.S81 STE			KMS2510.S62 STE	KMS0004.SY STE	
	1,00	25	90	Verjüngt flared			EVO2510.06B	EVO2510.16B		EVO2510.56B	
	1,00	25	90	Verjüngt flared	KMS2510.811 STE	KMS2510.M81 STE	KMS2510.06B STE	KMS2510.16B STE		KMS2510.M62 STE	KMS2510.56B STE
	1,19	8	70	Parallel parallel					KMS0812.S63 STE		
	1,19	13	70	Parallel parallel					KMS1312.S62 STE	KMS1312.S50 STE	
	1,19	13	90	Parallel parallel					EVO1312.M62	EVO1312.59J	
	1,19	13	90	Parallel parallel					EZ1312.M62 STE	EZ1312.M50 STE	
	1,19	13	90	Parallel parallel	KMS1312.89J STE	KMS1312.M81 STE	KMS1312.09J STE	KMS1312.M10 STE	KMS1312.M62 STE	KMS1312.59J STE	
	1,19	19	90	Parallel parallel		EZ1912.M81 STE			EZ1912.M62 STE	EZ1912.M50 STE	
	1,19	19	90	Parallel parallel			KMS1912.M00 STE	KMS1912.M30 STE			
	1,19	19	100	Parallel parallel		KMS1912.L81 STE	KMS1912.L00 STE	KMS1912.L10 STE	KMS1912.L62 STE	KMS1912.L50 STE	
	1,19	22	90	Parallel parallel	EZ2212.M80 STE	EZ2212.M81 STE	EZ2212.M00 STE		EZ2212.M62 STE	EZ2212.M50 STE	
	1,19	22	90	Verjüngt flared					KMS2212F.M62 STE	KMS2212F.M50 STE	
	1,19	25	90	Verjüngt flared				EVO2512.15J			
	1,19	25	90	Verjüngt flared	KMS2512.85J STE	KMS2512.M81 STE	KMS2512.05J STE	KMS2512.15J STE	KMS2512.M62 STE	KMS2512.55J STE	
	1,19	25	90	Parallel parallel					KMS2512P.M62 STE	KMS2512P.M50 STE	



Schnitt- stärke Cutting Thickness (mm)	Breite Width (mm)	Nutzbare Länge Usable Length (mm)	Form	Aesculap alt/old	Aesculap 3Ti	ConMed/ Linvatec Hall	DeSoutter	MicroAire/ Smith & Nephew	Stryker	DePuy Synthes/ Zimmer Biomet	
	1,27	8	60	Parallel parallel					KMS0813.C62 STE		
	1,27	13	60	Parallel parallel					KMS1313.C62 STE		
	1,27	13	70	Verjüngt flared					KMS1313F.S63 STE		
	1,27	13	70	Parallel parallel					KMS1313.S62 STE		
	1,27	13	90	Parallel parallel	EVO1313.807		EVO1313.07S	EVO1313.17S	EVO1313.M62	EVO1313.57S	
	1,27	13	90	Parallel parallel	EZ1313.M80 STE	EZ1313.M81 STE	EZ1313.M00 STE	EZ1313.M10 STE	EZ1313.M30 STE	EZ1313.M62 STE	EZ1313.M50 STE
	1,27	13	90	Parallel parallel	KMS1313.807 STE	KMS1313.M81 STE	KMS1313.07S STE	KMS1313.17S STE	KMS1313.M30 STE	KMS1313.M62 STE	KMS1313.57S STE
	1,27	17	100	Verjüngt flared	KMS1713.L80 STE		KMS1713.L00 STE		KMS1713.L62 STE	KMS1713.L50 STE	
	1,27	19	90	Parallel parallel	EVO1913.81S		EVO1913.01S		EVO1913.M62	EVO1913.51S	
	1,27	19	90	Parallel parallel	EZ1913.M80 STE	EZ1913.M81 STE	EZ1913.M00 STE	EZ1913.M10 STE	EZ1913.M30 STE	EZ1913.M62 STE	EZ1913.M50 STE
	1,27	19	100	Parallel parallel					EZ1913.L62.T70 STE		
	1,27	19	70	Parallel parallel					KMS1913.S62 STE		
	1,27	19	90	Parallel parallel	KMS1913.81S STE	KMS1913.M81 STE	KMS1913.01S STE	KMS1913.31S STE	KMS1913.M62 STE	KMS1913.51S STE	
	1,27	19	100	Parallel parallel			KMS1913.L00 STE		KMS1913.L62 STE		
	1,27	19	100	Parallel parallel					KMS1913.L62. T70 STE	KMS1913.L50 STE	
	1,27	22	90	Parallel parallel	EZ2213.M80 STE	EZ2213.M81 STE	EZ2213.M00 STE	EZ2213.M10 STE	EZ2213.M30 STE	EZ2213.M62 STE	EZ2213.M50 STE
	1,27	22	90	Parallel parallel	KMS2213.87F STE	KMS2213.M81 STE	KMS2213.07F STE	KMS2213.17F STE	KMS2213.M30 STE	KMS2213.M62 STE	KMS2213.57F STE
	1,27	22	90	Verjüngt flared		KMS2213F.M81 STE	KMS2213F.M00 STE		KMS2213F.M62 STE	KMS2213F.M50 STE	
	1,27	25	90	Verjüngt flared	EVO2513.812		EVO2513.05S	EVO2513.15S	EVO2513.M62	EVO2513.55S	
	1,27	25	90	Parallel parallel					EZ2513P.M62 STE		
	1,27	25	100	Parallel parallel					EZ2513P.L62 STE		
	1,27	25	90	Verjüngt flared	KMS2513.812 STE	KMS2513.M81 STE	KMS2513.05S STE	KMS2513.15S STE	KMS2513.35S STE	KMS2513.M62 STE	KMS2513.55S STE
	1,27	25	90	Parallel parallel			KMS2513P.M00 STE		KMS2513P.M62 STE		
	1,27	25	100	Verjüngt flared					KMS2513.L62 STE		
	1,37	13	90	Parallel parallel	EZ1314.M80 STE	EZ1314.M81 STE	EZ1314.M00 STE	EZ1314.M10 STE	EZ1314.M30 STE	EZ1314.M62 STE	EZ1314.M50 STE
	1,37	19	90	Parallel parallel			EVO1914.01T			EVO1914.51T	
	1,37	19	90	Parallel parallel	EZ1914.M80 STE	EZ1914.M81 STE	EZ1914.M00 STE	EZ1914.M10 STE	EZ1914.M30 STE	EZ1914.M62 STE	EZ1914.M50 STE
	1,37	19	90	Parallel parallel			KMS1914.01T STE	KMS1914.M30 STE	KMS1914.M62 STE	KMS1914.51T STE	
	1,37	22	90	Parallel parallel	EZ2214.M80 STE	EZ2214.M81 STE	EZ2214.M00 STE	EZ2214.M10 STE	EZ2214.M62 STE	EZ2214.M50 STE	
	1,37	25	90	Verjüngt flared	KMS2514.85T STE	KMS2514.M81 STE	KMS2514.05T STE	KMS2514.15T STE	KMS2514.M30 STE	KMS2514.M62 STE	KMS2514.55T STE
	1,37	25	100	Verjüngt flared	KMS2514.L80 STE		KMS2514.L00 STE		KMS2514.L62 STE		
	1,37	25	100	Parallel parallel			KMS2514P.L00 STE				
	1,47	22	90	Parallel parallel	EZ2215.M80 STE	EZ2215.M81 STE	EZ2215.M00 STE		EZ2215.M62 STE	EZ2215.M50 STE	
	1,47	25	90	Verjüngt flared	KMS2515.813 STE	KMS2515.M81 STE	KMS2515.05I STE	KMS2515.15I STE	KMS2515.35I STE	KMS2515.M62 STE	KMS2515.55I STE




EZblade®

steril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
sterile packed saw blades for multiple use

AESCULAP/B. Braun

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan/Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432



STERILE

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ1310.M80 STE


1,00 mm
0.039"

EZ1313.M80 STE

1,27 mm
0.050"

EZ1314.M80 STE

1,37 mm
0.054"



STERILE

REF


Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ1913.M80 STE

1,27 mm
0.050"

EZ1914.M80 STE

1,37 mm
0.054"



STERILE

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ2210.M80 STE

1,00 mm
0.039"

EZ2212.M80 STE

1,19 mm
0.047"

EZ2213.M80 STE

1,27 mm
0.050"

EZ2214.M80 STE


1,37 mm
0.054"

EZ2215.M80 STE

1,47 mm
0.058"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan/Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432




REF	KMS1310.88R STE	KMS1312.89J STE	KMS1313.807 STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"							

STERILE





REF	KMS1713.L80 STE									
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"									

STERILE

REF	KMS1913.81S STE									
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"									

STERILE

REF	KMS2210.86F STE	KMS2213.87F STE								
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"								

STERILE








KMS 2 10

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan/Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432



STERILE 2	REF	KMS2510.811 STE	KMS2512.85J STE	KMS2513.812 STE	KMS2514.85T STE	KMS2515.813 STE	
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"	



STERILE 2	REF	KMS2514.L80 STE					
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,37 mm 0.054"					



EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan/Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432


AESCULAP/B. Braun



REF	EVO1310.88R	EVO1313.807							
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm							
Cutting Thickness	0.039"	0.050"							



REF	EVO1913.81S								
Schnittstärke	1,27 mm								
Cutting Thickness	0.050"								




REF	EVO2513.812								
Schnittstärke	1,27 mm								
Cutting Thickness	0.050"								





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan/Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432



REF

KM28093.AC STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM28093.AC

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke


0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM51915.C80 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51915.C80

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51925.C80 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51925.C80

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM8526.AC STE

Blattstärke

0,50 mm

Schnittstärke

0,70 mm

Material Thickness

0.020"

Cutting Thickness

0.028"



REF

KM8526.AC

Blattstärke

0,50 mm

Schnittstärke

0,70 mm


Material Thickness

0.020"

Cutting Thickness


0.028"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan / Comfort
GA440, GA523, GA623,
GA633, GA640, GB125R,
GB129, GB431, GB432

REF	KM8672.AC STE			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	
REF	KM8672.AC			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	



REF	KM8673.AC STE			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	
REF	KM8673.AC			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	




REF	KM8674.AC STE			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	
REF	KM8674.AC			
Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,90 mm 0.035"	






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
GB091R, GB131R,
GA621R




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM135 STE 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM135 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
GC927R, GC654R




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM615R STE 0,30 mm 0.012"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,35 mm 0.014"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM615R 0,30 mm 0.012"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,35 mm 0.014"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
GD305, GD310




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	PC320 STE 0,30 mm 0.012"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,40 mm 0.016"
	REF Blattstärke Material Thickness	PC320 0,30 mm 0.012"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,40 mm 0.016"







REF	EZ1310.M81 STE	EZ1313.M81 STE	EZ1314.M81 STE			
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"			
						STERILE



REF	EZ1912.M81 STE	EZ1913.M81 STE	EZ1914.M81 STE			
Schnittstärke Cutting Thickness	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"			
						STERILE



REF	EZ2210.M81 STE	EZ2212.M81 STE	EZ2213.M81 STE	EZ2214.M81 STE	EZ2215.M81 STE	
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"	
						STERILE






KMS  


steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

AESCULAP/B. Braun


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GA673, GA668




STERILE 	REF	KMS1309.M81 STE	KMS1310.M81 STE	KMS1312.M81 STE	KMS1313.M81 STE		
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"		



STERILE 	REF	KMS1910.S81 STE					
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"					



STERILE 	REF	KMS1909.M81 STE	KMS1913.M81 STE				
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	1,27 mm 0.050"				




STERILE 	REF	KMS1912.L81 STE					
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,19 mm 0.047"					



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GA673, GA668

AESCULAP / B. Braun




REF	KMS2210.M81 STE	KMS2213.M81 STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"							

STERILE





REF	KMS2213F.M81 STE								
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"								

STERILE

REF	KMS2510.S81 STE								
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"								

STERILE


REF	KMS2510.M81 STE	KMS2512.M81 STE	KMS2513.M81 STE	KMS2514.M81 STE	KMS2515.M81 STE				
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"				

STERILE




AESCULAP/B. Braun


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GA673, GA668, GB660R



REF	KM51910.C81 STE
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"




REF	KM51910.C81
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"



REF	KM51915.C81 STE
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"




REF	KM51915.C81
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"



REF	KM51917.S81 STE
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"



REF	KM51917.S81
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"



REF	KM51925.C81 STE
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"




REF	KM51925.C81
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"
Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GA673, GA668, GB660R

AESCULAP/B. Braun



REF	KM71125.C81 STE				STERILE
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"		
REF	KM71125.C81				NON-STERILE
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"		




REF	KM71276.C81 STE				STERILE
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"		
REF	KM71276.C81				NON-STERILE
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"		





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GA673, GA668, GB660R




REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71277.C81 STE
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71277.C81
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71278.C81 STE
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71278.C81
0,60 mm
0.024"


Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GB440, GA635, GA674


AESCULAP / B. Braun




REF	KM251R.AC STE			STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	
REF	KM251R.AC			NON STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	



REF	KM327R.AC STE			STERILE
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm	
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"	
REF	KM327R.AC			NON STERILE
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm	
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"	



REF	KM328R.AC STE			STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	
REF	KM328R.AC			NON STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	




REF	KM463.AC STE			STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	
REF	KM463.AC			NON STERILE
Blattstärke	0,70 mm	Schnittstärke	0,90 mm	
Material Thickness	0.028"	Cutting Thickness	0.035"	

Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GB440, GA635, GA674




	REF	KM476.AC STE		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"
	REF	KM476.AC		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Acculan 3Ti
GB435, GA641R, GA636,
GA674, GB436R



	REF	KM8624.AC STE		
	Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,35 mm 0.053"
	REF	KM8624.AC		
	Blattstärke Material Thickness	0,70 mm 0.028"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,35 mm 0.053"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50


REF	EZ1310.M00 STE	EZ1313.M00 STE	EZ1314.M00 STE				
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"				

STERILE



REF	EZ1912.M00 STE	EZ1913.M00 STE	EZ1914.M00 STE				
Schnittstärke Cutting Thickness	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"				

STERILE



REF	EZ2210.M00 STE	EZ2212.M00 STE	EZ2213.M00 STE	EZ2214.M00 STE	EZ2215.M00 STE		
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"		

STERILE






KMS  

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

ConMed/Linvatec Hall


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50




STERILE 	REF	KMS1395.M00 STE	KMS1310.08R STE	KMS1312.09J STE	KMS1313.07S STE		
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,95 mm 0.037"	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"		



STERILE 	REF	KMS1713.L00 STE	KMS1714.L00 STE				
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"				




STERILE 	REF	KMS1909.02R STE	KMS1912.M00 STE	KMS1913.01S STE	KMS1914.01T STE		
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"		



STERILE 	REF	KMS1995.L00 STE	KMS1912.L00 STE	KMS1913.L00 STE			
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,95 mm 0.037"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"			






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50


REF	KMS2210.06F STE	KMS2213.07F STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"							



REF	KMS2295F.M00 STE	KMS2213F.M00 STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	0,95 mm 0.037"	1,27 mm 0.050"							



REF	KMS2509.06R STE	KMS2595.M00 STE	KMS2510.06B STE	KMS2512.05J STE	KMS2513.05S STE				
Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	0,95 mm 0.037"	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"				



REF	KMS2514.05T STE	KMS2515.05I STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"							






KMS  

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

ConMed/Linvatec Hall

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6 125,
PRO2200E, PRO6 175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50



STERILE



REF


Schnittstärke

Cutting Thickness

KMS2513P.M00 STE

1,27 mm

0.050"



STERILE



REF


Schnittstärke

Cutting Thickness

KMS2514.L00 STE

1,37 mm

0.054"



STERILE



REF

Schnittstärke

Cutting Thickness

KMS2514P.L00 STE

1,37 mm

0.054"



EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use




ConMed / Linvatec Hall


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50



REF	EVO1310.08R	EVO1313.07S					
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm					
Cutting Thickness	0.039"	0.050"					



REF	EVO1909.02R	EVO1913.01S	EVO1914.01T				
Schnittstärke	0,89 mm	1,27 mm	1,37 mm				
Cutting Thickness	0.035"	0.050"	0.054"				




REF	EVO2510.06B	EVO2513.05S					
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm					
Cutting Thickness	0.039"	0.050"					





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50



REF

KM51925.C00 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51925.C00

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.132 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.132

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.133 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.133

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.134 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.134

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm


Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50

REF	KM71.451 STE	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		




REF	KM71.451	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		



REF	KM71.452 STE	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		




REF	KM71.452	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		



REF	KM71.453 STE	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		



REF	KM71.453	Schnittstärke	0,80 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.031"
Material Thickness	0.024"		



REF	KM71.455 STE	Schnittstärke	1,70 mm
Blattstärke	1,20 mm	Cutting Thickness	0.067"
Material Thickness	0.047"		




REF	KM71.455	Schnittstärke	1,70 mm
Blattstärke	1,20 mm	Cutting Thickness	0.067"
Material Thickness	0.047"		





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power Pro6300
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50



REF

KM71.456 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM71.456

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM71.457 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM71.457

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke


0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM71.458 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.458

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71.472 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM71.472

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm


Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50

REF	KM71.510 STE	Schnittstärke	0,60 mm
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"
Material Thickness	0.016"		




REF	KM71.510	Schnittstärke	0,60 mm
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"
Material Thickness	0.016"		



REF	KM71.515 STE	Schnittstärke	0,60 mm
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"
Material Thickness	0.016"		



REF	KM71.515	Schnittstärke	0,60 mm
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"
Material Thickness	0.016"		



REF	KM71125.C00 STE	Schnittstärke	1,00 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.039"
Material Thickness	0.024"		




REF	KM71125.C00	Schnittstärke	1,00 mm
Blattstärke	0,60 mm	Cutting Thickness	0.039"
Material Thickness	0.024"		






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50




	REF	KM71276.C00 STE		
	Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
	Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"
	REF	KM71276.C00		
	Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
	Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"



	REF	KM71277.C00 STE		
	Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
	Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"
	REF	KM71277.C00		
	Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
	Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
M Power2 Pro6350M
PowerPro Max PRO5300M
PowerPro + PowerPro
Electric II PRO6125,
PRO2200E, PRO6175
PowerPro Pneumatic
Hall Serie 4 5067-002
Hall Serie 3 5044-002
Versipower Plus 5071-002
Hall 50






Kompatible Anschlüsse <i>compatible connections:</i>	Micro 100™ 5053-012, Sagittal saws	Micro Power™ 6021-024, 6020-024	MicroChoice 5020-024, MicroE 5040-007
---	---------------------------------------	------------------------------------	--





STERILE 	REF	KM3002 STE			REF	KM3005 STE			
	Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm		Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
	Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"		Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"
NON STERILE 	REF	KM3002			REF	KM3005			
	Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm		Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
	Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"		Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





	REF	KM3006 STE		
	Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
	Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"
	REF	KM3006		
	Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
	Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"






REF	KM100C STE	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM101 STE	Schnittstärke	0,60 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	5
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			
REF	KM100C	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM101	Schnittstärke	0,60 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			



REF	KM102 STE	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM106 STE	Schnittstärke	0,60 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	5
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			
REF	KM102	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM106	Schnittstärke	0,60 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			





REF	KM107 STE	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM240 STE	Schnittstärke	0,60 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	5
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			
REF	KM107	Schnittstärke	0,60 mm	REF	KM240	Schnittstärke	0,60 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0.024"	
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

Micro 100™ 5053-012
Micro E 5040-007



REF

KM004 STE

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness

0.024"

REF

KM005 STE

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM004

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness

0.024"

REF

KM005

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness


0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM006 STE

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,65 mm

Cutting Thickness

0.026"



REF

KM006

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,65 mm

Cutting Thickness

0.026"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

Mini Driver (K220)



REF

KM44K STE

Blattstärke

0,70 mm

Material Thickness

0.028"

Schnittstärke

0,90 mm

Cutting Thickness

0.035"

REF

KM48K STE

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM44K

Blattstärke

0,70 mm

Material Thickness

0.028"

Schnittstärke

0,90 mm

Cutting Thickness

0.035"

REF

KM48K

Blattstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Schnittstärke

0,60 mm

Cutting Thickness



0.024"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

Micro 100™ 5053-011
Micro Power™ 6020-022

Micro Power™ 6021-022
Sagittal saws

MicroChoice, 5040-002,
Micro E 5020-022



REF	KM3101 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM6023.140 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3101		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM6023.140		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





REF	PC5023.132 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.133 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.132		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.133		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"





REF	PC5023.138 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.139 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.138		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.139		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.140 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.141 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.140		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.141		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

MicroChoice 5020-023
Micro 100™ 5053-010

Micro E 5040-003

23,40 mm / 0.921"



REF

KM54 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.016"



REF

KM54

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness


0.016"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

MPower™ 2 Battery,
Sternum Saw Pro 6450M

Pneumatic Sternum Saw
5059-005

32,80 mm / 1.291"



REF

KM32 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,10 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.043"



REF

KM32

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,10 mm


Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.043"

32,80 mm / 1.291"



Aggressive



REF

KM34 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM34

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness


0.039"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

Micro Power™ 6020-023,
Micro Power™ 6021-023,
Micro Choice 5053-023

Micro 100 5023-010,
Micro E 5040-003
reciprocating saw

25,40 mm / 1.000"



REF

KM060 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM060

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"


Cutting Thickness

0.024"







Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
PowerPro Pneumatic
PRO6 185, PowerPro
Electric II PRO6 135,
PowerPro Max
PRO5400M, MPower 2
PRO6400M, reciprocating
saws.




REF	KM458 STE	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,43 mm 0.043"	
REF	KM458	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,43 mm 0.043"	



REF	KM459 STE	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,43 mm 0.043"	
REF	KM459	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,43 mm 0.043"	



REF	KM461 STE	Schnittstärke	1,70 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,20 mm 0.047"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,67 mm 0.067"	
REF	KM461	Schnittstärke	1,70 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,20 mm 0.047"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,67 mm 0.067"	




REF	KM473 STE	Schnittstärke	1,00 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,39 mm 0.039"	
REF	KM473	Schnittstärke	1,00 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,39 mm 0.039"	






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
PowerPro Pneumatic
PRO6 185, PowerPro
Electric II PRO6 135,
PowerPro Max
PRO5400M, MPower 2
PRO6400M, reciprocating
saws.




	REF	KM475.LI STE		
	Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"
	REF	KM475.LI		
	Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"




	REF	KM476 STE		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"
	REF	KM476		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
MDX Multi Drive KX 600
MDX Multi Drive KDX-600
MPX Multi Drive SX 500
MPX Multi Drive DPX-676
MCX Multi Drive DCX 500
Orthodrive DBK-700


REF	EZ1310.M10 STE	EZ1313.M10 STE	EZ1314.M10 STE						
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"						
									STERILE



REF	EZ1913.M10 STE	EZ1914.M10 STE							
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"							
									STERILE



REF	EZ2210.M10 STE	EZ2213.M10 STE	EZ2214.M10 STE						
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"						
									STERILE






KMS  

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

DeSoutter

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
MDX Multi Drive KX 600
MDX Multi Drive KDX-600
MPX Multi Drive SX 500
MPX Multi Drive DPX-676
MCX Multi Drive DCX 500
Orthodrive DBK-700



STERILE


REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1310.18R STE


1,00 mm
0.039"

KMS1312.M10 STE

1,19 mm
0.047"

KMS1313.17S STE

1,27 mm
0.050"




STERILE


REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1912.L10 STE

1,19 mm
0.047"



STERILE


REF


Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2210.16F STE

1,00 mm
0.039"

KMS2213.17F STE

1,27 mm
0.050"



STERILE


REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2510.16B STE

1,00 mm
0.039"

KMS2512.15J STE

1,19 mm
0.047"

KMS2513.15S STE

1,27 mm
0.050"

KMS2514.15T STE

1,37 mm
0.054"

KMS2515.15I STE

1,47 mm
0.058"




EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use




DeSoutter

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
MDX Multi Drive KX 600
MDX Multi Drive KDX-600
MPX Multi Drive SX 500
MPX Multi Drive DPX-676
MCX Multi Drive DCX 500
Orthodrive DBK-700



REF	EVO1310.18R	EVO1313.17S					
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"					




REF	EVO2510.16B	EVO2512.15J	EVO2513.15S				
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"				





DeSoutter

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
MDX Multi Drive KX 600
MDX Multi Drive KDX-600
MPX Multi Drive SX 500
MPX Multi Drive DPX-676
MCX Multi Drive DCX 500
Orthodrive DBK-700



REF

KM51910.DS STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51910.DS

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51915.DS STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51915.DS

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51917.DS STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM51917.DS

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke


0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM51925.DS STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM51925.DS

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness


0.024"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
CX 600, DPX 673


DeSautter




REF	KM458 STE	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,043"	
REF	KM458	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,043"	



REF	KM459 STE	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,043"	
REF	KM459	Schnittstärke	1,10 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,043"	



REF	KM461 STE	Schnittstärke	1,70 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,20 mm 0.047"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,067"	
REF	KM461	Schnittstärke	1,70 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,20 mm 0.047"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,067"	



REF	KM473 STE	Schnittstärke	1,00 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,039"	
REF	KM473	Schnittstärke	1,00 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,039"	


Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size






DeSoutter

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
CX 600, DPX 673




	REF	KM475.LI STE		
	Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"
	REF	KM475.LI		
	Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"




	REF	KM476 STE		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"
	REF	KM476		
	Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"






REF	EZ1310.M30 STE	EZ1313.M30 STE	EZ1314.M30 STE					
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm	1,37 mm					
Cutting Thickness	0.039"	0.050"	0.054"					
								STERILE



REF	EZ1913.M30 STE	EZ1914.M30 STE						
Schnittstärke	1,27 mm	1,37 mm						
Cutting Thickness	0.050"	0.054"						
								STERILE



REF	EZ2210.M30 STE	EZ2213.M30 STE						
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm						
Cutting Thickness	0.039"	0.050"						
								STERILE





KMS  


steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

MicroAire


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Series 7000




STERILE 	REF	KMS1310.M30 STE	KMS1313.M30 STE			
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"			



STERILE 	REF	KMS1909.M30 STE	KMS1912.M30 STE	KMS1913.31S STE	KMS1914.M30 STE	
	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	




STERILE 	REF	KMS2210.M30 STE	KMS2213.M30 STE			
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"			




STERILE 	REF	KMS2513.35S STE	KMS2514.M30 STE	KMS2515.35I STE		
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"		







REF	KM71.610 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	
REF	KM71.610			
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	



REF	KM71.652 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	
REF	KM71.652			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	



REF	KM71.653 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	
REF	KM71.653			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	




REF	KM71.656 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	
REF	KM71.656			
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	



MicroAire

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Series 7000




REF	KM51925.C30STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"



REF	KM51925.C30
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

MicroAire™ Reciprocating saws 1400/2400



REF	KM14001 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"





REF	KM14001
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

REF	KM14002 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

REF	KM14002
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

1975, 1976 oscillating saws




REF	KM3002 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3002
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3005 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3005
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"





REF	KM3006 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3006
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

1950, 1955, 2250, 6670,
6672, 6673 sagittal saw




REF	KM3101 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM6023.140 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





REF	PC5023.132 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.133 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.138 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.139 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"




REF	PC5023.140 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.141 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"


Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Series 7000



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM458 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM458

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM459 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM459

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM461 STE

1,20 mm
0.047"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,70 mm
0.067"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM461

1,20 mm
0.047"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,70 mm
0.067"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM473 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,00 mm
0.039"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM473

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness


1,00 mm
0.039"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Series 7000

MicroAire



REF	KM475.LI STE	Schnittstärke	1,27 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	
REF	KM475.LI	Schnittstärke	1,27 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	



REF	KM476 STE	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	
REF	KM476	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	






EZblade®

steril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
sterile packed saw blades for multiple use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
72204092 Dyonics Power



STERILE

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ1310.M30 STE


1,00 mm
0.039"

EZ1313.M30 STE

1,27 mm
0.050"

EZ1314.M30 STE

1,37 mm
0.054"



STERILE

REF


Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ1913.M30 STE

1,27 mm
0.050"

EZ1914.M30 STE

1,37 mm
0.054"



STERILE

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

EZ2210.M30 STE

1,00 mm
0.039"


EZ2213.M30 STE

1,27 mm
0.050"







REF	KMS1310.M30 STE	KMS1313.M30 STE					
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"					
							STERILE 



REF	KMS1909.M30 STE	KMS1912.M30 STE	KMS1913.31S STE	KMS1914.M30 STE			
Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"			
							STERILE 




REF	KMS2210.M30 STE	KMS2213.M30 STE					
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"					
							STERILE 



REF	KMS2513.35S STE	KMS2514.M30 STE	KMS2515.35I STE				
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"				
							STERILE 




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
72204092 Dyonics Power,
72204119 Large Bone
Oscillating Saw



REF	KM71.610 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM71.610		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM71.652 STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"




REF	KM71.652		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM71.653 STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM71.653		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"




REF	KM71.656 STE		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"




REF	KM71.656		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"







Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
72204093



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM458 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM458

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM459 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM459

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,10 mm
0.043"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM461 STE

1,20 mm
0.047"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,70 mm
0.067"



REF


Blattstärke
Material Thickness

KM461

1,20 mm
0.047"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,70 mm
0.067"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM473 STE

0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness

1,00 mm
0.039"



REF

Blattstärke
Material Thickness

KM473

0,60 mm
0.024"


Schnittstärke
Cutting Thickness

1,00 mm
0.039"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
72204093



REF	KM475.LI STE	Schnittstärke	1,27 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	
REF	KM475.LI	Schnittstärke	1,27 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,27 mm 0.050"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	





REF	KM476 STE	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	
REF	KM476	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

72204118



REF

KM3002 STE

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"

Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"

REF

KM3005 STE

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"

Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"



REF

KM3002

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"

Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"

REF


KM3005

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"

Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"



REF

KM3006 STE

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"

Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"



REF

KM3006

Blattstärke
Material Thickness

0,40 mm
0.016"



Schnittstärke
Cutting Thickness

0,60 mm
0.024"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

72204117, 72204118
72204119




REF	KM3101 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM6023.140 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3101		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM6023.140		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"




REF	PC5023.132 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.133 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.132		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.133		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"




REF	PC5023.138 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.139 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.138		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.139		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.140 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.141 STE		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"



REF	PC5023.140		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC5023.141		
Blattstärke	0,38 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.015"	Cutting Thickness	0.024"






EZblade®


steril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
sterile packed saw blades for multiple use

Stryker


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)




REF	EZ1310.M62 STE	EZ1312.M62 STE	EZ1313.M62 STE	EZ1314.M62 STE		
Schnittstärke	1,00 mm	1,19 mm	1,27 mm	1,37 mm		
Cutting Thickness	0.039"	0.047"	0.050"	0.054"		



REF	EZ1912.M62 STE	EZ1913.M62 STE	EZ1914.M62 STE			
Schnittstärke	1,19 mm	1,27 mm	1,37 mm			
Cutting Thickness	0.047"	0.050"	0.054"			




REF	EZ1913.L62.T70 STE					
Schnittstärke	1,27 mm					
Cutting Thickness	0.050"					



REF	EZ2210.M62 STE	EZ2212.M62 STE	EZ2213.M62 STE	EZ2214.M62 STE	EZ2215.M62 STE	
Schnittstärke	1,00 mm	1,19 mm	1,27 mm	1,37 mm	1,47 mm	
Cutting Thickness	0.039"	0.047"	0.050"	0.054"	0.058"	



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF

EZ2510P.S62 STE


Schnittstärke

1,00 mm

Cutting Thickness

0.039"

STERILE



REF

EZ2513P.M62 STE


Schnittstärke

1,27 mm

Cutting Thickness

0.050"

STERILE



REF

EZ2513P.L62 STE

Schnittstärke

1,27 mm

Cutting Thickness

0.050"

STERILE






KMS  

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS0813.C62 STE

1,27 mm
0.050"




REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS0812.S63 STE

1,19 mm
0.047"




REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1313.C62 STE

1,27 mm
0.050"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1312.S62 STE


1,19 mm
0.047"

KMS1313.S62 STE

1,27 mm
0.050"




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)




REF	KMS1313F.S63 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"

STERILE


REF	KMS1309.M62 STE	KMS1395.M62 STE	KMS1310.M62 STE	KMS1312.M62 STE	KMS1313.M62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	0,95 mm 0.037"	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"

STERILE

REF	KMS1713.L62 STE	KMS1714.L62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"

STERILE

REF	KMS1910.S62 STE	KMS1913.S62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"

STERILE





KMS  


steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Stryker


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)




STERILE 	REF	KMS1909.M62 STE	KMS1910.M62 STE	KMS1913.M62 STE	KMS1914.M62 STE		
	Schnittstärke Material Thickness	0,89 mm 0.035"	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"		



STERILE 	REF	KMS1995.L62 STE	KMS1912.L62 STE	KMS1913.L62 STE			
	Schnittstärke Material Thickness	0,95 mm 0.037"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"			




STERILE 	REF	KMS1913.L62.T70 STE					
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,27 mm 0.050"					



STERILE 	REF	KMS2210.M62 STE	KMS2213.M62 STE				
	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,27 mm 0.050"				




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)




REF	KMS2295F.M62 STE	KMS2212F.M62 STE	KMS2213F.M62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	0,95 mm 0.037"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"

STERILE


REF	KMS2510.S62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"

STERILE

REF	KMS2509.M62 STE	KMS2595.M62 STE	KMS2510.M62 STE	KMS2512.M62 STE	KMS2513.M62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	0,95 mm 0.037"	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"

STERILE

REF	KMS2514.M62 STE	KMS2515.M62 STE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"

STERILE







KMS

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF


Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2512P.M62 STE

1,19 mm
0.047"

KMS2513P.M62 STE

1,27 mm
0.050"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2513.L62 STE

1,27 mm
0.050"

KMS2514.L62 STE

1,37 mm
0.054"



EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)


Stryker




REF	EVO1312.M62	EVO1313.M62							
Schnittstärke	1,19 mm	1,27 mm							
Cutting Thickness	0.047"	0.050"							



REF	EVO1913.M62								
Schnittstärke	1,27 mm								
Cutting Thickness	0.050"								




REF	EVO2513.M62								
Schnittstärke	1,27 mm								
Cutting Thickness	0.050"								





Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF

KM486208.S63 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM486208.S63

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke


0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM486209.S62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM486209.S62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



90,00 mm / 3.543"

48,00 mm
1.890"

mm

30 40 50 60 70 80


KOMET MEDICAL
KIW4862D9-M63

	REF	KM486209.M63 STE				
	Blattstärke <i>Material Thickness</i>	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,20 mm 0.047"		
	REF	KM486209.M63				
	Blattstärke <i>Material Thickness</i>	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,20 mm 0.047"		



Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF

KM51915.C62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM51915.C62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM51917.S62 STE

Blattstärke

1,00 mm

Schnittstärke

1,20 mm

Material Thickness

0.039"

Cutting Thickness

0.047"



REF

KM51917.S62

Blattstärke

1,00 mm

Schnittstärke


1,20 mm

Material Thickness

0.039"

Cutting Thickness

0.047"



REF

KM51925.C62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM51925.C62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM600.S63 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM600.S63

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness


0.024"

Cutting Thickness

0.031"




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF	KM609.M62 STE		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"




REF	KM609.M62		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"



REF	KM615.S63 STE		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"




REF	KM615.S63		
Blattstärke	0,80 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.031"	Cutting Thickness	0.039"



REF	KM620.S63 STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM620.S63		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM640.S63 STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"




REF	KM640.S63		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"





Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)



REF

KM644.C62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM644.C62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM645.C62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM645.C62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM648.C62 STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM648.C62

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke


1,00 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM650.S63 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM650.S63

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm


Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness


0.031"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)

REF	KM660.S62 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,40 mm 0.055"	STERILE 5
REF	KM660.S62			
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,40 mm 0.055"	NON STERILE



REF	KM71125.C62 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	STERILE 5
REF	KM71125.C62			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	NON STERILE




REF	KM71276.C62 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	STERILE 5
REF	KM71276.C62			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	NON STERILE



Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)




REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71277.C62 STE
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71277.C62
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71278.C62 STE
0,60 mm
0.024"


Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"



REF
Blattstärke
Material Thickness
KM71278.C62
0,60 mm
0.024"

Schnittstärke
Cutting Thickness
1,00 mm
0.039"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Stryker System EHD
(296-98) 2000 (2108),
S4 (4108), S5 (4208),
S6 (6208), S7 (7208)

REF	KM71456.S62 STE		
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"



REF	KM71456.S62		
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"



REF	KM71459.S63 STE		
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"




REF	KM71459.S63		
Blattstärke Material Thickness	0,80 mm 0.031"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"





Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
4107, 298-97, 297-87,
296-87, 2107, 296-97,
6207, 7207



REF

KM97 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,05 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.041"



REF

KM97

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke


1,05 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.041"



REF

KM97A STE

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,05 mm

Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.041"



REF

KM97A

Blattstärke

0,80 mm

Schnittstärke

1,05 mm


Material Thickness

0.031"

Cutting Thickness

0.041"

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
4206, 4106, 2106,
296-96, 6206, 7206,
reciprocating saw



REF

KM250R STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,10 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.043"



REF

KM250R

Schnittstärke

0,60 mm

Schnittstärke


1,10 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.043"



REF

KM275R STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.039"



REF

KM275R

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

1,00 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.039"



REF	KM326R STE				
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm		
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"		
REF	KM326R				
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm		
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"		



Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS5100-34 sagittal saw,
TPS5100-31 oscillating saw



Command2 2296-31,
2296-234, 2296-34,
2296-231, 2296-080-134

Cordless Driver 2+3+4
Att. 4100-400

Sabo Sagittal Saw 4300-
034, Sabo 2 4408-000,
Micro Bone Saw

Core 5400-34, 5400-31
NSK Primado

RemB Micro Power
6400-034, 6400-031,
4100-400





REF	KM3.102 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.103 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.102		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.103		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM3.104 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.105 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.104		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.105		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





REF	KM3.106 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,50 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.020"

REF	KM3.108 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.106		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,50 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.020"

REF	KM3.108		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.110 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.111 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.110		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.111		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS5100-34 sagittal saw,
TPS5100-31 oscillating saw



Command2 2296-31,
2296-234, 2296-34,
2296-231, 2296-080-134

Cordless Driver 2+3+4
Att. 4100-400


Sabo Sagittal Saw 4300-
034, Sabo 2 4408-000,
Micro Bone Saw

Core 5400-34, 5400-31
NSK Primado


RemB Micro Power
6400-034, 6400-031,
4100-400




REF	KM3.114 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.115 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	STERILE
REF	KM3.114	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.115	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	NON STERILE



REF	KM3.125 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.212 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	STERILE
REF	KM3.125	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.212	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	NON STERILE



REF	KM3.215 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,50 mm 0.020"	REF	KM3.225 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	STERILE
REF	KM3.215	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,50 mm 0.020"	REF	KM3.225	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	NON STERILE



REF	KM3.254 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.410 STE	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	STERILE
REF	KM3.254	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	REF	KM3.410	Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	NON STERILE

Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size



Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS5100-34 sagittal saw,
TPS5100-31 oscillating saw



Command2 2296-31,
2296-234, 2296-34,
2296-231, 2296-080-134

Cordless Driver 2+3+4
Att. 4100-400

Sabo Sagittal Saw 4300-
034, Sabo 2 4408-000,
Micro Bone Saw

Core 5400-34, 5400-31
NSK Primado

RemB Micro Power
6400-034, 6400-031,
4100-400





REF	KM3.411 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.412 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.411		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.412		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





REF	KM3.413 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,50 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.020"

REF	KM3.414 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.413		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,50 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.020"

REF	KM3.414		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





REF	KM3.511 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.525 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM3.511		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	KM3.525		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM33.103 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.105 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



REF	KM33.103		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.105		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS5100-34 sagittal saw,
TPS5100-31 oscillating saw



Command2 2296-31,
2296-234, 2296-34,
2296-231, 2296-080-134

Cordless Driver 2+3+4
Att. 4100-400

Sabo Sagittal Saw 4300-
034, Sabo 2 4408-000,
Micro Bone Saw

Core 5400-34, 5400-31
NSK Primado

RemB Micro Power
6400-034, 6400-031,
4100-400




REF	KM33.111 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.114 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM33.111		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.114		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM33.115 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.125 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM33.115		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.125		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM33.206 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.212 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



REF	KM33.206		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.212		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



REF	KM33.225 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.410 STE		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



REF	KM33.225		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"

REF	KM33.410		
Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"





Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size




Stryker

Kompatible Anschlüsse <i>compatible connections:</i>	TPS5100-34 sagittal saw, TPS5100-31 oscillating saw	Command2 2296-31, 2296-234, 2296-34, 2296-231, 2296-080-134	Cordless Driver 2+3+4 Att. 4100-400	SaboSagittalSaw 4300- 034, Sabo 2 4408-000, Micro Bone Saw	Core 5400-34, 5400-31 NSK Primado	RemB Micro Power 6400-034, 6400-031, 4100-400
---	--	---	--	--	--------------------------------------	---



	REF	KM33.412 STE			REF	KM33.414 STE		
	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"
	REF	KM33.412			REF	KM33.414		
	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



	REF	KM33.521 STE		
	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"
	REF	KM33.521		
	Blattstärke	0,50 mm	Schnittstärke	0,70 mm
	Material Thickness	0.020"	Cutting Thickness	0.028"



Kompatible Anschlüsse <i>compatible connections:</i>	TPS 5100-37 Command 2 2296-37 / 237	Core 5400-37 reciprocating saw	RemB Micro Power 6400.037
---	--	-----------------------------------	------------------------------




REF	KM5140.010 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,40 mm 0.016"		
REF	KM5140.010				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,40 mm 0.016"		



REF	KM5140.011 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		
REF	KM5140.011				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		



REF	KM5140.012 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		
REF	KM5140.012				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		



REF	KM5140.020 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,55 mm 0.022"		
REF	KM5140.020				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,55 mm 0.022"		



Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS 5100-37
Command 2 2296-37 / 237

Core 5400-37
reciprocating saw

RemB Micro Power
6400.037

24,90 mm / 0.980"



REF

KM5140.106 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.016"



REF

KM5140.106

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.016"

23,00 mm / 0.905"



REF

KM5140.107 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.016"



REF

KM5140.107

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,40 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.016"

28,00 mm / 1.102"



REF

KM5140.123 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM5140.123

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"

23,00 mm / 0.906"



REF

KM5140.133 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM5140.133

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness


0.016"

Cutting Thickness


0.024"




Kompatible Anschlüsse <i>compatible connections:</i>	TPS 5100-37 Command 2 2296-37/237	Core 5400-37 reciprocating saw	RemB Micro Power 6400.037
---	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------




REF	KM5140.233 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		
REF	KM5140.233				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	0,60 mm 0.024"		



REF	KM5160.011 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		
REF	KM5160.011				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		



REF	KM5160.012 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		
REF	KM5160.012				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		



REF	KM5160.123 STE				STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		
REF	KM5160.123				NON-STERILE
Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke <i>Cutting Thickness</i>	1,00 mm 0.039"		




Stryker

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:

TPS 5100-37
Command 2 2296-37 / 237

Core 5400-37
reciprocating saw

RemB Micro Power
6400.037



	REF	KM5160.233 STE	Schnittstärke	1,00 mm
	Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm <i>0.024"</i>	Cutting Thickness	0.039"
	REF	KM5160.233	Schnittstärke	1,00 mm
	Blattstärke <i>Material Thickness</i>	0,60 mm <i>0.024"</i>	Cutting Thickness	0.039"



Kompatible Anschlüsse <i>compatible connections:</i>	TPS 5100-37 Command 2 2296-37 / 237	Core 5400-37 reciprocating saw	RemB Micro Power 6400.037
---	--	-----------------------------------	------------------------------

11,00 mm / 0.433"


5,50 mm
0.217"


REF	KM37113.ST STE	Cross cut rasp		STERILE
Arbeitslänge <i>Length</i>	11,00 mm 0.433"	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	5,50 mm 0.217"	
REF	KM37113.ST	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	5,50 mm 0.217"	
Arbeitslänge <i>Length</i>	11,00 mm 0.433"			

13,00 mm / 0.512"


7,00 mm
0.276"


REF	KM37114.ST STE	Cross cut rasp		STERILE
Arbeitslänge <i>Length</i>	13,00 mm 0.512"	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	7,00 mm 0.276"	
REF	KM37114.ST	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	7,00 mm 0.276"	
Arbeitslänge <i>Length</i>	13,00 mm 0.512"			

11,00 mm / 0.433"


5,50 mm
0.217"


REF	KM37115.ST STE	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	5,50 mm 0.217"	STERILE
Arbeitslänge <i>Length</i>	11,00 mm 0.433"			
REF	KM37115.ST	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	5,50 mm 0.217"	
Arbeitslänge <i>Length</i>	11,00 mm 0.433"			

13,00 mm / 0.512"


7,00 mm
0.276"


REF	KM37116.ST STE	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	7,00 mm 0.276"	STERILE
Arbeitslänge <i>Length</i>	13,00 mm 0.512"			
REF	KM37116.ST	Kopfdurchmesser <i>Head diameter</i>	7,00 mm 0.276"	
Arbeitslänge <i>Length</i>	13,00 mm 0.512"			




EZblade® 


steril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
sterile packed saw blades for multiple use

DePuy Synthes


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223



REF	EZ1310.M50 STE	EZ1312.M50 STE	EZ1313.M50 STE	EZ1314.M50 STE		
STERILE						
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"		



REF	EZ1912.M50 STE	EZ1913.M50 STE	EZ1914.M50 STE			
STERILE						
Schnittstärke Cutting Thickness	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"			



REF	EZ2210.M50 STE	EZ2212.M50 STE	EZ2213.M50 STE	EZ2214.M50 STE	EZ2215.M50 STE	
STERILE						
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"	






KMS ② 101

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1909.52R STE


0,89 mm
0.035"

KMS1913.51S STE

1,27 mm
0.050"

KMS1914.51T STE

1,37 mm
0.054"



REF


Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1912.L50 STE

1,19 mm
0.047"

KMS1913.L50 STE

1,27 mm
0.050"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2210.56F STE

1,00 mm
0.039"

KMS2213.57F STE

1,27 mm
0.050"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness


KMS2212F.M50 STE

1,19 mm
0.047"

KMS2213F.M50 STE

1,27 mm
0.050"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223

REF
Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS0004.SY STE
1,00 mm
0.039"

STERILE



REF
Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2509.55R STE
0,89 mm
0.035"


KMS2510.56B STE
1,00 mm
0.039"

KMS2512.55J STE
1,19 mm
0.047"

KMS2513.55S STE
1,27 mm
0.050"

KMS2514.55T STE
1,37 mm
0.054"


STERILE



REF
Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2515.55I STE
1,47 mm
0.058"

STERILE



REF
Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2512P.M50 STE
1,19 mm
0.047"

STERILE






EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223



REF

Schnittstärke

Cutting Thickness

EVO1310.58R

1,00 mm

0.039"

EVO1312.59J


1,19 mm

0.047"

EVO1313.57S

1,27 mm

0.050"



REF

Schnittstärke

Cutting Thickness

EVO1909.52R

0,89 mm

0.035"

EVO1913.51S


1,27 mm

0.050"

EVO1914.51T

1,37 mm

0.054"



REF

Schnittstärke

Cutting Thickness

EVO2510.56B

1,00 mm

0.039"

EVO2513.55S


1,27 mm

0.050"






Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223



REF	KM156208.SY STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"




REF	KM156208.SY		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM519.010 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM519.010		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"



REF	KM519.012 STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM519.012		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	0,80 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.031"



REF	KM519.013 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"




REF	KM519.013		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"





DePuy Synthes


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive II +
Power Drive 511.800,
511.801,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.610,
TRS 05.001.224,
05.001.223



REF	KM519.015 STE
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"




REF	KM519.015
Blattstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.016"
Schnittstärke	0,60 mm
Cutting Thickness	0.024"



REF	KM519.017 STE
Blattstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.024"
Schnittstärke	0,80 mm
Cutting Thickness	0.031"



REF	KM519.017
Blattstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.024"
Schnittstärke	0,80 mm
Cutting Thickness	0.031"



REF	KM519.018 STE
Blattstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.039"
Schnittstärke	1,20 mm
Cutting Thickness	0.047"



REF	KM519.018
Blattstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.039"
Schnittstärke	1,20 mm
Cutting Thickness	0.047"



60,00 mm / 2.362"

12,70 mm
0.500



mm
— 10 —
— 20 —
— 30 —
— 40 —
— 50 —

KOMET
MEDICAL
KM71432.150

Alle Abbildungen in aktueller Größe (1:1)
All saw blades shown in actual size



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Colibri II 532-021





REF	PC532.041 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	KM532.044 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"



REF	PC532.041		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	KM532.044		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"





REF	PC532.045 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	PC532.046 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"



REF	PC532.045		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	PC532.046		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"





REF	PC532.047 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	PC532.048 STE		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"



REF	PC532.047		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"

REF	PC532.048		
Blattstärke	0,30 mm	Schnittstärke	0,40 mm
Material Thickness	0.012"	Cutting Thickness	0.016"



REF	KM532.050 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"

REF	PC532.061 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.028"





REF	KM532.050		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,60 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.024"


REF	PC532.061		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.028"



Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Colibri II 532-021




REF	PC532.062 STE	Schnittstärke	0,70 mm	REF	PC532.063 STE	Schnittstärke	0,70 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	5
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			
REF	PC532.062	Schnittstärke	0,70 mm	REF	PC532.063	Schnittstärke	0,70 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	
Material Thickness	0.016"			Material Thickness	0.016"			



REF	PC532.064 STE	Schnittstärke	0,70 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	5
Material Thickness	0.016"			
REF	PC532.064	Schnittstärke	0,70 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	
Material Thickness	0.016"			



REF	PC532.065 STE	Schnittstärke	0,70 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	5
Material Thickness	0.016"			
REF	PC532.065	Schnittstärke	0,70 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	
Material Thickness	0.016"			




REF	PC532.066 STE	Schnittstärke	0,70 mm	STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	5
Material Thickness	0.016"			
REF	PC532.066	Schnittstärke	0,70 mm	NON STERILE
Blattstärke	0,40 mm	Cutting Thickness	0,028"	
Material Thickness	0.016"			





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Colibri II 532-021




REF	PC532.067 STE		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.028"



REF	PC532.067		
Blattstärke	0,40 mm	Schnittstärke	0,70 mm
Material Thickness	0.016"	Cutting Thickness	0.028"


Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Compact Air Drive/
Power Drive 511.902,
Air Power Line 511.610,
Battery Power Line 530.615,
TRS 05.001.225



REF	KM278R.SY STE		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"




REF	KM278R.SY		
Blattstärke	0,60 mm	Schnittstärke	1,00 mm
Material Thickness	0.024"	Cutting Thickness	0.039"



REF	KM329R.SY STE		
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"



REF	KM329R.SY		
Blattstärke	1,00 mm	Schnittstärke	1,20 mm
Material Thickness	0.039"	Cutting Thickness	0.047"




REF	KM458.SY STE		
Blattstärke	1,20 mm	Schnittstärke	1,40 mm
Material Thickness	0.047"	Cutting Thickness	0.055"




REF	KM458.SY		
Blattstärke	1,20 mm	Schnittstärke	1,40 mm
Material Thickness	0.047"	Cutting Thickness	0.055"






REF	EZ1310.M50 STE	EZ1312.M50 STE	EZ1313.M50 STE	EZ1314.M50 STE						STERILE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"						



REF	EZ1912.M50 STE	EZ1913.M50 STE	EZ1914.M50 STE							STERILE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"							



REF	EZ2210.M50 STE	EZ2212.M50 STE	EZ2213.M50 STE	EZ2214.M50 STE	EZ2215.M50 STE					STERILE
Schnittstärke Cutting Thickness	1,00 mm 0.039"	1,19 mm 0.047"	1,27 mm 0.050"	1,37 mm 0.054"	1,47 mm 0.058"					



KMS 2 10

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Zimmer Universal Power
System, 89-8509-450-60




STERILE
2

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1312.S50 STE

1,19 mm
0.047"



STERILE
2

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1310.58R STE

1,00 mm
0.039"

KMS1312.59J STE

1,19 mm
0.047"

KMS1313.57S STE

1,27 mm
0.050"



STERILE
2

REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS1713.L50 STE

1,27 mm
0.050"

KMS1714.L50 STE

1,37 mm
0.054"



STERILE
2


REF

Schnittstärke
Cutting Thickness


KMS0001.SY STE

1,00 mm
0.039"






REF	KMS1909.52R STE	KMS1913.51S STE	KMS1914.51T STE						
Schnittstärke	0,89 mm	1,27 mm	1,37 mm						
Cutting Thickness	0.035"	0.050"	0.054"						



REF	KMS1912.L50 STE	KMS1913.L50 STE							
Schnittstärke	1,19 mm	1,27 mm							
Cutting Thickness	0.047"	0.050"							



REF	KMS2210.56F STE	KMS2213.57F STE							
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm							
Cutting Thickness	0.039"	0.050"							



REF	KMS2212F.M50 STE	KMS2213F.M50 STE							
Schnittstärke	1,19 mm	1,27 mm							
Cutting Thickness	0.047"	0.050"							






KMS ② 101

steril verpackte Sägeblätter für den Einmalgebrauch
sterile packed saw blades for single use

Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Zimmer Universal Power
System, 89-8509-450-60




REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS0004.SY STE

1,00 mm
0.039"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2509.55R STE

0,89 mm
0.035"

KMS2510.56B STE

1,00 mm
0.039"

KMS2512.55J STE


1,19 mm
0.047"

KMS2513.55S STE

1,27 mm
0.050"

KMS2514.55T STE

1,37 mm
0.054"




REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2515.55I STE

1,47 mm
0.058"



REF

Schnittstärke
Cutting Thickness

KMS2512P.M50 STE

1,19 mm
0.047"




EVOLUTION

unsteril verpackte Sägeblätter für den Mehrfachgebrauch
nonsterile packed saw blades for multiple use




Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Zimmer Universal Power
System, 89-8509-450-60


Zimmer Biomet



REF	EVO1310.58R	EVO1312.59J	EVO1313.57S				
Schnittstärke	1,00 mm	1,19 mm	1,27 mm				
Cutting Thickness	0.039"	0.047"	0.050"				



REF	EVO1909.52R	EVO1913.51S	EVO1914.51T				
Schnittstärke	0,89 mm	1,27 mm	1,37 mm				
Cutting Thickness	0.035"	0.050"	0.054"				




REF	EVO2510.56B	EVO2513.55S					
Schnittstärke	1,00 mm	1,27 mm					
Cutting Thickness	0.039"	0.050"					







Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Zimmer Universal Power
System, 89-8509-450-60




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM156208.SY STE 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM156208.SY 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"



STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.010 STE 0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.010 0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.012 STE 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.012 0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"




STERILE 	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.013 STE 0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"
	REF Blattstärke Material Thickness	KM519.013 0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"






REF	KM519.015 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	
REF	KM519.015			
Blattstärke Material Thickness	0,40 mm 0.016"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,60 mm 0.024"	



REF	KM519.017 STE			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	
REF	KM519.017			
Blattstärke Material Thickness	0,60 mm 0.024"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,80 mm 0.031"	




REF	KM519.018 STE			
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	
REF	KM519.018			
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	





Kompatible Anschlüsse
compatible connections:
Zimmer Universal Power
System, 89-8509-450-60



REF

KM519.019 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM519.019

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke



0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM519.023 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM519.023

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"

REF

KM519.025 STE

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke

0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"

REF

KM519.025

Blattstärke

0,40 mm

Schnittstärke


0,60 mm

Material Thickness

0.016"

Cutting Thickness

0.024"



REF

KM71452.S50 STE

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm

Material Thickness

0.024"

Cutting Thickness

0.031"



REF

KM71452.S50

Blattstärke

0,60 mm

Schnittstärke

0,80 mm


Material Thickness

0.024"


Cutting Thickness

0.031"






REF	KM280R.ZI STE	Schnittstärke	0,89 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,89 mm 0.035"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	
REF	KM280R.ZI	Schnittstärke	0,89 mm	
Blattstärke Material Thickness	0,89 mm 0.035"	Schnittstärke Cutting Thickness	0,89 mm 0.035"	



REF	KM460.ZI STE	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	
REF	KM460.ZI	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	




REF	KM462.ZI STE	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	
REF	KM462.ZI	Schnittstärke	1,20 mm	
Blattstärke Material Thickness	1,00 mm 0.039"	Schnittstärke Cutting Thickness	1,20 mm 0.047"	



Pins für die Knieendoprothetik

Pins for knee joint endoprosthesis



Pins für die Knieendoprothetik

Bohr- und Schraubpins spielen eine elementare Rolle bei der Fixierung von Knie-schablonen.

Die Bohrpins ermöglichen das zwischenzeitliche Abziehen der Schablone, ohne dass die Pins vorher gelöst werden müssen. So kann die Schablone im Nachgang wieder auf die gleiche Position gesetzt werden.

Die Schraubpins fixieren die Schablone mit Anpresskraft und müssen vor Ablegen der Schablone entfernt werden.

Pins for knee joint endoprosthesis

Guide pins and screw pins play an essential role in the fixation of cutting blocks.


The guide pins allow interim removal of the jig without having to undo the pins beforehand.

Like that, the jig can be reattached to exactly the same position afterwards.

The guide screws fix the jig by means of contact pressure. They have to be unscrewed prior to removing the block.



Schlüsselweite
Wrench Width



magnetisierbarer Stahl / magnetisch
magnetizable steel / magnetic





Bohrpins · Schraubpins

Pins · Screws



Schlüsselweite
Wrench Width



Gewindelänge (GL)
Thread Length (TL)



magnetisierbarer Stahl
magnetizable steel



Bohrpin / Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GP003.070.023 STE	2,3	70,0	-	Rundschaft / Round Shank ●	-	-
GP003.070.023	2,3	70,0	-	Rundschaft / Round Shank ●	-	-



Bohrpin / Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GP002.089.032 STE	3,2	89,5	-	4-kant / Square ■	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GP002.089.032	3,2	89,5	-	4-kant / Square ■	2,25	



Universal Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GP001.089.032 STE	3,2	89,0	70,0	4-kant / Square ■	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GP001.089.032	3,2	89,0	70,0	4-kant / Square ■	2,25	



Universal Pin 	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GP001A.089.032 STE	3,2	89,0	70,0	4-kant / Square ■	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GP001A.089.032	3,2	89,0	70,0	4-kant / Square ■	2,25	



Schraubpin / Screw 	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS905.030.032 STE	3,2	30,0	26,0	6-kant / Hexagon ●	3,5	-
GS905.030.032	3,2	30,0	26,0	6-kant / Hexagon ●	3,5	-



Schraubpin / Screw 	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS901.033.032 STE	3,2	33,0	30,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.100.000,
GS901.033.032	3,2	33,0	30,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.130.000



Schraubpin / Screw 	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS901.050.032 STE	3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.100.000,
GS901.050.032	3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.130.000



Schraubpin / Screw 	Ø (mm)	L (mm)	GL / TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS901A.050.032 STE	3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.100.000,
GS901A.050.032	3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon ●	2,5	GS900.130.000



Bohrpins · Schraubpins

Pins · Screws



Schlüsselweite
Wrench Width



Gewindelänge (GL)
Thread Length (TL)



magnetisierbarer Stahl
magnetizable steel

Bohrpins · Schraubpins
Pins · Screws



Schraubpin / Screw		Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS905.050.032 STE		3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon	3,5	-
GS905.050.032		3,2	50,0	46,0	6-kant / Hexagon	3,5	-



Schraubpin / Screw		Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS903.062.032 STE		3,2	62,5	46,0	4-kant / Square	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GS903.062.032		3,2	62,5	46,0	4-kant / Square	2,25	



Schraubpin / Screw		Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS903A.062.032 STE		3,2	62,5	46,0	4-kant / Square	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GS903A.062.032		3,2	62,5	46,0	4-kant / Square	2,25	



Pin (lang) / Long Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS902.150.032 STE	3,2	150,0	51,0	Rundschaft / Round Shank	-	-
GS902.150.032	3,2	150,0	51,0	Rundschaft / Round Shank	-	-



Pin (lang) / Long Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS904.100.030 STE	3,0	100,0	26,0	4-kant / Square	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GS904.100.030	3,0	100,0	26,0	4-kant / Square	2,25	



Pin (lang) / Long Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS904.150.030 STE	3,0	150,0	26,0	4-kant / Square	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GS904.150.030	3,0	150,0	26,0	4-kant / Square	2,25	



Pin (lang) / Long Pin	Ø (mm)	L (mm)	GL/TL (mm)	Schaft / Shank	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Kompatibel mit Adapter / Compatible with adapter
GS904.100.040 STE	4,0	100,0	25,0	4-kant / Square	2,25	GS900.100.010, GS900A.040.000, GS900.055.010
GS904.100.040	4,0	100,0	25,0	4-kant / Square	2,25	



Bohrpins · Schraubpins

Pins · Screws

magnetisch
magnetic

Pin Adapter		L (mm)	Schlüsselform/ Wrench shape	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Schaft / Shank
GS900.100.000		100,0	6-kant / Hexagon	2,5	Zimmer / Hudson



Pin Adapter		L (mm)	Schlüsselform/ Wrench shape	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Schaft / Shank
GS900.100.010		100,0	4-kant / Square	2,25	Zimmer / Hudson



Pin Adapter		L (mm)	Schlüsselform/ Wrench shape	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Schaft / Shank
GS900.130.000		130,0	6-kant / Hexagon	2,5	Zimmer / Hudson



Pin Adapter		L (mm)	Schlüsselform/ Wrench shape	Schlüsselweite / Wrench Width (mm)	Schaft / Shank
GS900A.040.000		40,0	4-kant / Square	2,25	AO




Spiralbohrer

Twist drills



**Spiralbohrer · AO**

Twist drills · AO




S 27...	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	effektive Länge/effective length (mm)	Anschluss/Connection
S2709.098 STE	1,1	2	16	60	30	AO
S2709.098	1,1	2	16	60	30	AO
S2710.098 STE	1,5	2	30	85	55	AO
S2710.098	1,5	2	30	85	55	AO
S2711.098 STE	1,5	2	30	110	80	AO
S2711.098	1,5	2	30	110	80	AO
S2712.098 STE	1,5	2	30	125	95	AO
S2712.098	1,5	2	30	125	95	AO
S2713.098 STE	1,8	2	30	100	70	AO
S2713.098	1,8	2	30	100	70	AO
S2714.098 STE	2,0	2	50	100	70	AO
S2714.098	2,0	2	50	100	70	AO
S2715.098 STE	2,0	2	50	125	95	AO
S2715.098	2,0	2	50	125	95	AO
S2716.098 STE	2,4	2	50	100	70	AO
S2716.098	2,4	2	50	100	70	AO
S2717.098 STE (gold/golden)	2,5	2	50	180	150	AO
S2717.098 (gold/golden)	2,5	2	50	180	150	AO
S2718.098 STE (gold/golden)	2,5	2	50	110	80	AO
S2718.098 (gold/golden)	2,5	2	50	110	80	AO
S2719.098 STE	2,7	2	50	100	70	AO
S2719.098	2,7	2	50	100	70	AO
S2720.098 STE	2,7	2	50	125	95	AO
S2720.098	2,7	2	50	125	95	AO
S2721.098 STE	3,2	2	50	195	165	AO
S2721.098	3,2	2	50	195	165	AO
S2722.098 STE	3,2	2	50	145	115	AO
S2722.098	3,2	2	50	145	115	AO
S2723.098 STE	3,2	2	50	225	195	AO
S2723.098	3,2	2	50	225	195	AO
S2724.098 STE	3,5	2	50	110	80	AO
S2724.098	3,5	2	50	110	80	AO
S2725.098 STE	3,5	2	50	195	165	AO
S2725.098	3,5	2	50	195	165	AO
S2726.098 STE	4,0	2	50	225	195	AO
S2726.098	4,0	2	50	225	195	AO
S2727.098 STE	4,5	2	50	145	115	AO
S2727.098	4,5	2	50	145	115	AO
S2728.098 STE	4,5	2	50	195	165	AO
S2728.098	4,5	2	50	195	165	AO
S2729.098 STE	6,0	2	50	195	165	AO
S2729.098	6,0	2	50	195	165	AO



Spiralbohrer · Jakobs

Twist drills · Jacobs



S 27...	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	effektive Länge/effective length (mm)	Anschluss/Connection
S2730.501 STE	1,1	2	20	35	20	Jakobs
S2730.501	1,1	2	20	35	20	Jacobs
S2731.501 STE	1,5	2	40	60	40	Jakobs
S2731.501	1,5	2	40	60	40	Jacobs
S2732.501 STE	2,0	2	50	75	55	Jakobs
S2732.501	2,0	2	50	75	55	Jacobs
S2733.501 STE	2,5	2	50	135	115	Jakobs
S2733.501	2,5	2	50	135	115	Jacobs
S2734.501 STE	2,5	2	50	75	55	Jakobs
S2734.501	2,5	2	50	75	55	Jacobs
S2735.501 STE	2,5	2	50	95	75	Jakobs
S2735.501	2,5	2	50	95	75	Jacobs
S2736.501 STE	2,7	2	50	75	55	Jakobs
S2736.501	2,7	2	50	75	55	Jacobs
S2785.501 STE	2,8	2	50	145	125	Jakobs
S2785.501	2,8	2	50	145	125	Jacobs
S2737.502 STE	3,2	2	60	120	100	Jakobs
S2737.502	3,2	2	60	120	100	Jacobs
S2738.502 STE	3,2	2	60	170	150	Jakobs
S2738.502	3,2	2	60	170	150	Jacobs
S2788.502 STE	3,2	2	50	128	108	Jakobs
S2788.502	3,2	2	50	128	108	Jacobs
S2739.502 STE	3,5	2	60	90	70	Jakobs
S2739.502	3,5	2	60	90	70	Jacobs
S2724.501 STE	3,5	2	50	110	90	Jakobs
S2724.501	3,5	2	50	110	90	Jacobs
S2740.502 STE	3,5	2	60	170	150	Jakobs
S2740.502	3,5	2	60	170	150	Jacobs
S2741.502 STE	4,5	2	80	120	100	Jakobs
S2741.502	4,5	2	80	120	100	Jacobs
S2742.502 STE	4,5	2	80	170	150	Jakobs
S2742.502	4,5	2	80	170	150	Jacobs



Spiralbohrer · kanüliert · AO

Twist drills · cannulated · AO



SC 28...	Ø (mm)	Ø (mm) Kanülierung / Cannulation	S / FL #	KL / HL (mm)	GL / TL (mm)	effektive Länge / effective length (mm)	Anschluss / Connection
SC2805.098 STE	2,0	1,2	3	35	150	50	AO
SC2805.098	2,0	1,2	3	35	150	50	AO
SC2803.098 STE	2,7	1,4	4	50	160	130	AO
SC2803.098	2,7	1,4	4	50	160	130	AO
SC2801.098 STE	3,2	1,7	4	50	170	140	AO
SC2801.098	3,2	1,7	4	50	170	140	AO
SC2804.098 STE	3,5	1,4	4	50	160	130	AO
SC2804.098	3,5	1,4	4	50	160	130	AO
SC2802.098 STE	4,5	1,7	4	50	170	140	AO
SC2802.098	4,5	1,7	4	50	170	140	AO



Spiralbohrer · J-Notch

Twist drills · J-Notch




KL (Kopflänge)/HL (Head length)



S 27...	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
S2794.030 STE	1,1	2	5	50	J-Notch
S2794.030	1,1	2	5	50	J-Notch
S2795.030 STE	1,1	2	7	50	J-Notch
S2795.030	1,1	2	7	50	J-Notch
S27101.030 STE	1,1	2	20	50	J-Notch
S27101.030	1,1	2	20	50	J-Notch
S27102.030 STE	1,1	2	5	100	J-Notch
S27102.030	1,1	2	5	100	J-Notch
S27103.030 STE	1,1	2	20	100	J-Notch
S27103.030	1,1	2	20	100	J-Notch
S2790.030 STE	1,5	2	5	50	J-Notch
S2790.030	1,5	2	5	50	J-Notch
S2774.030 STE	1,5	2	7	50	J-Notch
S2774.030	1,5	2	7	50	J-Notch
S2791.030 STE	1,5	2	10	50	J-Notch
S2791.030	1,5	2	10	50	J-Notch
S27104.030 STE	1,5	2	20	50	J-Notch
S27104.030	1,5	2	20	50	J-Notch
S27113.030 STE	1,5	2	25	70	J-Notch
S27113.030	1,5	2	25	70	J-Notch
S27106.030 STE	1,5	2	5	100	J-Notch
S27106.030	1,5	2	5	100	J-Notch
S27105.030 STE	1,5	2	20	100	J-Notch
S27105.030	1,5	2	20	100	J-Notch
S2793.030 STE	1,5	2	11	105	J-Notch
S2793.030	1,5	2	11	105	J-Notch
S2792.030 STE	1,5	2	25	105	J-Notch
S2792.030	1,5	2	25	105	J-Notch
S27114.030 STE	1,5	2	25	125	J-Notch
S27114.030	1,5	2	25	125	J-Notch
S27107.030 STE	1,8	2	10	50	J-Notch
S27107.030	1,8	2	10	50	J-Notch
S27108.030 STE	1,8	2	20	50	J-Notch
S27108.030	1,8	2	20	50	J-Notch
S27109.030 STE	1,8	2	10	100	J-Notch
S27109.030	1,8	2	10	100	J-Notch
S27110.030 STE	1,8	2	20	100	J-Notch
S27110.030	1,8	2	20	100	J-Notch

Rotierende Instrumente

Rotary instruments



Inhalt *Content*

Tabellen und Bezeichnungen	<i>Tables and Description</i>	128
-------------------------------	-----------------------------------	-----

Nummernsystem	<i>Numbering system</i>	129
---------------	-------------------------	-----

Schaftarten	<i>Shank types</i>	130
-------------	--------------------	-----

Tabellen *Tables*

Rostfreier Stahl	<i>Stainless steel</i>	131 – 147
------------------	------------------------	-----------

Hartmetall	<i>Tungsten carbide</i>	148 – 153
------------	-------------------------	-----------

Diamant	<i>Diamond</i>	154 – 163
---------	----------------	-----------

Lindemannfräser	<i>Lindemann burs</i>	164 – 165
-----------------	-----------------------	-----------

Tabellen und Bezeichnungen

Tables and designations

#
Schneidenzahl
Number of flutes

A
Arbeitsteil
(vergrößerte Ansicht)
Working part
(enlarged view)

B
Strichzeichnung
(1:1)
Line drawing (1:1)

Ø
Kopfdurchmesser
Head diameter

KL
Kopflänge
Head length

L
L: Länge
L: Length

L: Länge
L: Length

Order-Nr.
Order-No.

High Speed


NS09...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 51,4
				Round Shank	Aesculap Hilan XS
	4,0	10	9,5	NS0904.009 STE	NS2121.525 STE
	4,0	10	9,5	NS0904.009	NS2121.525

Round Shank

Aesculap® Hilan XS®

Nummernsystem · Rotierende Instrumente

Numbering system · Rotary instruments



Material · Material

Form · Shape

Form · Shape

Ausführung · Versions

Schaft · Shank

NC/ = Hartmetall	01 = Rund · Round	18 = Lindemann	Beispiele · Examples	001 = L 37,0 mm	Round Shank Ø 2,35 mm
TC Tungsten carbide	03 = Zylinder Cylinder	19 = Diamant zylind. Diamond cylind.	01 = Ø 1,0 mm 6 Schneiden 6 flutes	002 = L 44,5 mm	
NS = Rostfreier Stahl Stainless steel	04 = Zylinder rund Cylinder round	20 = Diamant konisch Diamond tapered	02 = Ø 1,4 mm 6 Schneiden 6 flutes	003 = L 48,0 mm	
ND = Diamant Diamond	04 = Matchhead	21 = Cranio	07 = Ø 7,5 mm 8 Schneiden 8 flutes	004 = L 51,0 mm	
D = Diamant grob Diamond coarse	06 = Konisch Tapered	22 = Knospe rund Bud round	08 = Ø 9,0 mm 6 Schneiden 6 flutes	006 = L 57,0 mm	
	07 = Konisch rund Tapered round	23 = Router		007 = L 62,0 mm	
	08 = Konisch spitz Tapered pointed	24 = Walze · Barrel		008 = L 67,0 mm	
	09 = Ei · Egg	26 = Diamantscheibe Diamond disc		009 = L 70,0 mm	
	10 = Acorn	27 = Spiralbohrer Twist Drill		010 = L 73,0 mm	
	11 = Flamme · Flame	28 = Spiralbohrer kanüliert Twist Drill cannulated		011 = L 80,0 mm	
	12 = Birne · Pear			012 = L 95,0 mm	J-Notch
	16 = Swanson			026 = L 125,0 mm	
	17 = Wire Pass Drill	35 = Fußfräser Foot cutter	88 = Ø 4,0 mm mit Querhieb with cross-cut	027 = L 65,0 mm	
		41 = Foot cutter		036 = L 75,0 mm	
				039 = L 44,5 mm	
				014 = L 44,5 mm	
				015 = L 48,0 mm	
				016 = L 55,0 mm	
				017 = L 62,0 mm	
				018 = L 65,0 mm	
				019 = L 67,0 mm	
				022 = L 75,0 mm	Dental
				023 = L 70,0 mm	
				029 = L 44,5 mm	
				098 = AO	
				501/502 = Jakobs Jacobs	
				555 = ▲	
				526 = I	
				525 = II	
				527 = III	
				511 = ▲	Aesculap Hilan XS (1)
				512 = I	
				513 = II	
				514 = III	
				515 = O	
				516 = M	
				517 = AM	
				561 = L 70,0	
				562 = L 95,0	
				563 = L 125,0	

kompatibel für folgende Handstücke · compatible for the following handpieces

(1) Aesculap

Hilan-XS 525 – 555:

GB751R, GB756R, GB752R,
GB757R, GB753R, GB758R,
GB771R, GB741R/GB746R,
GB742R/GB747R,
GB743R/GB748R

Hilan 511 – 514:

GB529R, GB519R, GB530R,
GB533R, GB531R, GB534R,
GB532R, GB535R, GB536R,
GB537R, GB538R

(2) Stryker

515 – 517:

5100-10-20/5100-10-50/
5100-10-70
5100-10-22/5100-10-52/
5100-10-72

Hall Ultra

7020-011, 7020-012,
7020-013

(3) Nouvag HighSurg

561 – 563:

1903/1904/
1905/1906/
1907/1908



Schaftarten

Shank types

Komet Medical Instrumente lassen sich durch die bewährte Laserkodierung eindeutig und schnell dem Handstück zuordnen.

Due to their approved laser marking, Komet Medical instruments can be quickly and easily allocated to the corresponding handpiece.

Aesculap Hilan/2:

GB519R/GB529R → Schaftart/shank type .511

GB533R/GB530R → Schaftart/shank type .512

GB534R/GB531R → Schaftart/shank type .513

GB535R/GB532R → Schaftart/shank type .514

Aesculap Hilan XS:

GB751R/GB756R → Schaftart/shank type .526

GB752R/GB757R → Schaftart/shank type .525

GB753R/GB758R → Schaftart/shank type .527



Stryker TPS/Core

Hall Ultra Power:

O → Schaftart/shank type .515

M → Schaftart/shank type .516

AM → Schaftart/shank type .517



Nouvag HighSurg 30:

1903/1906 → Schaftart/shank type .561

1904/1907 → Schaftart/shank type .562

1905/1908 → Schaftart/shank type .563



Rostfreier Stahl · Rund

Stainless steel · Round



NS01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 57	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125	(L = mm) 55
				Round Shank			J-Notch
	0,6	6		NS0148.009 STE	NS0148.012 STE	NS0148.026 STE	
	0,6	6		NS0148.009	NS0148.012	NS0148.026	
	0,6	10		NS0157.009 STE			
	0,6	10		NS0157.009			
	0,7	6		NS01100.009 STE			
	0,7	6		NS01100.009			
	0,8	6		NS0149.009 STE	NS0149.012 STE	NS0149.026 STE	
	0,8	6		NS0149.009	NS0149.012	NS0149.026	
	1,0	6	NS0101.006 STE	NS0101.009 STE	NS0101.012 STE	NS0101.026 STE	
	1,0	6	NS0101.006	NS0101.009	NS0101.012	NS0101.026	
	1,0	12		NS0111.009 STE			
	1,0	12		NS0111.009			
	1,4	8	NS0150.006 STE	NS0150.009 STE	NS0150.012 STE	NS0150.026 STE	
	1,4	8	NS0150.006	NS0150.009	NS0150.012	NS0150.026	
	1,6	6					NS0103.016 STE
	1,6	6					NS0103.016
	1,8	8	NS0151.006 STE	NS0151.009 STE	NS0151.012 STE	NS0151.026 STE	
	1,8	8	NS0151.006	NS0151.009	NS0151.012	NS0151.026	
	2,3	8	NS0115.006 STE	NS0115.009 STE	NS0115.012 STE	NS0115.026 STE	NS0115.016 STE
	2,3	8	NS0115.006	NS0115.009	NS0115.012	NS0115.026	NS0115.016
	2,7	10	NS0152.006 STE	NS0152.009 STE	NS0152.012 STE	NS0152.026 STE	
	2,7	10	NS0152.006	NS0152.009	NS0152.012	NS0152.026	
	3,1	6		NS0107.009 STE		NS0107.026 STE	NS0107.016 STE
	3,1	6		NS0107.009		NS0107.026	NS0107.016
	3,1	10	NS0153.006 STE	NS0153.009 STE	NS0153.012 STE	NS0153.026 STE	
	3,1	10	NS0153.006	NS0153.009	NS0153.012	NS0153.026	
	3,5	6		NS0191.009 STE		NS0191.026 STE	
	3,5	6		NS0191.009		NS0191.026	
	3,5	12		NS0154.009 STE	NS0154.012 STE	NS0154.026 STE	
	3,5	12		NS0154.009	NS0154.012	NS0154.026	
	4,0	12	NS0120.006 STE	NS0120.009 STE	NS0120.012 STE	NS0120.026 STE	NS0120.016 STE
	4,0	12	NS0120.006	NS0120.009	NS0120.012	NS0120.026	NS0120.016
	4,5	6	NS0121.006 STE	NS0121.009 STE		NS0121.026 STE	NS0121.016 STE
	4,5	6	NS0121.006	NS0121.009		NS0121.026	NS0121.016
	4,5	12		NS0123.009 STE	NS0123.012 STE	NS0123.026 STE	NS0123.016 STE
	4,5	12		NS0123.009	NS0123.012	NS0123.026	NS0123.016
	5,0	8		NS0109.009 STE		NS0109.026 STE	NS0109.016 STE
	5,0	8		NS0109.009		NS0109.026	NS0109.016
	5,0	12	NS0155.006 STE	NS0155.009 STE	NS0155.012 STE	NS0155.026 STE	
	5,0	12	NS0155.006	NS0155.009	NS0155.012	NS0155.026	
	6,0	14	NS0156.006 STE	NS0156.009 STE	NS0156.012 STE	NS0156.026 STE	NS0156.016 STE
	6,0	14	NS0156.006	NS0156.009	NS0156.012	NS0156.026	NS0156.016
	7,0	16		NS0125.009 STE	NS0125.012 STE	NS0125.026 STE	NS0125.016 STE
	7,0	16		NS0125.009	NS0125.012	NS0125.026	NS0125.016

**Rostfreier Stahl · Rund · High Speed · Aesculap Hilan XS**

Stainless steel · Round · High Speed · Aesculap Hilan XS



NS01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 76 – 80	(L = mm) 106 – 110	(L = mm) 136 – 140			
Aesculap Hilan XS								
Handstück / handpiece			I	II	III			
	1,0	6	NS0101.526 STE	NS0101.525 STE				
	1,0	6	NS0101.526	NS0101.525				
	1,4	8	NS0150.526 STE	NS0150.525 STE				
	1,4	8	NS0150.526	NS0150.525				
	1,8	8	NS0151.526 STE	NS0151.525 STE	NS0151.527 STE			
	1,8	8	NS0151.526	NS0151.525	NS0151.527			
	2,3	8	NS0115.526 STE	NS0115.525 STE	NS0115.527 STE			
	2,3	8	NS0115.526	NS0115.525	NS0115.527			
	2,7	10	NS0152.526 STE	NS0152.525 STE	NS0152.527 STE			
	2,7	10	NS0152.526	NS0152.525	NS0152.527			
	3,1	10	NS0153.526 STE	NS0153.525 STE	NS0153.527 STE			
	3,1	10	NS0153.526	NS0153.525	NS0153.527			
	4,0	12	NS0120.526 STE	NS0120.525 STE	NS0120.527 STE			
	4,0	12	NS0120.526	NS0120.525	NS0120.527			
	5,0	12	NS0155.526 STE	NS0155.525 STE	NS0155.527 STE			
	5,0	12	NS0155.526	NS0155.525	NS0155.527			
	6,0	14	NS0156.526 STE	NS0156.525 STE	NS0156.527 STE			
	6,0	14	NS0156.526	NS0156.525	NS0156.527			



Rostfreier Stahl · Rund · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Round · High Speed · Nouvag HighSurg 30



NS01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125			
Nouvag HighSurg 30								
Handstück / handpiece	1903/1906		1904/1907		1905/1908			
	0,8	6	NS0149.561 STE					
	1,0	12	NS0111.561 STE					
	1,4	8	NS0150.561 STE	NS0150.562 STE	NS0150.563 STE			
	1,8	8	NS0151.561 STE	NS0151.562 STE	NS0151.563 STE			
	2,3	8	NS0115.561 STE	NS0115.562 STE	NS0115.563 STE			
	2,7	10	NS0152.561 STE					
	3,1	10	NS0153.561 STE	NS0153.562 STE	NS0153.563 STE			
	4,0	12	NS0120.561 STE	NS0120.562 STE	NS0120.563 STE			
	5,0	12	NS0155.561 STE	NS0155.562 STE	NS0155.563 STE			
	6,0	14	NS0156.561 STE	NS0156.562 STE	NS0156.563 STE			



Rostfreier Stahl · Rund · High Speed · Aesculap Hilan Stainless steel · Round · High Speed · Aesculap Hilan



NS01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 70	(L = mm) 90	(L = mm) 110	(L = mm) 152		
Aesculap Hilan								
Handstück / handpiece			▲	I	II	III		
	1,0	6	NS0140.511 STE	NS0140.512 STE	NS0140.513 STE			
	1,0	6	NS0140.511	NS0140.512	NS0140.513			
	1,4	6	NS0141.511 STE	NS0141.512 STE	NS0141.513 STE			
	1,4	6	NS0141.511	NS0141.512	NS0141.513			
	2,4	8	NS0147.511 STE	NS0147.512 STE	NS0147.513 STE	NS0147.514 STE		
	2,4	8	NS0147.511	NS0147.512	NS0147.513	NS0147.514		
	3,2	10	NS0134.511 STE	NS0134.512 STE	NS0134.513 STE	NS0134.514 STE		
	3,2	10	NS0134.511	NS0134.512	NS0134.513	NS0134.514		
	4,8	10	NS0136.511 STE	NS0136.512 STE	NS0136.513 STE	NS0136.514 STE		
	4,8	10	NS0136.511	NS0136.512	NS0136.513	NS0136.514		
	6,4	14	NS0135.511 STE	NS0135.512 STE	NS0135.513 STE	NS0135.514 STE		
	6,4	14	NS0135.511	NS0135.512	NS0135.513	NS0135.514		
	7,9	16	NS0137.511 STE	NS0137.512 STE	NS0137.513 STE	NS0137.514 STE		
	7,9	16	NS0137.511	NS0137.512	NS0137.513	NS0137.514		



Komet Medical Instrumente lassen sich durch die bewährte Laserkodierung eindeutig und schnell dem Handstück zuordnen.

Aesculap® Hilan®

Due to their approved laser marking, Komet Medical instruments can be quickly and easily allocated to the corresponding handpiece.



Rostfreier Stahl · Rund · High Speed · Stryker TPS/Core · Hall Ultra Power

Stainless steel · Round · High Speed · Stryker TPS/Core · Hall Ultra Power



NS01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 64 - 71	(L = mm) 81 - 88	(L = mm) 134 - 141			
Stryker TPS/Core, Hall Ultra Power								
Handstück / handpiece			O	M	AM			
	1,0	6	NS0140.515 STE	NS0140.516 STE	NS0140.517 STE			
	1,0	6	NS0140.515	NS0140.516	NS0140.517			
	1,4	6	NS0141.515 STE	NS0141.516 STE	NS0141.517 STE			
	1,4	6	NS0141.515	NS0141.516	NS0141.517			
	2,4	8	NS0147.515 STE	NS0147.516 STE	NS0147.517 STE			
	2,4	8	NS0147.515	NS0147.516	NS0147.517			
	3,2	10	NS0134.515 STE	NS0134.516 STE	NS0134.517 STE			
	3,2	10	NS0134.515	NS0134.516	NS0134.517			
	4,0	8	NS0108.515 STE	NS0108.516 STE	NS0108.517 STE			
	4,0	8	NS0108.515	NS0108.516	NS0108.517			
	4,8	10	NS0136.515 STE	NS0136.516 STE	NS0136.517 STE			
	4,8	10	NS0136.515	NS0136.516	NS0136.517			
	5,4	12		NS0178.516 STE	NS0178.517 STE			
	5,4	12		NS0178.516	NS0178.517			
	6,4	14	NS0135.515 STE	NS0135.516 STE	NS0135.517 STE			
	6,4	14	NS0135.515	NS0135.516	NS0135.517			
	7,0	8		NS0126.516 STE	NS0126.517 STE			
	7,0	8		NS0126.516	NS0126.517			
	7,9	16	NS0137.515 STE	NS0137.516 STE	NS0137.517 STE			
	7,9	16	NS0137.515	NS0137.516	NS0137.517			



Komet Medical Instrumente lassen sich durch die bewährte Laserkodierung eindeutig und schnell dem Handstück zuordnen.

Stryker TPS/Core

Due to their approved laser marking, Komet Medical instruments can be quickly and easily allocated to the corresponding handpiece.

**Rostfreier Stahl · Zylinder mit Querhieb***Stainless steel · Cylinder with cross-cut*

NS04...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 125				
Round Shank									
	5,0	12	10,0	NS0409.009 STE	NS0409.026 STE				
	5,0	12	10,0	NS0409.009	NS0409.026				
	6,0	14	11,0	NS0410.009 STE	NS0410.026 STE				
	6,0	14	11,0	NS0410.009	NS0410.026				
	7,0	16	12,0	NS0412.009 STE	NS0412.026 STE				
	7,0	16	12,0	NS0412.009	NS0412.026				
	8,0	16	13,0	NS0414.009 STE					
	8,0	16	13,0	NS0414.009					

Rostfreier Stahl · Zylinder mit Querhieb · High Speed · Nouvag HighSurg 30*Stainless steel · Cylinder with cross-cut · High Speed · Nouvag HighSurg 30*


NS04...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 125				
Nouvag HighSurg 30									
Handstück / handpiece									
				1903/1906	1905/1908				
	4,0	10	9,0	NS0407.561 STE	NS0407.563 STE				
	5,0	12	10,0	NS0409.561 STE					



Rostfreier Stahl · Ei

Stainless steel · Egg




	NS09...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 55					
					J-Notch					
		4,0	10	9,5	NS0903.016 STE					
		4,0	10	9,5	NS0903.016					
		6,0	14	9,5	NS0909.016 STE					
		6,0	14	9,5	NS0909.016					

Rostfreier Stahl · Ei · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Egg · High Speed · Nouvag HighSurg 30



	NS09...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 95	(L = mm) 125				
					Nouvag HighSurg 30					
					Handstück / handpiece	1904/1907	1905/1908			
		4,0	10	9,5	NS0903.562 STE	NS0903.563 STE				
		6,0	14	9,5		NS0909.563 STE				



Bohrerständer 9985M
96 x 84 x 50 mm
für 14 x max. 80 mm-Instrumente
(ohne Instrumentarium)

Bur block 9985M
96 x 84 x 50 mm
for 14 x max. 80 mm-instruments
(without instruments)

**Rostfreier Stahl · Ei mit Querhieb***Stainless steel · Egg with cross-cut*

NS09...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 44,5				
				Round Shank	Dental				
	4,0	10	9,5	NS0904.009 STE					
	4,0	10	9,5	NS0904.009					
	5,0	12	10,0	NS0913.009 STE					
	5,0	12	10,0	NS0913.009					
	6,0	14	11,0	NS0915.009 STE					
	6,0	14	11,0	NS0915.009					
	7,0	16	12,0	NS0917.009 STE					
	7,0	16	12,0	NS0917.009					
	8,0	16	13,0		NS0919.029 STE				
	8,0	16	13,0		NS0919.029				

Rostfreier Stahl · Birne*Stainless steel · Pear*

NS12...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5	(L = mm) 55				
				J-Notch					
	6,0	14	10,0	NS1201.014 STE	NS1201.016 STE				
	6,0	14	10,0	NS1201.014	NS1201.016				

Rostfreier Stahl · Birne · High Speed · Nouvag HighSurg 30*Stainless steel · Pear · High Speed · Nouvag HighSurg 30*

NS12...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 95	(L = mm) 125				
				Nouvag HighSurg 30					
				Handstück / handpiece	1904/1907	1905/1908			
	6,0	14	10,0	NS1201.562 STE	NS1201.563 STE				



Rostfreier Stahl · Knospe

Stainless steel · Bud



NS22...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 125	(L = mm) 44,5			
				Round Shank		Dental			
	4,0	10	8,0	NS2201.009 STE					
	4,0	10	8,0	NS2201.009					
	5,0	12	9,5	NS2203.009 STE	NS2203.026 STE	NS2203.029 STE			
	5,0	12	9,5	NS2203.009	NS2203.026	NS2203.029			
	6,0	14	11,0	NS2205.009 STE		NS2205.029 STE			
	6,0	14	11,0	NS2205.009		NS2205.029			
	7,0	16	12,5	NS2207.009 STE	NS2207.026 STE				
	7,0	16	12,5	NS2207.009	NS2207.026				
	8,0	16	14,0	NS2209.009 STE					
	8,0	16	14,0	NS2209.009					

Rostfreier Stahl · Knospe mit Querhieb

Stainless steel · Bud with cross-cut





NS22...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 95				
				Round Shank					
	4,0	10	8,0	NS2202.009 STE	NS2202.012 STE				
	4,0	10	8,0	NS2202.009	NS2202.012				
	5,0	12	9,5	NS2204.009 STE					
	5,0	12	9,5	NS2204.009					
	6,0	14	11,0	NS2206.009 STE					
	6,0	14	11,0	NS2206.009					
	8,0	16	14,0	NS2210.009 STE					
	8,0	16	14,0	NS2210.009					




Rostfreier Stahl · Knospe mit Querhieb · High Speed · Nouvag HighSurg 30
 Stainless steel · Bud with cross-cut · High Speed · Nouvag HighSurg 30



NS22...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 95				
Nouvag HighSurg 30									
Handstück / handpiece									
				1903/1906	1904/1907				
	4,0	10	8,0	NS2202.561 STE	NS2202.562 STE				
	5,0	12	9,5	NS2204.561 STE					

Rostfreier Stahl · Swanson
 Stainless steel · Swanson



NS16...	Ø (mm)	# S/ FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 57	(L = mm) 62				
Round Shank									
	2,0	5	7,0	NS1601.006 STE					
	2,0	5	7,0	NS1601.006					
	3,0	5	9,5		NS1602.007 STE				
	3,0	5	9,5		NS1602.007				
	4,0	6	12,5		NS1605.007 STE				
	4,0	6	12,5		NS1605.007				
	5,0	7	13,5		NS1604.007 STE				
	5,0	7	13,5		NS1604.007				



Rostfreier Stahl · Matchhead · High Speed · Aesculap Hilan

Stainless steel · Matchhead · High Speed · Aesculap Hilan



	NS04...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 90 - 92	(L = mm) 110 - 112	(L = mm) 154			
	Aesculap Hilan									
		Handstück / handpiece			I	II	III			
		1,8	2	3,0	NS0427.512 STE	NS0427.513 STE				
		1,8	2	3,0	NS0427.512	NS0427.513				
		3,0	2	4,0	NS0430.512 STE	NS0430.513 STE	NS0430.514 STE			
		3,0	2	4,0	NS0430.512	NS0430.513	NS0430.514			

Rostfreier Stahl · Matchhead · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Matchhead · High Speed · Nouvag HighSurg 30




	NS04...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 125					
	Nouvag HighSurg 30									
		Handstück / handpiece			1905/1908					
		1,8	2	3,0	NS0427.563 STE					
		3,0	2	4,0	NS0430.563 STE					

Rostfreier Stahl · Acorn · High Speed · Nouvag HighSurg 30


Stainless steel · Acorn · High Speed · Nouvag HighSurg 30



	NS10...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 95	(L = mm) 125				
	Nouvag HighSurg 30									
		Handstück / handpiece			1904/1907	1905/1908				
		7,5	8	9,3	NS1007.562 STE	NS1007.563 STE				

**Rostfreier Stahl · Walze · High Speed · Aesculap Hilan**

Stainless steel · Barrel · High Speed · Aesculap Hilan



NS24...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 90	(L = mm) 110			
Aesculap Hilan									
Handstück / handpiece				▲	I	II			
	6,0	8	9,0	NS2414.511 STE	NS2414.512 STE	NS2414.513 STE			
	6,0	8	9,0	NS2414.511	NS2414.512	NS2414.513			
	9,1	8	9,0	NS2415.511 STE	NS2415.512 STE	NS2415.513 STE			
	9,1	8	9,0	NS2415.511	NS2415.512	NS2415.513			

Rostfreier Stahl · Craniotome · Low Speed

Stainless steel · Craniotome · Low Speed



NS21...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5					
Handstück / handpiece				Aesculap GB265R					
Duraschutz / Duraguard				GB298R/GB266M					
	2,9	3	26,0	NS2107.25A STE					
	2,9	3	26,0	NS2107.25A					

Rostfreier Stahl · Craniotome · Low Speed

Stainless steel · Craniotome · Low Speed



NS21...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5					
Handstück / handpiece				Aesculap GB265R/Codman 26-1246					
Duraschutz / Duraguard				GB298R/GB266M					
	2,5	4	21,5	NS2101.025 STE					
	2,5	4	21,5	NS2101.025					



Rostfreier Stahl · Router Cranio · High Speed · Aesculap Hilan

Stainless steel · Router Cranio · High Speed · Aesculap Hilan



										
NS23...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 80 - 87	(L = mm) 100 - 107	(L = mm) 120 - 127				
Aesculap Hilan										
Handstück / handpiece				▲	I	II				
	1,6	2	18,0	NS2311.511 STE	NS2311.512 STE	NS2311.513 STE				
	1,6	2	18,0	NS2311.511	NS2311.512	NS2311.513				
	1,5	2	27,0	NS2312.511 STE	NS2312.512 STE	NS2312.513 STE				
	1,5	2	27,0	NS2312.511	NS2312.512	NS2312.513				

Rostfreier Stahl · Craniotome · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Craniotome · High Speed · Nouvag HighSurg 30



	NS21...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 63	(L = mm) 67	(L = mm) 77			
	Nouvag HighSurg 30									
	Handstück /handpiece				1926	1926	1926			
	Duraschutz /Duraguard				1925	1923	1927			
		1,6	3	13,0	NS2117.512 STE					
	1,6	3	16,5		NS2118.513 STE					
	1,6	3	25,0			NS2119.514 STE				



Rostfreier Stahl · Craniotome · High Speed · Aesculap Hilan

Stainless steel · Craniotome · High Speed · Aesculap Hilan



NS21...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 63	(L = mm) 67	(L = mm) 77			
Aesculap Hilan									
Handstück/handpiece				I	II	III			
Duraschutz/Duraguard				GB536R	GB537R	GB538R			
	1,6	3	13,0	NS2117.512 STE					
	1,6	3	13,0	NS2117.512					
	1,6	3	16,5		NS2118.513 STE				
	1,6	3	16,5		NS2118.513				
	1,6	3	25,0			NS2119.514 STE			
	1,6	3	25,0			NS2119.514			

Rostfreier Stahl · Craniotome · High Speed · Aesculap Hilan XS

Stainless steel · Craniotome · High Speed · Aesculap Hilan XS



NS21...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 46,4	(L = mm) 51,4	(L = mm) 56,4			
Aesculap Hilan XS									
Handstück/handpiece				I	II	III			
Duraschutz/Duraguard				GB741R, GB746R	GB742R, GB747R	GB743R, GB748R			
	1,2	3	11,0	NS2120.526 STE					
	1,2	3	11,0	NS2120.526					
	1,4	3	16,0		NS2121.525 STE				
	1,4	3	16,0		NS2121.525				
	1,4	3	20,6			NS2122.527 STE			
	1,4	3	20,6			NS2122.527			



Rostfreier Stahl · Wire Pass Drill

Stainless steel · Wire Pass Drill



Rostfreier Stahl · Stainless steel



	NS17...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 51	(L = mm) 65	(L = mm) 95	(L = mm) 125	(L = mm) 55	(L = mm) 65
					Round Shank				J-Notch	
	1,0	2	10,0	NS1701.004 STE	NS1701.027 STE	NS1701.012 STE	NS1701.026 STE			NS1701.018 STE
	1,0	2	10,0	NS1701.004	NS1701.027	NS1701.012	NS1701.026			NS1701.018
	1,2	2	10,0			NS1702.012 STE	NS1702.026 STE	NS1702.016 STE		
	1,2	2	10,0			NS1702.012	NS1702.026	NS1702.016		
	1,5	2	6,6	NS1703.004 STE	NS1703.027 STE		NS1703.026 STE			NS1703.018 STE
	1,5	2	6,6	NS1703.004	NS1703.027		NS1703.026			NS1703.018
	2,0	2	6,6	NS1704.004 STE						
	2,0	2	6,6	NS1704.004						

Rostfreier Stahl · Wire Pass Drill · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Wire Pass Drill · High Speed · Nouvag HighSurg 30





NS17...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 105	(L = mm) 135				
				Nouvag HighSurg 30					
Handstück / handpiece				1904/1907	1905/1908				
	1,0	2	10,0	NS1701.562 STE	NS1701.563 STE				
	1,2	2	10,0	NS1702.562 STE	NS1702.563 STE				
	1,5	2	6,6		NS1703.563 STE				

**Rostfreier Stahl · Spiralbohrer · High Speed · Nouvag HighSurg 30**

Stainless steel · Twist drills · High Speed · Nouvag HighSurg 30



	S27...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70	(L = mm) 105				
	Nouvag HighSurg 30									
	Handstück / handpiece		1903/1906		1904/1907					
	1,5	2	20,0			S27116.562 STE				
	2,0	2	20,0		S27119.561 STE	S27117.562 STE				

Rostfreier Stahl · Spiralbohrer · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Stainless steel · Twist drills · High Speed · Nouvag HighSurg 30



	S27...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70					
	Nouvag HighSurg 30									
	Handstück / handpiece		1903/1906							
	1,5	2	6,0		S27111.561 STE					
	1,5	2	8,0		S27112.561 STE					

Rostfreier Stahl · Spiralbohrer · High Speed · Aesculap Hilan

Stainless steel · Twist drills · High Speed · Aesculap Hilan



	NS27...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 83-86	(L = mm) 103-106	(L = mm) 123-126			
	Aesculap Hilan									
	Handstück / handpiece		▲		I	II				
	1,5	2	18,0		NS2701.511 STE	NS2701.512 STE	NS2701.513 STE			
	1,5	2	18,0		NS2701.511	NS2701.512	NS2701.513			
	2,0	2	20,0		NS2702.511 STE	NS2702.512 STE	NS2702.513 STE			
	2,0	2	20,0		NS2702.511	NS2702.512	NS2702.513			



Rostfreier Stahl · Spiralbohrer · High Speed · Aesculap Hilan XS

Stainless steel · Twist drills · High Speed · Aesculap Hilan XS





									
	NS27...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 51,80	(L = mm) 92,7	(L = mm) 122,7		
Aesculap Hilan XS									
Handstück/handpiece ▲ I II									
	1,5	2	20,0	NS2766.555 STE	NS2766.526 STE	NS2766.525 STE			
	1,5	2	20,0	NS2766.555	NS2766.526	NS2766.525			
	2,0	2	20,0		NS2789.526 STE				
	2,0	2	20,0		NS2789.526				



Hartmetall · Rund

Tungsten carbide · Round



															
NC01...	Ø (mm)	# S/FL		(L = mm) 44,5	(L = mm) 51	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125	(L = mm) 44,5						
Round Shank										J-Notch					
	0,5	6				NC0192.009 STE	NC0192.012 STE								
	0,5	6				NC0192.009	NC0192.012								
	0,8	6				NC0149.009 STE	NC0149.012 STE								
	0,8	6				NC0149.009	NC0149.012								
	1,0	6		NC0101.002 STE	NC0101.004 STE	NC0101.009 STE	NC0101.012 STE								
	1,0	6		NC0101.002	NC0101.004	NC0101.009	NC0101.012								
	1,2	6				NC0193.009 STE	NC0193.012 STE								
	1,2	6				NC0193.009	NC0193.012								
	1,4	6		NC0102.002 STE		NC0102.009 STE									
	1,4	6		NC0102.002		NC0102.009									
	1,6	6			NC0103.004 STE	NC0103.009 STE	NC0103.012 STE		NC0103.014 STE						
	1,6	6			NC0103.004	NC0103.009	NC0103.012		NC0103.014						
	1,8	6		NC0104.002 STE	NC0104.004 STE	NC0104.009 STE	NC0104.012 STE		NC0104.014 STE						
	1,8	6		NC0104.002	NC0104.004	NC0104.009	NC0104.012		NC0104.014						
	2,1	6			NC0105.004 STE	NC0105.009 STE	NC0105.012 STE		NC0105.014 STE						
	2,1	6			NC0105.004	NC0105.009	NC0105.012		NC0105.014						
	2,3	6			NC0106.004 STE	NC0106.009 STE	NC0106.012 STE	NC0106.026 STE	NC0106.014 STE						
	2,3	6			NC0106.004	NC0106.009	NC0106.012	NC0106.026	NC0106.014						
	2,7	8		NC0128.002 STE		NC0128.009 STE									
	2,7	8		NC0128.002		NC0128.009									
	3,1	6			NC0107.004 STE		NC0107.012 STE		NC0107.014 STE						
	3,1	6			NC0107.004		NC0107.012		NC0107.014						
	3,1	8		NC0117.002 STE		NC0117.009 STE		NC0117.026 STE							
	3,1	8		NC0117.002		NC0117.009		NC0117.026							
	3,5	8		NC0194.002 STE		NC0194.009 STE	NC0194.012 STE								
	3,5	8		NC0194.002		NC0194.009	NC0194.012								
	4,0	8		NC0108.002 STE	NC0108.004 STE	NC0108.009 STE	NC0108.012 STE		NC0108.014 STE						
	4,0	8		NC0108.002	NC0108.004	NC0108.009	NC0108.012		NC0108.014						
	4,0	10		NC0195.002 STE		NC0195.009 STE	NC0195.012 STE	NC0195.026 STE							
	4,0	10		NC0195.002		NC0195.009	NC0195.012	NC0195.026							
	4,5	10		NC0196.002 STE		NC0196.009 STE	NC0196.012 STE								
	4,5	10		NC0196.002		NC0196.009	NC0196.012								
	5,0	8			NC0109.004 STE	NC0109.009 STE	NC0109.012 STE		NC0109.014 STE						
	5,0	8			NC0109.004	NC0109.009	NC0109.012		NC0109.014						
	5,0	12		NC0155.002 STE		NC0155.009 STE	NC0155.012 STE	NC0155.026 STE							
	5,0	12		NC0155.002		NC0155.009	NC0155.012	NC0155.026							
	6,0	8		NC0110.002 STE	NC0110.004 STE	NC0110.009 STE			NC0110.014 STE						
	6,0	8		NC0110.002	NC0110.004	NC0110.009			NC0110.014						
	6,0	14				NC0156.009 STE	NC0156.012 STE	NC0156.026 STE							
	6,0	14				NC0156.009	NC0156.012	NC0156.026							
	6,5	8			NC0170.004 STE	NC0170.009 STE	NC0170.012 STE								
	6,5	8			NC0170.004	NC0170.009	NC0170.012								
	7,0	16		NC0125.002 STE		NC0125.009 STE	NC0125.012 STE	NC0125.026 STE							
	7,0	16		NC0125.002		NC0125.009	NC0125.012	NC0125.026							



Hartmetall · Rund · High Speed · Nouvag HighSurg 30
 Tungsten carbide · Round · High Speed · Nouvag HighSurg 30



NC01...	Ø (mm)	# S/FL	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125			
Nouvag HighSurg 30								
Handstück / handpiece	1903/1906		1904/1907		1905/1908			
	0,5	6	NC0192.561 STE					
	0,8	6	NC0149.561 STE					
	1,0	6	NC0101.561 STE					
	1,4	6	NC0102.561 STE					
	1,8	6	NC0104.561 STE					
	2,3	6	NC0106.561 STE					
	2,7	8	NC0128.561 STE					
	3,1	8	NC0117.561 STE					
	3,5	8	NC0194.561 STE					
	4,0	10	NC0195.561 STE	NC0195.562 STE	NC0195.563 STE			
	5,0	12	NC0155.561 STE	NC0155.562 STE	NC0155.563 STE			
	6,0	14	NC0156.561 STE					
	7,0	16	NC0125.561 STE					



Hartmetall · Rund · Omni-E

Tungsten carbide · Round · Omni-E



NC01...	Ø (mm)	# S/FL		(L = mm) 51	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 55		
				Round Shank			J-Notch		
	1,4	10			NC0185.009 STE				
	1,4	10			NC0185.009				
	2,3	12		NC0186.004 STE	NC0186.009 STE		NC0186.016 STE		
	2,3	12		NC0186.004	NC0186.009		NC0186.016		
	3,1	12			NC0187.009 STE	NC0187.012 STE	NC0187.016 STE		
	3,1	12			NC0187.009	NC0187.012	NC0187.016		
	4,0	14		NC0188.004 STE	NC0188.009 STE	NC0188.012 STE	NC0188.016 STE		
	4,0	14		NC0188.004	NC0188.009	NC0188.012	NC0188.016		
	5,0	14		NC0189.004 STE	NC0189.009 STE	NC0189.012 STE	NC0189.016 STE		
	5,0	14		NC0189.004	NC0189.009	NC0189.012	NC0189.016		
	6,0	16		NC0190.004 STE	NC0190.009 STE	NC0190.012 STE	NC0190.016 STE		
	6,0	16		NC0190.004	NC0190.009	NC0190.012	NC0190.016		

Hartmetall · Zylinder mit Querhieb

Tungsten carbide · Cylinder with cross-cut



NC03...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5	(L = mm) 51	(L = mm) 70	(L = mm) 73		
				Round Shank					
	1,0	6	6,0	NC0302.002 STE	NC0302.004 STE				
	1,0	6	6,0	NC0302.002	NC0302.004				
	1,2	8	4,2	NC0321.002 STE		NC0321.009 STE			
	1,2	8	4,2	NC0321.002		NC0321.009			
	1,4	6	4,4	NC0318.002 STE					
	1,4	6	4,4	NC0318.002					
	1,5	6	7,5		NC0306.004 STE		NC0306.010 STE		
	1,5	6	7,5		NC0306.004		NC0306.010		
	1,6	6	4,4	NC0308.002 STE		NC0308.009 STE			
	1,6	6	4,4	NC0308.002		NC0308.009			
	1,8	6	4,6	NC0319.002 STE		NC0319.009 STE			
	1,8	6	4,6	NC0319.002		NC0319.009			
	2,1	8	10,0		NC0310.004 STE		NC0310.010 STE		
	2,1	8	10,0		NC0310.004		NC0310.010		



Hartmetall · Zylinder

Tungsten carbide · Cylinder



	NC03...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5	(L = mm) 51				
					Round Shank					
		1,6	6	4,4	NC0307.002 STE	NC0307.004 STE				
		1,6	6	4,4	NC0307.002	NC0307.004				

Hartmetall · Zylinder rund mit Querhieb

Tungsten carbide · Cylinder round with cross-cut






	NC04...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5					
					J-Notch					
		1,6	6	6,0	NC0405.014 STE					
		1,6	6	6,0	NC0405.014					

Hartmetall · Konisch

Tungsten carbide · Tapered





	NC06...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 51	(L = mm) 70	(L = mm) 73	(L = mm) 80		
					Round Shank					
		1,6	6	4,4	NC0607.004 STE					
		1,6	6	4,4	NC0607.004					
		1,6	6	10,0	NC0609.004 STE					
		1,6	6	10,0	NC0609.004					
		1,8	6	12,0		NC0613.009 STE				
		1,8	6	12,0		NC0613.009				
		2,0	6	18,0				NC0619.011 STE		
		2,0	6	18,0				NC0619.011		
		2,1	6	4,8	NC0615.004 STE					
		2,1	6	4,8	NC0615.004					
		2,1	6	7,5	NC0617.004 STE		NC0617.010 STE			
		2,1	6	7,5	NC0617.004		NC0617.010			



Hartmetall · Konisch mit Querhieb

Tungsten carbide · Tapered with cross-cut




									
NC06...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5	(L = mm) 51	(L = mm) 65	(L = mm) 70	(L = mm) 44,5	
				Round Shank				J-Notch	
	1,2	6	4,2	NC0606.002 STE	NC0606.004 STE	NC0606.027 STE	NC0606.009 STE	NC0606.014 STE	
	1,2	6	4,2	NC0606.002	NC0606.004	NC0606.027	NC0606.009	NC0606.014	
	1,6	6	4,4	NC0608.002 STE	NC0608.004 STE	NC0608.027 STE	NC0608.009 STE	NC0608.014 STE	
	1,6	6	4,4	NC0608.002	NC0608.004	NC0608.027	NC0608.009	NC0608.014	
	1,8	6	4,6		NC0612.004 STE				
	1,8	6	4,6		NC0612.004				
	2,1	6	4,8	NC0616.002 STE	NC0616.004 STE	NC0616.027 STE	NC0616.009 STE	NC0616.014 STE	
	2,1	6	4,8	NC0616.002	NC0616.004	NC0616.027	NC0616.009	NC0616.014	
	2,1	6	7,5	NC0618.002 STE					
	2,1	6	7,5	NC0618.002					

Hartmetall · Knospe

Tungsten carbide · Bud







NC22...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 44,5 - 51,5					
				Round Shank					
	4,0	12	13,0	NC2215.039 STE					
	4,0	12	13,0	NC2215.039					
	4,0	16	8,0	NC2219.039 STE					
	4,0	16	8,0	NC2219.039					
	5,0	16	13,0	NC2216.039 STE					
	5,0	16	13,0	NC2216.039					
	6,0	20	11,0	NC2220.039 STE					
	6,0	20	11,0	NC2220.039					



Hartmetall · Ei

Tungsten carbide · Egg




	NC09...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 48	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 44,5	(L = mm) 55	
					Round Shank			J-Notch		
		4,0	8	8,0	NC0901.003 STE	NC0901.009 STE	NC0901.012 STE	NC0901.014 STE	NC0901.016 STE	
		4,0	8	8,0	NC0901.003	NC0901.009	NC0901.012	NC0901.014	NC0901.016	
		5,5	10	10,0	NC0905.003 STE	NC0905.009 STE	NC0905.012 STE			
		5,5	10	10,0	NC0905.003	NC0905.009	NC0905.012			

Smooth Line Carbide · Rund

Smooth Line Carbide · Round



	TC1SL...	Ø (mm)	# S/FL		(L = mm) 70					
					Round Shank					
		3,0	8		TC1SL030.009 STE					
		3,0	8		TC1SL030.009					
		4,0	10		TC1SL040.009 STE					
		4,0	10		TC1SL040.009					
		5,0	12		TC1SL050.009 STE					
		5,0	12		TC1SL050.009					
		6,0	12		TC1SL060.009 STE					
		6,0	12		TC1SL060.009					




Smooth Line Carbide · Ei

Smooth Line Carbide · Egg



	TC9SL...	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 75	(L = mm) 95				
					ConMed Hall/Round Shank					
		4,0	8	8,0	TC9SL040.073 STE	TC9SL040.065 STE				
		4,0	8	8,0	TC9SL040.073	TC9SL040.065				
		5,5	10	10,0	TC9SL055.073 STE	TC9SL055.065 STE				
		5,5	10	10,0	TC9SL055.073	TC9SL055.065				


Diamant · Rund · Medium
 Diamond · Round · Medium


									
ND01...	Ø (mm)			(L = mm) 57	(L = mm) 70*	(L = mm) 95	(L = mm) 125	(L = mm) 55	
				Round Shank				J-Notch	
	0,6				ND0142.009 STE	ND0142.012 STE	ND0142.026 STE		
	0,6				ND0142.009	ND0142.012	ND0142.026		
	0,7				ND0188.009 STE				
	0,7				ND0188.009				
	0,8				ND0143.009 STE	ND0143.012 STE	ND0143.026 STE		
	0,8				ND0143.009	ND0143.012	ND0143.026		
	1,0			ND0128.006 STE	ND0128.009 STE	ND0128.012 STE	ND0128.026 STE	ND0128.016 STE	
	1,0			ND0128.006	ND0128.009	ND0128.012	ND0128.026	ND0128.016	
	1,2				ND0144.009 STE	ND0144.012 STE			
	1,2				ND0144.009	ND0144.012			
	1,4			ND0145.006 STE	ND0145.009 STE	ND0145.012 STE	ND0145.026 STE		
	1,4			ND0145.006	ND0145.009	ND0145.012	ND0145.026		
	1,6				ND0129.009 STE	ND0129.012 STE		ND0129.016 STE	
	1,6				ND0129.009	ND0129.012		ND0129.016	
	1,8			ND0146.006 STE	ND0146.009 STE	ND0146.012 STE	ND0146.026 STE		
	1,8			ND0146.006	ND0146.009	ND0146.012	ND0146.026		
	2,1				ND0139.009 STE	ND0139.012 STE	ND0139.026 STE		
	2,1				ND0139.009	ND0139.012	ND0139.026		
	2,1							ND0130.016 STE	
	2,1							ND0130.016	
	2,3			ND0140.006 STE	ND0140.009 STE	ND0140.012 STE	ND0140.026 STE		
	2,3			ND0140.006	ND0140.009	ND0140.012	ND0140.026		
	2,3							ND0131.016 STE	
	2,3							ND0131.016	
	2,5				ND0189.009 STE	ND0189.012 STE	ND0189.026 STE		
	2,5				ND0189.009	ND0189.012	ND0189.026		
	2,7			ND0190.006 STE	ND0190.009 STE	ND0190.012 STE	ND0190.026 STE		
	2,7			ND0190.006	ND0190.009	ND0190.012	ND0190.026		
	2,9				ND0132.009 STE	ND0132.012 STE		ND0132.016 STE	
	2,9				ND0132.009	ND0132.012		ND0132.016	
	3,1			ND0133.006 STE	ND0133.009 STE	ND0133.012 STE	ND0133.026 STE		
	3,1			ND0133.006	ND0133.009	ND0133.012	ND0133.026		
	3,5			ND0134.006 STE	ND0134.009 STE	ND0134.012 STE	ND0134.026 STE		
	3,5			ND0134.006	ND0134.009	ND0134.012	ND0134.026		
	4,0			ND0135.006 STE	ND0135.009 STE	ND0135.012 STE	ND0135.026 STE	ND0135.016 STE	
	4,0			ND0135.006	ND0135.009	ND0135.012	ND0135.026	ND0135.016	
	4,5			ND0136.006 STE	ND0136.009 STE	ND0136.012 STE	ND0136.026 STE	ND0136.016 STE	
	4,5			ND0136.006	ND0136.009	ND0136.012	ND0136.026	ND0136.016	
	5,0			ND0141.006 STE	ND0141.009 STE	ND0141.012 STE	ND0141.026 STE		
	5,0			ND0141.006	ND0141.009	ND0141.012	ND0141.026		
	5,0							ND0137.016 STE	
	5,0							ND0137.016	
	6,0			ND0138.006 STE	ND0138.009 STE	ND0138.012 STE	ND0138.026 STE		
	6,0			ND0138.006	ND0138.009	ND0138.012	ND0138.026		


* = schlank zulaufender Hals / slim tapering neck



Diamant · Rund · Medium

Diamond · Round · Medium






									
ND01...	Ø (mm)			(L = mm) 57	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125		
Round Shank									
	7,0			ND0147.006 STE	ND0147.009 STE	ND0147.012 STE	ND0147.026 STE		
	7,0			ND0147.006	ND0147.009	ND0147.012	ND0147.026		

Diamant · Rund · High Speed · Aesculap Hilan XS

Diamond · Round · High Speed · Aesculap Hilan XS










									
ND01...	Ø (mm)			(L = mm) 76 - 80	(L = mm) 106 - 110	(L = mm) 136 - 140			
Aesculap Hilan XS									
Handstück / handpiece									
				I	II	III			
	1,0			ND0128.526 STE	ND0128.525 STE				
	1,0			ND0128.526	ND0128.525				
	1,4			ND0145.526 STE	ND0145.525 STE				
	1,4			ND0145.526	ND0145.525				
	1,8			ND0146.526 STE	ND0146.525 STE	ND0146.527 STE			
	1,8			ND0146.526	ND0146.525	ND0146.527			
	2,3			ND0140.526 STE	ND0140.525 STE	ND0140.527 STE			
	2,3			ND0140.526	ND0140.525	ND0140.527			
	2,7			ND0190.526 STE	ND0190.525 STE	ND0190.527 STE			
	2,7			ND0190.526	ND0190.525	ND0190.527			
	3,1			ND0133.526 STE	ND0133.525 STE	ND0133.527 STE			
	3,1			ND0133.526	ND0133.525	ND0133.527			
	4,0			ND0135.526 STE	ND0135.525 STE	ND0135.527 STE			
	4,0			ND0135.526	ND0135.525	ND0135.527			
	5,0			ND0141.526 STE	ND0141.525 STE	ND0141.527 STE			
	5,0			ND0141.526	ND0141.525	ND0141.527			
	6,0			ND0138.526 STE	ND0138.525 STE	ND0138.527 STE			
	6,0			ND0138.526	ND0138.525	ND0138.527			

**Diamant · Rund · High Speed · Nouvag HighSurg 30**

Diamond · Round · High Speed · Nouvag HighSurg 30



ND01...	Ø (mm)		(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125			
Nouvag HighSurg 30								
Handstück / handpiece		1903/1906	1904/1907	1905/1908				
	0,6		ND0142.561 STE					
	0,8		ND0143.561 STE					
	1,0		ND0128.561 STE	ND0128.562 STE				
	1,4		ND0145.561 STE	ND0145.562 STE				
	1,8		ND0146.561 STE					
	2,3		ND0140.561 STE	ND0140.562 STE	ND0140.563 STE			
	2,7		ND0190.561 STE					
	3,1		ND0133.561 STE		ND0133.563 STE			
	3,5		ND0134.561 STE	ND0134.562 STE				
	4,0		ND0135.561 STE	ND0135.562 STE	ND0135.563 STE			
	4,5		ND0136.561 STE		ND0136.563 STE			
	5,0		ND0141.561 STE	ND0141.562 STE	ND0141.563 STE			
	6,0		ND0138.561 STE	ND0138.562 STE	ND0138.563 STE			
	7,0		ND0147.561 STE					



Diamant · Rund · High Speed · Aesculap Hilan

Diamond · Round · High Speed · Aesculap Hilan



ND01...	Ø (mm)		(L = mm) 70	(L = mm) 90	(L = mm) 110	(L = mm) 152		
Aesculap Hilan								
Handstück / handpiece			▲	I	II	III		
	1,0		ND0160.511 STE	ND0160.512 STE	ND0160.513 STE			
	1,0		ND0160.511	ND0160.512	ND0160.513			
	1,5		ND0161.511 STE	ND0161.512 STE	ND0161.513 STE			
	1,5		ND0161.511	ND0161.512	ND0161.513			
	2,1		ND0162.511 STE	ND0162.512 STE	ND0162.513 STE	ND0162.514 STE		
	2,1		ND0162.511	ND0162.512	ND0162.513	ND0162.514		
	2,7			ND0120.512 STE				
	2,7			ND0120.512				
	3,3		ND0163.511 STE	ND0163.512 STE	ND0163.513 STE	ND0163.514 STE		
	3,3		ND0163.511	ND0163.512	ND0163.513	ND0163.514		
	3,8			ND0123.512 STE	ND0123.513 STE			
	3,8			ND0123.512	ND0123.513			
	4,6		ND0124.511 STE	ND0124.512 STE	ND0124.513 STE	ND0124.514 STE		
	4,6		ND0124.511	ND0124.512	ND0124.513	ND0124.514		
	6,0		ND0165.511 STE	ND0165.512 STE	ND0165.513 STE	ND0165.514 STE		
	6,0		ND0165.511	ND0165.512	ND0165.513	ND0165.514		



Diamant · Rund · High Speed · Stryker TPS/Core · Hall Ultra Power

Diamond · Round · High Speed · Stryker TPS/Core · Hall Ultra Power



ND01...	Ø (mm)		(L = mm) 64,5 – 68	(L = mm) 81,5 – 86	(L = mm) 134 – 139			
Stryker TPS/Core, Hall Ultra Power								
Handstück / handpiece		O	M	AM				
	1,0		ND0160.515 STE		ND0160.517 STE			
	1,0		ND0160.515		ND0160.517			
	1,5		ND0161.515 STE	ND0161.516 STE	ND0161.517 STE			
	1,5		ND0161.515	ND0161.516	ND0161.517			
	2,1		ND0162.515 STE	ND0162.516 STE	ND0162.517 STE			
	2,1		ND0162.515	ND0162.516	ND0162.517			
	2,7		ND0120.515 STE	ND0120.516 STE	ND0120.517 STE			
	2,7		ND0120.515	ND0120.516	ND0120.517			
	3,3		ND0163.515 STE	ND0163.516 STE	ND0163.517 STE			
	3,3		ND0163.515	ND0163.516	ND0163.517			
	3,8			ND0123.516 STE				
	3,8			ND0123.516				
	4,2		ND0164.515 STE	ND0164.516 STE	ND0164.517 STE			
	4,2		ND0164.515	ND0164.516	ND0164.517			
	4,6			ND0124.516 STE				
	4,6			ND0124.516				
	5,0		ND0166.515 STE	ND0166.516 STE	ND0166.517 STE			
	5,0		ND0166.515	ND0166.516	ND0166.517			
	6,0			ND0165.516 STE	ND0165.517 STE			
	6,0			ND0165.516	ND0165.517			



Diamant · Rund · Grob Diamond · Round · Coarse



D01...	Ø (mm)			(L = mm) 57	(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125		
Round Shank									
	2,3			D01100.006 STE	D01100.009 STE	D01100.012 STE	D01100.026 STE		
	2,3			D01100.006	D01100.009	D01100.012	D01100.026		
	2,7			D01101.006 STE	D01101.009 STE	D01101.012 STE	D01101.026 STE		
	2,7			D01101.006	D01101.009	D01101.012	D01101.026		
	3,1			D01102.006 STE	D01102.009 STE	D01102.012 STE	D01102.026 STE		
	3,1			D01102.006	D01102.009	D01102.012	D01102.026		
	3,5			D01103.006 STE	D01103.009 STE	D01103.012 STE	D01103.026 STE		
	3,5			D01103.006	D01103.009	D01103.012	D01103.026		
	4,0			D01104.006 STE	D01104.009 STE	D01104.012 STE	D01104.026 STE		
	4,0			D01104.006	D01104.009	D01104.012	D01104.026		
	4,5			D01105.006 STE	D01105.009 STE	D01105.012 STE	D01105.026 STE		
	4,5			D01105.006	D01105.009	D01105.012	D01105.026		
	5,0			D01106.006 STE	D01106.009 STE	D01106.012 STE	D01106.026 STE		
	5,0			D01106.006	D01106.009	D01106.012	D01106.026		
	6,0			D01107.006 STE	D01107.009 STE	D01107.012 STE	D01107.026 STE		
	6,0			D01107.006	D01107.009	D01107.012	D01107.026		
	7,0			D01108.006 STE	D01108.009 STE	D01108.012 STE	D01108.026 STE		
	7,0			D01108.006	D01108.009	D01108.012	D01108.026		

Diamant · Rund · Grob · High Speed · Aesculap Hilan XS Diamond · Round · Coarse · High Speed · Aesculap Hilan XS



D01...	Ø (mm)			(L = mm) 76 - 80	(L = mm) 106 - 110	(L = mm) 136 - 140			
Aesculap Hilan XS									
Handstück / handpiece									
				I	II	III			
	4,0			D01104.526 STE	D01104.525 STE	D01104.527 STE			
	4,0			D01104.526	D01104.525	D01104.527			
	6,0			D01107.526 STE	D01107.525 STE	D01107.527 STE			
	6,0			D01107.526	D01107.525	D01107.527			

**Diamant · Rund · Grob · High Speed · Aesculap Hilan**

Diamond · Round · Coarse · High Speed · Aesculap Hilan



D 01...	Ø (mm)			(L = mm) 90					
Aesculap Hilan									
Handstück / handpiece I									
	4,0			D01104.512 STE					
	4,0			D01104.512					
	6,0			D01107.512 STE					
	6,0			D01107.512					

Diamant · Rund · Grob · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Diamond · Round · Coarse · High Speed · Nouvag HighSurg 30



D 01...	Ø (mm)			(L = mm) 70	(L = mm) 95	(L = mm) 125			
Nouvag HighSurg 30									
Handstück / handpiece 1903/1906 1904/1907 1905/1908									
	2,3			D01100.561 STE	D01100.562 STE	D01100.563 STE			
	3,1			D01102.561 STE	D01102.562 STE	D01102.563 STE			
	4,0			D01104.561 STE	D01104.562 STE	D01104.563 STE			
	5,0			D01106.561 STE	D01106.562 STE	D01106.563 STE			
	6,0			D01107.561 STE	D01107.562 STE	D01107.563 STE			



Diamant · Rund · Extragrob

Diamond · Round · Extra coarse



DM/DS 01...	Ø (mm)		(L = mm) 95	(L = mm) 125				
Round Shank								
	3,0		DM01102.012 STE	DM01102.026 STE				
	3,0		DM01102.012	DM01102.026				
	4,0		DS01104.012 STE	DS01104.026 STE				
	4,0		DS01104.012	DS01104.026				

Diamant · Rund · Extragrob · High Speed · Nouvag HighSurg 30

Diamond · Round · Extra coarse · High Speed · Nouvag HighSurg 30




DM/DS 01...	Ø (mm)		(L = mm) 95	(L = mm) 125				
Nouvag HighSurg 30								
Handstück / handpiece								
			1904/1907	1905/1908				
	3,0		DM01102.562 STE	DM01102.563 STE				
	3,0							
	4,0		DS01104.562 STE	DS01104.563 STE				
	4,0							




Diamant · Rund · Megagrob
Diamond · Round · Mega coarse



	DX 01...			Ø (mm)			(L = mm) 70						
				Round Shank									
	4,0						DX01104.009 STE						
	4,0						DX01104.009						
	5,0						DX01106.009 STE						
	5,0						DX01106.009						


Diamant · Walze · Medium
Diamond · Barrel · Medium



	ND 19...			Ø (mm)	KL/HL (mm)		(L = mm) 51						
				Round Shank									
	12,0	15,5					ND1903.004 STE						
	12,0	15,5					ND1903.004						

Diamant · Walze · Medium
Diamond · Barrel · Medium



	ND 19...			Ø (mm)	KL/HL (mm)		(L = mm) 73						
				Round Shank									
	9,0	11,0					ND1905.009 STE						
	9,0	11,0					ND1905.009						




Diamant · Zylinder · Medium Diamond · Cylinder · Medium



	ND 04...	Ø (mm)	KL/HL (mm)		(L = mm) 70					
Round Shank										
		0,6	2,0		ND0445.009 STE					
		0,6	2,0		ND0445.009					


Diamant · Ei · High Speed · Medium · Nouvag HighSurg 30 Diamond · Egg · High Speed · Medium · Nouvag HighSurg 30



	ND 09...	Ø (mm)	KL/HL (mm)		(L = mm) 70					
Nouvag HighSurg 30										
Handstück / handpiece					1903/1906					
		4,0	8,0		ND0911.561 STE					
		4,0	8,0							

Diamant · Trennscheibe · High Speed · Aesculap Hilan Diamond · Separating disc · High Speed · Aesculap Hilan



	ND 26...	Ø (mm)	KL/HL (mm)		(L = mm) 94	(L = mm) 113				
Aesculap Hilan										
Handstück / handpiece					I	II				
		25,5	1,1		ND2602.512	ND2602.513				

**Rostfreier Stahl · Lindemann**

Stainless steel · Lindemann



NS1801	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1801.016 STE	2,3	4	9,5	55	J-Notch
NS1801.016	2,3	4	9,5	55	J-Notch



NS1802	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1802.008 STE	2,3	4	25,0	67	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1802.008	2,3	4	25,0	67	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1802.019 STE	2,3	4	25,0	67	J-Notch
NS1802.019	2,3	4	25,0	67	J-Notch



NS1805	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1805.016 STE	1,6	4	9,0	55	J-Notch
NS1805.016	1,6	4	9,0	55	J-Notch



NS1806	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1806.002 STE	2,1	4	10,0	44,5	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1806.002	2,1	4	10,0	44,5	Round Shank Ø 2,35 mm



NS1808	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1808.036 STE	2,3	4	35,0	75	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1808.036	2,3	4	35,0	75	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1808.022 STE	2,3	4	35,0	75	J-Notch
NS1808.022	2,3	4	35,0	75	J-Notch



NS1809	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1809.007 STE	2,3	4	22,0	62	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.007	2,3	4	22,0	62	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.027 STE	2,3	4	22,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.027	2,3	4	22,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.009 STE	2,3	4	22,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.009	2,3	4	22,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1809.023 STE	2,3	4	22,0	70	J-Notch
NS1809.023	2,3	4	22,0	70	J-Notch



Rostfreier Stahl · Lindemann

Stainless steel · Lindemann



NS1812	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NS1812.002 STE	1,4	4	5,0	44,5	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1812.002	1,4	4	5,0	44,5	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1812.009 STE	1,4	4	5,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NS1812.009	1,4	4	5,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm

Hartmetall · Lindemann

Tungsten carbide · Lindemann



NC1803	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NC1803.004 STE	1,9	4	13,0	51	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1803.004	1,9	4	13,0	51	Round Shank Ø 2,35 mm



NC1805	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NC1805.027 STE	1,6	4	9,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1805.027	1,6	4	9,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1805.009 STE	1,6	4	9,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1805.009	1,6	4	9,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm



NC1806	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NC1806.027 STE	2,1	4	10,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1806.027	2,1	4	10,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1806.009 STE	2,1	4	10,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1806.009	2,1	4	10,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm



NC1810	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NC1810.027 STE	1,7	4	9,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1810.027	1,7	4	9,0	65	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1810.009 STE	1,7	4	9,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1810.009	1,7	4	9,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm



NC1811	Ø (mm)	S/FL #	KL/HL (mm)	Gesamtlänge/total length (mm)	Anschluss/Connection
NC1811.009 STE	2,1	4	10,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm
NC1811.009	2,1	4	10,0	70	Round Shank Ø 2,35 mm

Fußfräser (MIS)

Burs for Percutaneous foot surgery



Arbeitsständer · Sterikassetten

Bur block · Steri-box



Instrumentenständer 9985M
Bur block 9985M

Technische Eigenschaften

- 14 Silikonstopfen zur Aufnahme der Bohrer mit einem Schaftdurchmesser von 2,35 – 3,17 mm und einer Gesamtlänge von 20 – 80 mm
- Herausnehmbarer Korb, in dem benutzte Instrumente während der OP gesammelt werden können
- Deckel zum Schutz der Instrumente bei Transport und Lagerung
- Manuell einstellbare Anzeige zur Dokumentation der Anzahl der Aufbereitungszyklen
- Maße: 85 x 95 x 50 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
- Material: Edelstahl + Silikon (sterilisierbar und autoklavierbar)

Technical properties

- 14 silicon plugs to receive burs with a shank diameter of 2.35 – 3.17 mm and a total length of 20 – 80 mm
- Removable tray for collecting used instruments during the operation
- Lid to protect the instruments during transport and storage
- Manually adjustable cursor to register the number of reprocessing cycles carried out
- Dimensions: 85 x 95 x 50 mm (Height x Width x Depth)
- Material: Stainless steel + silicone (suitable for sterilisation and treatment in the autoclave)

Silikonstopfen für Instrumentenständer

Silicone plugs for bur blocks

9891	1
9891	2
9891	3
9891	4
9891	5
9891	6

Reinigungsbürsten zur Säuberung von Instrumentenoberflächen

Cleaning brushes for cleaning instrument surfaces



9791 M	Stahl-Reinigungsbürste – sterilisierbar, Metall-Handgriff mit auswechselbarer Bürste aus rostfreiem Edelstahl Steel Cleaning brush – can be sterilized, with metal handle and replaceable brush made of stainless steel
--------	--

9873 M	Nylonreinigungsbürste – sterilisierbar, Metall-Handgriff mit auswechselbarer Nylonbürste Nylon cleaning brush – can be sterilized, with metal handle and replaceable nylon brush
--------	---



9792 M	Ersatzbürste Replacement brush
--------	-----------------------------------

9874 M	Ersatzbürste Nylon Replacement nylon brush
--------	---

**Rostfreier Stahl · Fußfräser · Shannon Recta · gerade Verzahnung**

Stainless steel · Foot cutter · Shannon Recta · straight toothing



Shannon Recta Corta	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	2,0	3	9,4	NS3706.027 STE
	2,0	3	9,4	NS3706.027



Shannon Recta	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	2,0	3	13,0	NS3701.027 STE
	2,0	3	13,0	NS3701.027



Shannon Recta Larga	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 75
Round Shank				
	2,2	3	20,0	NS3703.036 STE
	2,2	3	20,0	NS3703.036



Shannon Recta X-Larga	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 100
Round Shank				
	3,0	3	30,0	NS3705.036 STE
	3,0	3	30,0	NS3705.036



Shannon Recta 3	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	3,1	3	15,0	NS3804.027 STE
	3,1	3	15,0	NS3804.027



Shannon Recta 4	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	4,1	3	15,0	NS3805.027 STE
	4,1	3	15,0	NS3805.027



Shannon Recta 3 Larga	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70
Round Shank				
	3,1	3	20,0	NS3803.009 STE
	3,1	3	20,0	NS3803.009

Rostfreier Stahl · Fußfräser · Shannon · gedrahte Verzahnung

Stainless steel · Foot cutter · Shannon · twisted toothing



Shannon Corta	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 55
Round Shank				
	2,0	3	8,0	NS3801.005 STE
	2,0	3	8,0	NS3801.005



Shannon Corta	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	2,0	3	8,0	NS3801.027 STE
	2,0	3	8,0	NS3801.027



Shannon Larga	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
	2,2	3	11,9	NS3901.027 STE
	2,2	3	11,9	NS3901.027



Rostfreier Stahl · Fußfräser · Wedge · gedrahte Verzahnung

Stainless steel · Foot cutter · Wedge · twisted toothing



Wedge 3	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 55
Round Shank				
2,9	3	13,2	NS3501.005 STE	
2,9	3	13,2	NS3501.005	



Wedge 4	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 55
Round Shank				
4,3	3	13,0	NS3601.005 STE	
4,3	3	13,0	NS3601.005	



Wedge 3	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
2,9	3	13,2	NS3501.027 STE	
2,9	3	13,2	NS3501.027	



Wedge 4	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
4,3	3	13,0	NS3601.027 STE	
4,3	3	13,0	NS3601.027	

Rostfreier Stahl · Fußfräser · Sonderformen

Stainless steel · Foot cutter · Special shapes



Shannon 43	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
2,2	4	11,0	NS4001.027 STE	
2,2	4	11,0	NS4001.027	



Brophy	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 70
Round Shank				
5,0	4	15,2	NS4101.009 STE	
5,0	4	15,2	NS4101.009	



Shannon 44	Ø (mm)	# S/FL	KL/HL (mm)	(L = mm) 65
Round Shank				
2,2	3	11,1	NS4002.027 STE	
2,2	3	11,1	NS4002.027	



Shaver blades

Shaver blades



GENIUS Shaver blades (wiederverwendbar)

GENIUS Shaver blades (reusable)

Durchmesser/ Diameter mm	ConMed/ Linvatec, Arthrex	Dyonics EP1 Powermax Elite*		
3,5	GE0135.LI	GE0135.DY	01 = Aggressive Meniscus Cutter	
4,2	GE0142.LI	GE0142.DY	02 = BiCut	
5,5	GE0155.LI	GE0155.DY	03 = Full Radius Resector	
4,2	GE0242.LI	GE0242.DY	04 = Aggressive Full Radius Resector	
3,5	GE0335.LI	GE0335.DY	05 = Bevel Edge Cutter	
4,2	GE0342.LI	GE0342.DY	06 = Round Bur	
5,5	GE0355.LI	GE0355.DY	07 = Oval Bur	
3,5	GE0435.LI	GE0435.DY	08 = Tapered Bur	
4,2	GE0442.LI	GE0442.DY		
5,5	GE0455.LI	GE0455.DY		
4,2		GE0542.DY		
4,2	GE0642.LI	GE0642.DY		
5,5	GE0655.LI	GE0655.DY		
6,5	GE0665.LI	GE0665.DY		
5,5	GE0755.LI	GE0755.DY		
6,5	GE0765.LI	GE0765.DY		
5,5	GE0855.LI	GE0855.DY		


*nicht für/not for Minimotor

BiCut

doppelseitig geöffneter
Aggressive Full Radius Resector
opened on both sides
Aggressive Full Radius Resector




GENIUSadapter
für die validierte Aufbereitung
for validated reprocessing



Bestellnummer

Order number

GE 9001.DY – für/for
GEXXXX.DY-Shaver



Bestellnummer

Order number

GE 9101.LI – für/for
GEXXXX.LI-Shaver



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
9791M	167	D01104.527 STE	159	DX01106.009	162	EZ1913.M81 STE	21
9792M	167	D01104.561 STE	160	DX01106.009 STE	162	EZ1914.M00 STE	29
9873M	167	D01104.562 STE	160	EVO1310.08R	33	EZ1914.M10 STE	47
9874M	167	D01104.563 STE	160	EVO1310.18R	49	EZ1914.M30 STE	53/60
9891.1	167	D01105.006	159	EVO1310.58R	100/111	EZ1914.M50 STE	96/107
9891.2	167	D01105.006 STE	159	EVO1310.88R	17	EZ1914.M62 STE	68
9891.3	167	D01105.009	159	EVO1312.59J	100/111	EZ1914.M80 STE	14
9891.4	167	D01105.009 STE	159	EVO1312.M62	75	EZ1914.M81 STE	21
9891.5	167	D01105.012	159	EVO1313.07S	33	EZ2210.M00 STE	29
9891.6	167	D01105.012 STE	159	EVO1313.17S	49	EZ2210.M10 STE	47
9985M	167	D01105.026	159	EVO1313.57S	100/111	EZ2210.M30 STE	53/60
D01100.006	159	D01105.026 STE	159	EVO1313.807	17	EZ2210.M50 STE	96/107
D01100.006 STE	159	D01106.006	159	EVO1313.M62	75	EZ2210.M62 STE	68
D01100.009	159	D01106.006 STE	159	EVO1909.02R	33	EZ2210.M80 STE	14
D01100.009 STE	159	D01106.009	159	EVO1909.52R	100/111	EZ2210.M81 STE	21
D01100.012	159	D01106.009 STE	159	EVO1913.01S	33	EZ2212.M00 STE	29
D01100.012 STE	159	D01106.012	159	EVO1913.51S	100/111	EZ2212.M50 STE	96/107
D01100.026	159	D01106.012 STE	159	EVO1913.81S	17	EZ2212.M62 STE	68
D01100.026 STE	159	D01106.026	159	EVO1913.M62	75	EZ2212.M80 STE	14
D01100.561 STE	160	D01106.026 STE	159	EVO1914.01T	33	EZ2212.M81 STE	21
D01100.562 STE	160	D01106.561 STE	160	EVO1914.51T	100/111	EZ2213.M00 STE	29
D01100.563 STE	160	D01106.562 STE	160	EVO2510.06B	33	EZ2213.M10 STE	47
D01101.006	159	D01106.563 STE	160	EVO2510.16B	49	EZ2213.M30 STE	53/60
D01101.006 STE	159	D01107.006	159	EVO2510.56B	100/111	EZ2213.M50 STE	96/107
D01101.009	159	D01107.006 STE	159	EVO2512.15J	49	EZ2213.M62 STE	68
D01101.009 STE	159	D01107.009	159	EVO2513.05S	33	EZ2213.M80 STE	14
D01101.012	159	D01107.009 STE	159	EVO2513.15S	49	EZ2213.M81 STE	21
D01101.012 STE	159	D01107.012	159	EVO2513.55S	100/111	EZ2214.M00 STE	29
D01101.026	159	D01107.012 STE	159	EVO2513.812	17	EZ2214.M10 STE	47
D01101.026 STE	159	D01107.026	159	EVO2513.M62	75	EZ2214.M50 STE	96/107
D01102.006	159	D01107.026 STE	159	EZ1310.M00 STE	29	EZ2214.M62 STE	68
D01102.006 STE	159	D01107.512	160	EZ1310.M10 STE	47	EZ2214.M80 STE	14
D01102.009	159	D01107.512 STE	160	EZ1310.M30 STE	53/60	EZ2214.M81 STE	21
D01102.009 STE	159	D01107.525	159	EZ1310.M50 STE	96/107	EZ2215.M00 STE	29
D01102.012	159	D01107.525 STE	159	EZ1310.M62 STE	68	EZ2215.M50 STE	96/107
D01102.012 STE	159	D01107.526	159	EZ1310.M80 STE	14	EZ2215.M62 STE	68
D01102.026	159	D01107.526 STE	159	EZ1310.M81 STE	21	EZ2215.M80 STE	14
D01102.026 STE	159	D01107.527	159	EZ1312.M50 STE	96/107	EZ2215.M81 STE	21
D01102.561 STE	160	D01107.527 STE	159	EZ1312.M62 STE	68	EZ2510P.S62 STE	69
D01102.562 STE	160	D01107.561 STE	160	EZ1313.M00 STE	29	EZ2513P.L62 STE	69
D01102.563 STE	160	D01107.562 STE	160	EZ1313.M10 STE	47	EZ2513P.M62 STE	69
D01103.006	159	D01107.563 STE	160	EZ1313.M30 STE	53/60	GE0135.DY	171
D01103.006 STE	159	D01108.006	159	EZ1313.M50 STE	96/107	GE0135.LI	171
D01103.009	159	D01108.006 STE	159	EZ1313.M62 STE	68	GE0142.DY	171
D01103.009 STE	159	D01108.009	159	EZ1313.M80 STE	14	GE0142.LI	171
D01103.012	159	D01108.009 STE	159	EZ1313.M81 STE	21	GE0155.DY	171
D01103.012 STE	159	D01108.012	159	EZ1314.M00 STE	29	GE0155.LI	171
D01103.026	159	D01108.012 STE	159	EZ1314.M10 STE	47	GE0242.DY	171
D01103.026 STE	159	D01108.026	159	EZ1314.M30 STE	53/60	GE0242.LI	171
D01104.006	159	D01108.026 STE	159	EZ1314.M50 STE	96/107	GE0335.DY	171
D01104.006 STE	159	DM01102.012	161	EZ1314.M62 STE	68	GE0335.LI	171
D01104.009	159	DM01102.012 STE	161	EZ1314.M80 STE	14	GE0342.DY	171
D01104.009 STE	159	DM01102.026	161	EZ1314.M81 STE	21	GE0342.LI	171
D01104.012	159	DM01102.026 STE	161	EZ1912.M00 STE	29	GE0355.DY	171
D01104.012 STE	159	DM01102.562 STE	161	EZ1912.M50 STE	96/107	GE0355.LI	171
D01104.026	159	DM01102.563 STE	161	EZ1912.M62 STE	68	GE0435.DY	171
D01104.026 STE	159	DS01104.012	161	EZ1912.M81 STE	21	GE0435.LI	171
D01104.512	160	DS01104.012 STE	161	EZ1913.L62.T70 STE	68	GE0442.DY	171
D01104.512 STE	160	DS01104.026	161	EZ1913.M00 STE	29	GE0442.LI	171
D01104.525	159	DS01104.026 STE	161	EZ1913.M10 STE	47	GE0455.DY	171
D01104.525 STE	159	DS01104.562 STE	161	EZ1913.M30 STE	53/60	GE0455.LI	171
D01104.526	159	DS01104.563 STE	161	EZ1913.M50 STE	96/107	GE0542.DY	171
D01104.526 STE	159	DX01104.009	162	EZ1913.M62 STE	68	GE0642.DY	171
D01104.527	159	DX01104.009 STE	162	EZ1913.M80 STE	14	GE0642.LI	171



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
GE0655.DY	171	KM135	20	KM3.511	88	KM458.SY	106
GE0655.LI	171	KM135 STE	20	KM3.511 STE	88	KM458.SY STE	106
GE0665.DY	171	KM14001	56	KM3.525	88	KM459	45/51/58/64
GE0665.LI	171	KM14001 STE	56	KM3.525 STE	88	KM459 STE	45/51/58/64
GE0755.DY	171	KM14002	56	KM3002	40/56/66	KM460.ZI	115
GE0755.LI	171	KM14002 STE	56	KM3002 STE	40/56/66	KM460.ZI STE	115
GE0765.DY	171	KM156208.SY	101/112	KM3005	40/56/66	KM461	45/51/58/64
GE0765.LI	171	KM156208.SY STE	101/112	KM3005 STE	40/56/66	KM461 STE	45/51/58/64
GE0855.DY	171	KM240	41	KM3006	40/56/66	KM462.ZI	115
GE0855.LI	171	KM240 STE	41	KM3006 STE	40/56/66	KM462.ZI STE	115
GE9001.DY	171	KM250R	84	KM3101	43/57/67	KM463.AC	27
GE9101.LI	171	KM250R STE	84	KM3101 STE	43/57/67	KM463.AC STE	27
GP001.089.032	118	KM251R.AC	27	KM32	44	KM473	45/51/58/64
GP001.089.032 STE	118	KM251R.AC STE	27	KM32 STE	44	KM473 STE	45/51/58/64
GP001A.089.032	118	KM275R	84	KM325R	85	KM475.LI	46/52/59/65
GP001A.089.032 STE	118	KM275R STE	84	KM325R STE	85	KM475.LI STE	46/52/59/65
GP002.089.032	118	KM277R	85	KM326R	85	KM476	46/52/59/65
GP002.089.032 STE	118	KM277R STE	85	KM326R STE	85	KM476 STE	46/52/59/65
GP003.070.023	118	KM278R.SY	106	KM327R.AC	27	KM476.AC	28
GP003.070.023 STE	118	KM278R.SY STE	106	KM327R.AC STE	27	KM476.AC STE	28
GS900.100.000	120	KM28093.AC	18	KM328R.AC	27	KM486208.S63	76
GS900.100.010	120	KM28093.AC STE	18	KM328R.AC STE	27	KM486208.S63 STE	76
GS900.130.000	120	KM280R.ZI	115	KM329R.SY	106	KM486209.M63	77
GS900A.040.000	120	KM280R.ZI STE	115	KM329R.SY STE	106	KM486209.M63 STE	77
GS901.033.032	118	KM3.102	86	KM33.103	88	KM486209.S62	76
GS901.033.032 STE	118	KM3.102 STE	86	KM33.103 STE	88	KM486209.S62 STE	76
GS901.050.032	118	KM3.103	86	KM33.105	88	KM48K	42
GS901.050.032 STE	118	KM3.103 STE	86	KM33.105 STE	88	KM48K STE	42
GS901A.050.032	118	KM3.104	86	KM33.111	89	KM5140.010	91
GS901A.050.032 STE	118	KM3.104 STE	86	KM33.111 STE	89	KM5140.010 STE	91
GS902.150.032	119	KM3.105	86	KM33.114	89	KM5140.011	91
GS902.150.032 STE	119	KM3.105 STE	86	KM33.114 STE	89	KM5140.011 STE	91
GS903.062.032	119	KM3.106	86	KM33.115	89	KM5140.012	91
GS903.062.032 STE	119	KM3.106 STE	86	KM33.115 STE	89	KM5140.012 STE	91
GS903A.062.032	119	KM3.108	86	KM33.125	89	KM5140.020	91
GS903A.062.032 STE	119	KM3.108 STE	86	KM33.125 STE	89	KM5140.020 STE	91
GS904.100.030	119	KM3.110	86	KM33.206	89	KM5140.106	92
GS904.100.030 STE	119	KM3.110 STE	86	KM33.206 STE	89	KM5140.106 STE	92
GS904.100.040	119	KM3.111	86	KM33.212	89	KM5140.107	92
GS904.100.040 STE	119	KM3.111 STE	86	KM33.212 STE	89	KM5140.107 STE	92
GS904.150.030	119	KM3.114	87	KM33.225	89	KM5140.123	92
GS904.150.030 STE	119	KM3.114 STE	87	KM33.225 STE	89	KM5140.123 STE	92
GS905.030.032	118	KM3.115	87	KM33.410	89	KM5140.133	92
GS905.030.032 STE	118	KM3.115 STE	87	KM33.410 STE	89	KM5140.133 STE	92
GS905.050.032	119	KM3.125	87	KM33.412	90	KM5140.233	93
GS905.050.032 STE	119	KM3.125 STE	87	KM33.412 STE	90	KM5140.233 STE	93
KM004	42	KM3.212	87	KM33.414	90	KM5160.011	93
KM004 STE	42	KM3.212 STE	87	KM33.414 STE	90	KM5160.011 STE	93
KM005	42	KM3.215	87	KM33.521	90	KM5160.012	93
KM005 STE	42	KM3.215 STE	87	KM33.521 STE	90	KM5160.012 STE	93
KM006	42	KM3.225	87	KM34	44	KM5160.123	93
KM006 STE	42	KM3.225 STE	87	KM34 STE	44	KM5160.123 STE	93
KM060	44	KM3.254	87	KM37113.ST	95	KM5160.233	94
KM060 STE	44	KM3.254 STE	87	KM37113.ST STE	95	KM5160.233 STE	94
KM100C	41	KM3.410	87	KM37114.ST	95	KM519.010	101/112
KM100C STE	41	KM3.410 STE	87	KM37114.ST STE	95	KM519.010 STE	101/112
KM101	41	KM3.411	88	KM37115.ST	95	KM519.012	101/112
KM101 STE	41	KM3.411 STE	88	KM37115.ST STE	95	KM519.012 STE	101/112
KM102	41	KM3.412	88	KM37116.ST	95	KM519.013	101/112
KM102 STE	41	KM3.412 STE	88	KM37116.ST STE	95	KM519.013 STE	101/112
KM106	41	KM3.413	88	KM44K	42	KM519.015	102/113
KM106 STE	41	KM3.413 STE	88	KM44K STE	42	KM519.015 STE	102/113
KM107	41	KM3.414	88	KM458	45/51/58/64	KM519.017	102/113
KM107 STE	41	KM3.414 STE	88	KM458 STE	45/51/58/64	KM519.017 STE	102/113



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
KM519.018	102/113	KM650.S63	80	KM71456.S62	83	KMS1910.S62 STE	71
KM519.018 STE	102/113	KM650.S63 STE	80	KM71456.S62 STE	83	KMS1910.S81 STE	22
KM519.019	103/114	KM660.S62	81	KM71459.S63	83	KMS1912.L00 STE	30
KM519.019 STE	103/114	KM660.S62 STE	81	KM71459.S63 STE	83	KMS1912.L10 STE	48
KM519.023	103/114	KM71.132	34	KM8526.AC	18	KMS1912.L50 STE	98/109
KM519.023 STE	103/114	KM71.132 STE	34	KM8526.AC STE	18	KMS1912.L62 STE	72
KM519.025	103/114	KM71.133	34	KM8624.AC	28	KMS1912.L81 STE	22
KM519.025 STE	103/114	KM71.133 STE	34	KM8624.AC STE	28	KMS1912.M00 STE	30
KM51910.C81	24	KM71.134	34	KM8672.AC	19	KMS1912.M30 STE	54/61
KM51910.C81 STE	24	KM71.134 STE	34	KM8672.AC STE	19	KMS1913.01S STE	30
KM51910.DS	50	KM71.451	35	KM8673.AC	19	KMS1913.31S STE	54/61
KM51910.DS STE	50	KM71.451 STE	35	KM8673.AC STE	19	KMS1913.51S STE	98/109
KM51915.C62	78	KM71.452	35	KM8674.AC	19	KMS1913.81S STE	15
KM51915.C62 STE	78	KM71.452 STE	35	KM8674.AC STE	19	KMS1913.L00 STE	30
KM51915.C80	18	KM71.453	35	KM97	84	KMS1913.L50 STE	98/109
KM51915.C80 STE	18	KM71.453 STE	35	KM97 STE	84	KMS1913.L62 STE	72
KM51915.C81	24	KM71.455	35	KM97A	84	KMS1913.L62.T70 STE	72
KM51915.C81 STE	24	KM71.455 STE	35	KM97A STE	84	KMS1913.M62 STE	72
KM51915.DS	50	KM71.456	36	KMS0001.SY STE	97/108	KMS1913.M81 STE	22
KM51915.DS STE	50	KM71.456 STE	36	KMS0004.SY STE	99/110	KMS1913.S62 STE	71
KM51917.DS	50	KM71.457	36	KMS0812.S63 STE	70	KMS1914.01T STE	30
KM51917.DS STE	50	KM71.457 STE	36	KMS0813.C62 STE	70	KMS1914.51T STE	98/109
KM51917.S62	78	KM71.458	36	KMS1309.M62 STE	71	KMS1914.M30 STE	54/61
KM51917.S62 STE	78	KM71.458 STE	36	KMS1309.M81 STE	22	KMS1914.M62 STE	72
KM51917.S81	24	KM71.472	36	KMS1310.08R STE	30	KMS1995.L00 STE	30
KM51917.S81 STE	24	KM71.472 STE	36	KMS1310.18R STE	48	KMS1995.L62 STE	72
KM51925.C00	34	KM71.510	37	KMS1310.58R STE	97/108	KMS2210.06F STE	31
KM51925.C00 STE	34	KM71.510 STE	37	KMS1310.88R STE	15	KMS2210.16F STE	48
KM51925.C30	56/63	KM71.515	37	KMS1310.M30 STE	54/61	KMS2210.56F STE	98/109
KM51925.C30 STE	56/63	KM71.515 STE	37	KMS1310.M62 STE	71	KMS2210.86F STE	15
KM51925.C62	78	KM71.610	55/62	KMS1310.M81 STE	22	KMS2210.M30 STE	54/61
KM51925.C62 STE	78	KM71.610 STE	55/62	KMS1312.09J STE	30	KMS2210.M62 STE	72
KM51925.C80	18	KM71.652	55/62	KMS1312.59J STE	97/108	KMS2210.M81 STE	23
KM51925.C80 STE	18	KM71.652 STE	55/62	KMS1312.89J STE	15	KMS2212F.M50 STE	98/109
KM51925.C81	24	KM71.653	55/62	KMS1312.M10 STE	48	KMS2212F.M62 STE	73
KM51925.C81 STE	24	KM71.653 STE	55/62	KMS1312.M62 STE	71	KMS2213.07F STE	31
KM51925.DS	50	KM71.656	55/62	KMS1312.M81 STE	22	KMS2213.17F STE	48
KM51925.DS STE	50	KM71.656 STE	55/62	KMS1312.S50 STE	97/108	KMS2213.57F STE	98/109
KM532.044	104	KM71125.C00	37	KMS1312.S62 STE	70	KMS2213.87F STE	15
KM532.044 STE	104	KM71125.C00 STE	37	KMS1313.07S STE	30	KMS2213.M30 STE	54/61
KM532.050	104	KM71125.C62	81	KMS1313.17S STE	48	KMS2213.M62 STE	72
KM532.050 STE	104	KM71125.C62 STE	81	KMS1313.57S STE	97/108	KMS2213.M81 STE	23
KM54	44	KM71125.C81	25	KMS1313.807 STE	15	KMS2213F.M00 STE	31
KM54 STE	44	KM71125.C81 STE	25	KMS1313.C62 STE	70	KMS2213F.M50 STE	98/109
KM600.S63	78	KM71276.C00	38	KMS1313.M30 STE	54/61	KMS2213F.M62 STE	73
KM600.S63 STE	78	KM71276.C00 STE	38	KMS1313.M62 STE	71	KMS2213F.M81 STE	23
KM6023.140	43/57/67	KM71276.C62	81	KMS1313.M81 STE	22	KMS2295F.M00 STE	31
KM6023.140 STE	43/57/67	KM71276.C62 STE	81	KMS1313.S62 STE	70	KMS2295F.M62 STE	73
KM609.M62	79	KM71276.C81	25	KMS1313F.S63 STE	71	KMS2509.06R STE	31
KM609.M62 STE	79	KM71276.C81 STE	25	KMS1395.M00 STE	30	KMS2509.55R STE	99/110
KM615.S63	79	KM71277.C00	38	KMS1395.M62 STE	71	KMS2509.M62 STE	73
KM615.S63 STE	79	KM71277.C00 STE	38	KMS1713.L00 STE	30	KMS2510.06B STE	31
KM615R	20	KM71277.C62	82	KMS1713.L50 STE	97/108	KMS2510.16B STE	48
KM615R STE	20	KM71277.C62 STE	82	KMS1713.L62 STE	71	KMS2510.56B STE	99/110
KM620.S63	79	KM71277.C81	26	KMS1713.L80 STE	15	KMS2510.811 STE	16
KM620.S63 STE	79	KM71277.C81 STE	26	KMS1714.L00 STE	30	KMS2510.M62 STE	73
KM640.S63	79	KM71278.C00	39	KMS1714.L50 STE	97/108	KMS2510.M81 STE	23
KM640.S63 STE	79	KM71278.C00 STE	39	KMS1714.L62 STE	71	KMS2510.S62 STE	73
KM644.C62	80	KM71278.C62	82	KMS1909.02R STE	30	KMS2510.S81 STE	23
KM644.C62 STE	80	KM71278.C62 STE	82	KMS1909.52R STE	98/109	KMS2512.05J STE	31
KM645.C62	80	KM71278.C81	26	KMS1909.M30 STE	54/61	KMS2512.15J STE	48
KM645.C62 STE	80	KM71278.C81 STE	26	KMS1909.M62 STE	72	KMS2512.55J STE	99/110
KM648.C62	80	KM71452.S50	103/114	KMS1909.M81 STE	22	KMS2512.85J STE	16
KM648.C62 STE	80	KM71452.S50 STE	103/114	KMS1910.M62 STE	72	KMS2512.M62 STE	73



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
KMS2512.M81 STE	23	NC0104.014 STE	148	NC0125.012	148	NC0189.009 STE	150
KMS2512P.M50 STE	99/110	NC0104.561 STE	149	NC0125.012 STE	148	NC0189.012	150
KMS2512P.M62 STE	74	NC0105.004	148	NC0125.026	148	NC0189.012 STE	150
KMS2513.05S STE	31	NC0105.004 STE	148	NC0125.026 STE	148	NC0189.016	150
KMS2513.15S STE	48	NC0105.009	148	NC0125.561 STE	149	NC0189.016 STE	150
KMS2513.35S STE	54/61	NC0105.009 STE	148	NC0128.002	148	NC0190.004	150
KMS2513.55S STE	99/110	NC0105.012	148	NC0128.002 STE	148	NC0190.004 STE	150
KMS2513.812 STE	16	NC0105.012 STE	148	NC0128.009	148	NC0190.009	150
KMS2513.L62 STE	74	NC0105.014	148	NC0128.009 STE	148	NC0190.009 STE	150
KMS2513.M62 STE	73	NC0105.014 STE	148	NC0128.561 STE	149	NC0190.012	150
KMS2513.M81 STE	23	NC0106.004	148	NC0149.009	148	NC0190.012 STE	150
KMS2513P.M00 STE	32	NC0106.004 STE	148	NC0149.009 STE	148	NC0190.016	150
KMS2513P.M62 STE	74	NC0106.009	148	NC0149.012	148	NC0190.016 STE	150
KMS2514.05T STE	31	NC0106.009 STE	148	NC0149.012 STE	148	NC0192.009	148
KMS2514.15T STE	48	NC0106.012	148	NC0149.561 STE	149	NC0192.009 STE	148
KMS2514.55T STE	99/110	NC0106.012 STE	148	NC0155.002	148	NC0192.012	148
KMS2514.85T STE	16	NC0106.014	148	NC0155.002 STE	148	NC0192.012 STE	148
KMS2514.L00 STE	32	NC0106.014 STE	148	NC0155.009	148	NC0192.561 STE	149
KMS2514.L62 STE	74	NC0106.026	148	NC0155.009 STE	148	NC0193.009	148
KMS2514.L80 STE	16	NC0106.026 STE	148	NC0155.012	148	NC0193.009 STE	148
KMS2514.M30 STE	54/61	NC0106.561 STE	149	NC0155.012 STE	148	NC0193.012	148
KMS2514.M62 STE	73	NC0107.004	148	NC0155.026	148	NC0193.012 STE	148
KMS2514.M81 STE	23	NC0107.004 STE	148	NC0155.026 STE	148	NC0194.002	148
KMS2514P.L00 STE	32	NC0107.012	148	NC0155.561 STE	149	NC0194.002 STE	148
KMS2515.05I STE	31	NC0107.012 STE	148	NC0155.562 STE	149	NC0194.009	148
KMS2515.15I STE	48	NC0107.014	148	NC0155.563 STE	149	NC0194.009 STE	148
KMS2515.35I STE	54/61	NC0107.014 STE	148	NC0156.009	148	NC0194.012	148
KMS2515.55I STE	99/110	NC0108.002	148	NC0156.009 STE	148	NC0194.012 STE	148
KMS2515.813 STE	16	NC0108.002 STE	148	NC0156.012	148	NC0194.561 STE	149
KMS2515.M62 STE	73	NC0108.004	148	NC0156.012 STE	148	NC0195.002	148
KMS2515.M81 STE	23	NC0108.004 STE	148	NC0156.026	148	NC0195.002 STE	148
KMS2595.M00 STE	31	NC0108.009	148	NC0156.026 STE	148	NC0195.009	148
KMS2595.M62 STE	73	NC0108.009 STE	148	NC0156.561 STE	149	NC0195.009 STE	148
NC0101.002	148	NC0108.012	148	NC0170.004	148	NC0195.012	148
NC0101.002 STE	148	NC0108.012 STE	148	NC0170.004 STE	148	NC0195.012 STE	148
NC0101.004	148	NC0108.014	148	NC0170.009	148	NC0195.026	148
NC0101.004 STE	148	NC0108.014 STE	148	NC0170.009 STE	148	NC0195.026 STE	148
NC0101.009	148	NC0109.004	148	NC0170.012	148	NC0195.561 STE	149
NC0101.009 STE	148	NC0109.004 STE	148	NC0170.012 STE	148	NC0195.562 STE	149
NC0101.012	148	NC0109.009	148	NC0185.009	150	NC0195.563 STE	149
NC0101.012 STE	148	NC0109.009 STE	148	NC0185.009 STE	150	NC0196.002	148
NC0101.561 STE	149	NC0109.012	148	NC0186.004	150	NC0196.002 STE	148
NC0102.002	148	NC0109.012 STE	148	NC0186.004 STE	150	NC0196.009	148
NC0102.002 STE	148	NC0109.014	148	NC0186.009	150	NC0196.009 STE	148
NC0102.009	148	NC0109.014 STE	148	NC0186.009 STE	150	NC0196.012	148
NC0102.009 STE	148	NC0110.002	148	NC0186.016	150	NC0196.012 STE	148
NC0102.561 STE	149	NC0110.002 STE	148	NC0186.016 STE	150	NC0302.002	150
NC0103.004	148	NC0110.004	148	NC0187.009	150	NC0302.002 STE	150
NC0103.004 STE	148	NC0110.004 STE	148	NC0187.009 STE	150	NC0302.004	150
NC0103.009	148	NC0110.009	148	NC0187.012	150	NC0302.004 STE	150
NC0103.009 STE	148	NC0110.009 STE	148	NC0187.012 STE	150	NC0306.004	150
NC0103.012	148	NC0110.014	148	NC0187.016	150	NC0306.004 STE	150
NC0103.012 STE	148	NC0110.014 STE	148	NC0187.016 STE	150	NC0306.010	150
NC0103.014	148	NC0117.002	148	NC0188.004	150	NC0306.010 STE	150
NC0103.014 STE	148	NC0117.002 STE	148	NC0188.004 STE	150	NC0307.002	151
NC0104.002	148	NC0117.009	148	NC0188.009	150	NC0307.002 STE	151
NC0104.002 STE	148	NC0117.009 STE	148	NC0188.009 STE	150	NC0307.004	151
NC0104.004	148	NC0117.026	148	NC0188.012	150	NC0307.004 STE	151
NC0104.004 STE	148	NC0117.026 STE	148	NC0188.012 STE	150	NC0308.002	150
NC0104.009	148	NC0117.561 STE	149	NC0188.016	150	NC0308.002 STE	150
NC0104.009 STE	148	NC0125.002	148	NC0188.016 STE	150	NC0308.009	150
NC0104.012	148	NC0125.002 STE	148	NC0189.004	150	NC0308.009 STE	150
NC0104.012 STE	148	NC0125.009	148	NC0189.004 STE	150	NC0310.004	150
NC0104.014	148	NC0125.009 STE	148	NC0189.009	150	NC0310.004 STE	150



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
NC0310.010	150	NC0901.009	153	ND0128.009	154	ND0135.026	154
NC0310.010 STE	150	NC0901.009 STE	153	ND0128.009 STE	154	ND0135.026 STE	154
NC0318.002	150	NC0901.012	153	ND0128.012	154	ND0135.525	155
NC0318.002 STE	150	NC0901.012 STE	153	ND0128.012 STE	154	ND0135.525 STE	155
NC0319.002	150	NC0901.014	153	ND0128.016	154	ND0135.526	155
NC0319.002 STE	150	NC0901.014 STE	153	ND0128.016 STE	154	ND0135.526 STE	155
NC0319.009	150	NC0901.016	153	ND0128.026	154	ND0135.527	155
NC0319.009 STE	150	NC0901.016 STE	153	ND0128.026 STE	154	ND0135.527 STE	155
NC0321.002	150	NC0905.003	153	ND0128.525	155	ND0135.561 STE	156
NC0321.002 STE	150	NC0905.003 STE	153	ND0128.525 STE	155	ND0135.562 STE	156
NC0321.009	150	NC0905.009	153	ND0128.526	155	ND0135.563 STE	156
NC0321.009 STE	150	NC0905.009 STE	153	ND0128.526 STE	155	ND0136.006	154
NC0405.014	151	NC0905.012	153	ND0128.561 STE	156	ND0136.006 STE	154
NC0405.014 STE	151	NC0905.012 STE	153	ND0128.562 STE	156	ND0136.009	154
NC0606.002	152	NC1803.004	165	ND0129.009	154	ND0136.009 STE	154
NC0606.002 STE	152	NC1803.004 STE	165	ND0129.009 STE	154	ND0136.012	154
NC0606.004	152	NC1805.009	165	ND0129.012	154	ND0136.012 STE	154
NC0606.004 STE	152	NC1805.009 STE	165	ND0129.012 STE	154	ND0136.016	154
NC0606.009	152	NC1805.027	165	ND0129.016	154	ND0136.016 STE	154
NC0606.009 STE	152	NC1805.027 STE	165	ND0129.016 STE	154	ND0136.026	154
NC0606.014	152	NC1806.009	165	ND0130.016	154	ND0136.026 STE	154
NC0606.014 STE	152	NC1806.009 STE	165	ND0130.016 STE	154	ND0136.561 STE	156
NC0606.027	152	NC1806.027	165	ND0131.016	154	ND0136.563 STE	156
NC0606.027 STE	152	NC1806.027 STE	165	ND0131.016 STE	154	ND0137.016	154
NC0607.004	151	NC1810.009	165	ND0132.009	154	ND0137.016 STE	154
NC0607.004 STE	151	NC1810.009 STE	165	ND0132.009 STE	154	ND0138.006	154
NC0608.002	152	NC1810.027	165	ND0132.012	154	ND0138.006 STE	154
NC0608.002 STE	152	NC1810.027 STE	165	ND0132.012 STE	154	ND0138.009	154
NC0608.004	152	NC1811.009	165	ND0132.016	154	ND0138.009 STE	154
NC0608.004 STE	152	NC1811.009 STE	165	ND0132.016 STE	154	ND0138.012	154
NC0608.009	152	NC2215.039	152	ND0133.006	154	ND0138.012 STE	154
NC0608.009 STE	152	NC2215.039 STE	152	ND0133.006 STE	154	ND0138.026	154
NC0608.014	152	NC2216.039	152	ND0133.009	154	ND0138.026 STE	154
NC0608.014 STE	152	NC2216.039 STE	152	ND0133.009 STE	154	ND0138.525	155
NC0608.027	152	NC2219.039	152	ND0133.012	154	ND0138.525 STE	155
NC0608.027 STE	152	NC2219.039 STE	152	ND0133.012 STE	154	ND0138.526	155
NC0609.004	151	NC2220.039	152	ND0133.026	154	ND0138.526 STE	155
NC0609.004 STE	151	NC2220.039 STE	152	ND0133.026 STE	154	ND0138.527	155
NC0612.004	152	ND0120.512	157	ND0133.525	155	ND0138.527 STE	155
NC0612.004 STE	152	ND0120.512 STE	157	ND0133.525 STE	155	ND0138.561 STE	156
NC0613.009	151	ND0120.515	158	ND0133.526	155	ND0138.562 STE	156
NC0613.009 STE	151	ND0120.515 STE	158	ND0133.526 STE	155	ND0138.563 STE	156
NC0615.004	151	ND0120.516	158	ND0133.527	155	ND0139.009	154
NC0615.004 STE	151	ND0120.516 STE	158	ND0133.527 STE	155	ND0139.009 STE	154
NC0616.002	152	ND0120.517	158	ND0133.561 STE	156	ND0139.012	154
NC0616.002 STE	152	ND0120.517 STE	158	ND0133.563 STE	156	ND0139.012 STE	154
NC0616.004	152	ND0123.512	157	ND0134.006	154	ND0139.026	154
NC0616.004 STE	152	ND0123.512 STE	157	ND0134.006 STE	154	ND0139.026 STE	154
NC0616.009	152	ND0123.513	157	ND0134.009	154	ND0140.006	154
NC0616.009 STE	152	ND0123.513 STE	157	ND0134.009 STE	154	ND0140.006 STE	154
NC0616.014	152	ND0123.516	158	ND0134.012	154	ND0140.009	154
NC0616.014 STE	152	ND0123.516 STE	158	ND0134.012 STE	154	ND0140.009 STE	154
NC0616.027	152	ND0124.511	157	ND0134.026	154	ND0140.012	154
NC0616.027 STE	152	ND0124.511 STE	157	ND0134.026 STE	154	ND0140.012 STE	154
NC0617.004	151	ND0124.512	157	ND0134.561 STE	156	ND0140.026	154
NC0617.004 STE	151	ND0124.512 STE	157	ND0134.562 STE	156	ND0140.026 STE	154
NC0617.010	151	ND0124.513	157	ND0135.006	154	ND0140.525	155
NC0617.010 STE	151	ND0124.513 STE	157	ND0135.006 STE	154	ND0140.525 STE	155
NC0618.002	152	ND0124.514	157	ND0135.009	154	ND0140.526	155
NC0618.002 STE	152	ND0124.514 STE	157	ND0135.009 STE	154	ND0140.526 STE	155
NC0619.011	151	ND0124.516	158	ND0135.012	154	ND0140.527	155
NC0619.011 STE	151	ND0124.516 STE	158	ND0135.012 STE	154	ND0140.527 STE	155
NC0901.003	153	ND0128.006	154	ND0135.016	154	ND0140.561 STE	156
NC0901.003 STE	153	ND0128.006 STE	154	ND0135.016 STE	154	ND0140.562 STE	156



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
ND0140.563 STE	156	ND0146.561 STE	156	ND0164.517	158	NS0103.016	131
ND0141.006	154	ND0147.006	155	ND0164.517 STE	158	NS0103.016 STE	131
ND0141.006 STE	154	ND0147.006 STE	155	ND0165.511	157	NS0107.009	131
ND0141.009	154	ND0147.009	155	ND0165.511 STE	157	NS0107.009 STE	131
ND0141.009 STE	154	ND0147.009 STE	155	ND0165.512	157	NS0107.016	131
ND0141.012	154	ND0147.012	155	ND0165.512 STE	157	NS0107.016 STE	131
ND0141.012 STE	154	ND0147.012 STE	155	ND0165.513	157	NS0107.026	131
ND0141.026	154	ND0147.026	155	ND0165.513 STE	157	NS0107.026 STE	131
ND0141.026 STE	154	ND0147.026 STE	155	ND0165.514	157	NS0108.515	135
ND0141.525	155	ND0147.561 STE	156	ND0165.514 STE	157	NS0108.515 STE	135
ND0141.525 STE	155	ND0160.511	157	ND0165.516	158	NS0108.516	135
ND0141.526	155	ND0160.511 STE	157	ND0165.516 STE	158	NS0108.516 STE	135
ND0141.526 STE	155	ND0160.512	157	ND0165.517	158	NS0108.517	135
ND0141.527	155	ND0160.512 STE	157	ND0165.517 STE	158	NS0108.517 STE	135
ND0141.527 STE	155	ND0160.513	157	ND0166.515	158	NS0109.009	131
ND0141.561 STE	156	ND0160.513 STE	157	ND0166.515 STE	158	NS0109.009 STE	131
ND0141.562 STE	156	ND0160.515	158	ND0166.516	158	NS0109.016	131
ND0141.563 STE	156	ND0160.515 STE	158	ND0166.516 STE	158	NS0109.016 STE	131
ND0142.009	154	ND0160.517	158	ND0166.517	158	NS0109.026	131
ND0142.009 STE	154	ND0160.517 STE	158	ND0166.517 STE	158	NS0109.026 STE	131
ND0142.012	154	ND0161.511	157	ND0188.009	154	NS01100.009	131
ND0142.012 STE	154	ND0161.511 STE	157	ND0188.009 STE	154	NS01100.009 STE	131
ND0142.026	154	ND0161.512	157	ND0189.009	154	NS0111.009	131
ND0142.026 STE	154	ND0161.512 STE	157	ND0189.009 STE	154	NS0111.009 STE	131
ND0142.561 STE	156	ND0161.513	157	ND0189.012	154	NS0111.561 STE	133
ND0143.009	154	ND0161.513 STE	157	ND0189.012 STE	154	NS0115.006	131
ND0143.009 STE	154	ND0161.515	158	ND0189.026	154	NS0115.006 STE	131
ND0143.012	154	ND0161.515 STE	158	ND0189.026 STE	154	NS0115.009	131
ND0143.012 STE	154	ND0161.516	158	ND0190.006	154	NS0115.009 STE	131
ND0143.026	154	ND0161.516 STE	158	ND0190.006 STE	154	NS0115.012	131
ND0143.026 STE	154	ND0161.517	158	ND0190.009	154	NS0115.012 STE	131
ND0143.561 STE	156	ND0161.517 STE	158	ND0190.009 STE	154	NS0115.016	131
ND0144.009	154	ND0162.511	157	ND0190.012	154	NS0115.016 STE	131
ND0144.009 STE	154	ND0162.511 STE	157	ND0190.012 STE	154	NS0115.026	131
ND0144.012	154	ND0162.512	157	ND0190.026	154	NS0115.026 STE	131
ND0144.012 STE	154	ND0162.512 STE	157	ND0190.026 STE	154	NS0115.525	132
ND0145.006	154	ND0162.513	157	ND0190.525	155	NS0115.525 STE	132
ND0145.006 STE	154	ND0162.513 STE	157	ND0190.525 STE	155	NS0115.526	132
ND0145.009	154	ND0162.514	157	ND0190.526	155	NS0115.526 STE	132
ND0145.009 STE	154	ND0162.514 STE	157	ND0190.526 STE	155	NS0115.527	132
ND0145.012	154	ND0162.515	158	ND0190.527	155	NS0115.527 STE	132
ND0145.012 STE	154	ND0162.515 STE	158	ND0190.527 STE	155	NS0115.561 STE	133
ND0145.026	154	ND0162.516	158	ND0190.561 STE	156	NS0115.562 STE	133
ND0145.026 STE	154	ND0162.516 STE	158	ND0445.009	163	NS0115.563 STE	133
ND0145.525	155	ND0162.517	158	ND0445.009 STE	163	NS0120.006	131
ND0145.525 STE	155	ND0162.517 STE	158	ND0911.561 STE	163	NS0120.006 STE	131
ND0145.526	155	ND0163.511	157	ND1903.004	162	NS0120.009	131
ND0145.526 STE	155	ND0163.511 STE	157	ND1903.004 STE	162	NS0120.009 STE	131
ND0145.561 STE	156	ND0163.512	157	ND1905.009	162	NS0120.012	131
ND0145.562 STE	156	ND0163.512 STE	157	ND1905.009 STE	162	NS0120.012 STE	131
ND0146.006	154	ND0163.513	157	ND2602.512	163	NS0120.016	131
ND0146.006 STE	154	ND0163.513 STE	157	ND2602.513	163	NS0120.016 STE	131
ND0146.009	154	ND0163.514	157	NS0101.006	131	NS0120.026	131
ND0146.009 STE	154	ND0163.514 STE	157	NS0101.006 STE	131	NS0120.026 STE	131
ND0146.012	154	ND0163.515	158	NS0101.009	131	NS0120.525	132
ND0146.012 STE	154	ND0163.515 STE	158	NS0101.009 STE	131	NS0120.525 STE	132
ND0146.026	154	ND0163.516	158	NS0101.012	131	NS0120.526	132
ND0146.026 STE	154	ND0163.516 STE	158	NS0101.012 STE	131	NS0120.526 STE	132
ND0146.525	155	ND0163.517	158	NS0101.026	131	NS0120.527	132
ND0146.525 STE	155	ND0163.517 STE	158	NS0101.026 STE	131	NS0120.527 STE	132
ND0146.526	155	ND0164.515	158	NS0101.525	132	NS0120.561 STE	133
ND0146.526 STE	155	ND0164.515 STE	158	NS0101.525 STE	132	NS0120.562 STE	133
ND0146.527	155	ND0164.516	158	NS0101.526	132	NS0120.563 STE	133
ND0146.527 STE	155	ND0164.516 STE	158	NS0101.526 STE	132	NS0121.006	131



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
NS0121.006 STE	131	NS0136.515 STE	135	NS0149.009 STE	131	NS0153.526 STE	132
NS0121.009	131	NS0136.516	135	NS0149.012	131	NS0153.527	132
NS0121.009 STE	131	NS0136.516 STE	135	NS0149.012 STE	131	NS0153.527 STE	132
NS0121.016	131	NS0136.517	135	NS0149.026	131	NS0153.561 STE	133
NS0121.016 STE	131	NS0136.517 STE	135	NS0149.026 STE	131	NS0153.562 STE	133
NS0121.026	131	NS0137.511	134	NS0149.561 STE	133	NS0153.563 STE	133
NS0121.026 STE	131	NS0137.511 STE	134	NS0150.006	131	NS0154.009	131
NS0123.009	131	NS0137.512	134	NS0150.006 STE	131	NS0154.009 STE	131
NS0123.009 STE	131	NS0137.512 STE	134	NS0150.009	131	NS0154.012	131
NS0123.012	131	NS0137.513	134	NS0150.009 STE	131	NS0154.012 STE	131
NS0123.012 STE	131	NS0137.513 STE	134	NS0150.012	131	NS0154.026	131
NS0123.016	131	NS0137.514	134	NS0150.012 STE	131	NS0154.026 STE	131
NS0123.016 STE	131	NS0137.514 STE	134	NS0150.026	131	NS0155.006	131
NS0123.026	131	NS0137.515	135	NS0150.026 STE	131	NS0155.006 STE	131
NS0123.026 STE	131	NS0137.515 STE	135	NS0150.525	132	NS0155.009	131
NS0125.009	131	NS0137.516	135	NS0150.525 STE	132	NS0155.009 STE	131
NS0125.009 STE	131	NS0137.516 STE	135	NS0150.526	132	NS0155.012	131
NS0125.012	131	NS0137.517	135	NS0150.526 STE	132	NS0155.012 STE	131
NS0125.012 STE	131	NS0137.517 STE	135	NS0150.561 STE	133	NS0155.026	131
NS0125.016	131	NS0140.511	134	NS0150.562 STE	133	NS0155.026 STE	131
NS0125.016 STE	131	NS0140.511 STE	134	NS0150.563 STE	133	NS0155.525	132
NS0125.026	131	NS0140.512	134	NS0151.006	131	NS0155.525 STE	132
NS0125.026 STE	131	NS0140.512 STE	134	NS0151.006 STE	131	NS0155.526	132
NS0126.516	135	NS0140.513	134	NS0151.009	131	NS0155.526 STE	132
NS0126.516 STE	135	NS0140.513 STE	134	NS0151.009 STE	131	NS0155.527	132
NS0126.517	135	NS0140.515	135	NS0151.012	131	NS0155.527 STE	132
NS0126.517 STE	135	NS0140.515 STE	135	NS0151.012 STE	131	NS0155.561 STE	133
NS0134.511	134	NS0140.516	135	NS0151.026	131	NS0155.562 STE	133
NS0134.511 STE	134	NS0140.516 STE	135	NS0151.026 STE	131	NS0155.563 STE	133
NS0134.512	134	NS0140.517	135	NS0151.525	132	NS0156.006	131
NS0134.512 STE	134	NS0140.517 STE	135	NS0151.525 STE	132	NS0156.006 STE	131
NS0134.513	134	NS0141.511	134	NS0151.526	132	NS0156.009	131
NS0134.513 STE	134	NS0141.511 STE	134	NS0151.526 STE	132	NS0156.009 STE	131
NS0134.514	134	NS0141.512	134	NS0151.527	132	NS0156.012	131
NS0134.514 STE	134	NS0141.512 STE	134	NS0151.527 STE	132	NS0156.012 STE	131
NS0134.515	135	NS0141.513	134	NS0151.561 STE	133	NS0156.016	131
NS0134.515 STE	135	NS0141.513 STE	134	NS0151.562 STE	133	NS0156.016 STE	131
NS0134.516	135	NS0141.515	135	NS0151.563 STE	133	NS0156.026	131
NS0134.516 STE	135	NS0141.515 STE	135	NS0152.006	131	NS0156.026 STE	131
NS0134.517	135	NS0141.516	135	NS0152.006 STE	131	NS0156.525	132
NS0134.517 STE	135	NS0141.516 STE	135	NS0152.009	131	NS0156.525 STE	132
NS0135.511	134	NS0141.517	135	NS0152.009 STE	131	NS0156.526	132
NS0135.511 STE	134	NS0141.517 STE	135	NS0152.012	131	NS0156.526 STE	132
NS0135.512	134	NS0147.511	134	NS0152.012 STE	131	NS0156.527	132
NS0135.512 STE	134	NS0147.511 STE	134	NS0152.026	131	NS0156.527 STE	132
NS0135.513	134	NS0147.512	134	NS0152.026 STE	131	NS0156.561 STE	133
NS0135.513 STE	134	NS0147.512 STE	134	NS0152.525	132	NS0156.562 STE	133
NS0135.514	134	NS0147.513	134	NS0152.525 STE	132	NS0156.563 STE	133
NS0135.514 STE	134	NS0147.513 STE	134	NS0152.526	132	NS0157.009	131
NS0135.515	135	NS0147.514	134	NS0152.526 STE	132	NS0157.009 STE	131
NS0135.515 STE	135	NS0147.514 STE	134	NS0152.527	132	NS0178.516	135
NS0135.516	135	NS0147.515	135	NS0152.527 STE	132	NS0178.516 STE	135
NS0135.516 STE	135	NS0147.515 STE	135	NS0152.561 STE	133	NS0178.517	135
NS0135.517	135	NS0147.516	135	NS0153.006	131	NS0178.517 STE	135
NS0135.517 STE	135	NS0147.516 STE	135	NS0153.006 STE	131	NS0191.009	131
NS0136.511	134	NS0147.517	135	NS0153.009	131	NS0191.009 STE	131
NS0136.511 STE	134	NS0147.517 STE	135	NS0153.009 STE	131	NS0191.026	131
NS0136.512	134	NS0148.009	131	NS0153.012	131	NS0191.026 STE	131
NS0136.512 STE	134	NS0148.009 STE	131	NS0153.012 STE	131	NS0407.561 STE	136
NS0136.513	134	NS0148.012	131	NS0153.026	131	NS0407.563 STE	136
NS0136.513 STE	134	NS0148.012 STE	131	NS0153.026 STE	131	NS0409.009	136
NS0136.514	134	NS0148.026	131	NS0153.525	132	NS0409.009 STE	136
NS0136.514 STE	134	NS0148.026 STE	131	NS0153.525 STE	132	NS0409.026	136
NS0136.515	135	NS0149.009	131	NS0153.526	132	NS0409.026 STE	136



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
NS0409.561 STE	136	NS1701.027	145	NS2122.527 STE	144	NS2702.512	146
NS0410.009	136	NS1701.027 STE	145	NS2201.009	139	NS2702.512 STE	146
NS0410.009 STE	136	NS1701.562 STE	145	NS2201.009 STE	139	NS2702.513	146
NS0410.026	136	NS1701.563 STE	145	NS2202.009	139	NS2702.513 STE	146
NS0410.026 STE	136	NS1702.012	145	NS2202.009 STE	139	NS2766.525	147
NS0412.009	136	NS1702.012 STE	145	NS2202.012	139	NS2766.525 STE	147
NS0412.009 STE	136	NS1702.016	145	NS2202.012 STE	139	NS2766.526	147
NS0412.026	136	NS1702.016 STE	145	NS2202.561 STE	140	NS2766.526 STE	147
NS0412.026 STE	136	NS1702.026	145	NS2202.562 STE	140	NS2766.555	147
NS0414.009	136	NS1702.026 STE	145	NS2203.009	139	NS2766.555 STE	147
NS0414.009 STE	136	NS1702.562 STE	145	NS2203.009 STE	139	NS2789.526	147
NS0427.512	141	NS1702.563 STE	145	NS2203.026	139	NS2789.526 STE	147
NS0427.512 STE	141	NS1703.004	145	NS2203.026 STE	139	NS3501.005	169
NS0427.513	141	NS1703.004 STE	145	NS2203.029	139	NS3501.005 STE	169
NS0427.513 STE	141	NS1703.018	145	NS2203.029 STE	139	NS3501.027	169
NS0427.563 STE	141	NS1703.018 STE	145	NS2204.009	139	NS3501.027 STE	169
NS0430.512	141	NS1703.026	145	NS2204.009 STE	139	NS3601.005	169
NS0430.512 STE	141	NS1703.026 STE	145	NS2204.561 STE	140	NS3601.005 STE	169
NS0430.513	141	NS1703.027	145	NS2205.009	139	NS3601.027	169
NS0430.513 STE	141	NS1703.027 STE	145	NS2205.009 STE	139	NS3601.027 STE	169
NS0430.514	141	NS1703.563 STE	145	NS2205.029	139	NS3701.027	168
NS0430.514 STE	141	NS1704.004	145	NS2205.029 STE	139	NS3701.027 STE	168
NS0430.563 STE	141	NS1704.004 STE	145	NS2206.009	139	NS3703.036	168
NS0903.016	137	NS1801.016	164	NS2206.009 STE	139	NS3703.036 STE	168
NS0903.016 STE	137	NS1801.016 STE	164	NS2207.009	139	NS3705.036	168
NS0903.562 STE	137	NS1802.008	164	NS2207.009 STE	139	NS3705.036 STE	168
NS0903.563 STE	137	NS1802.008 STE	164	NS2207.026	139	NS3706.027	168
NS0904.009	138	NS1802.019	164	NS2207.026 STE	139	NS3706.027 STE	168
NS0904.009 STE	138	NS1802.019 STE	164	NS2209.009	139	NS3801.005	168
NS0909.016	137	NS1805.016	164	NS2209.009 STE	139	NS3801.005 STE	168
NS0909.016 STE	137	NS1805.016 STE	164	NS2210.009	139	NS3801.027	168
NS0909.563 STE	137	NS1806.002	164	NS2210.009 STE	139	NS3801.027 STE	168
NS0913.009	138	NS1806.002 STE	164	NS2311.511	143	NS3803.009	168
NS0913.009 STE	138	NS1808.022	164	NS2311.511 STE	143	NS3803.009 STE	168
NS0915.009	138	NS1808.022 STE	164	NS2311.512	143	NS3804.027	168
NS0915.009 STE	138	NS1808.036	164	NS2311.512 STE	143	NS3804.027 STE	168
NS0917.009	138	NS1808.036 STE	164	NS2311.513	143	NS3805.027	168
NS0917.009 STE	138	NS1809.007	164	NS2311.513 STE	143	NS3805.027 STE	168
NS0919.029	138	NS1809.007 STE	164	NS2312.511	143	NS3901.027	168
NS0919.029 STE	138	NS1809.009	164	NS2312.511 STE	143	NS3901.027 STE	168
NS1007.562 STE	141	NS1809.009 STE	164	NS2312.512	143	NS4001.027	169
NS1007.563 STE	141	NS1809.023	164	NS2312.512 STE	143	NS4001.027 STE	169
NS1201.014	138	NS1809.023 STE	164	NS2312.513	143	NS4002.027	169
NS1201.014 STE	138	NS1809.027	164	NS2312.513 STE	143	NS4002.027 STE	169
NS1201.016	138	NS1809.027 STE	164	NS2414.511	142	NS4101.009	169
NS1201.016 STE	138	NS1812.002	165	NS2414.511 STE	142	NS4101.009 STE	169
NS1201.562 STE	138	NS1812.002 STE	165	NS2414.512	142	PC320	20
NS1201.563 STE	138	NS1812.009	165	NS2414.512 STE	142	PC320 STE	20
NS1601.006	140	NS1812.009 STE	165	NS2414.513	142	PC5023.132	43/57/67
NS1601.006 STE	140	NS2101.025	142	NS2414.513 STE	142	PC5023.132 STE	43/57/67
NS1602.007	140	NS2101.025 STE	142	NS2415.511	142	PC5023.133	43/57/67
NS1602.007 STE	140	NS2107.25A	142	NS2415.511 STE	142	PC5023.133 STE	43/57/67
NS1604.007	140	NS2107.25A STE	142	NS2415.512	142	PC5023.138	43/57/67
NS1604.007 STE	140	NS2117.512	144	NS2415.512 STE	142	PC5023.138 STE	43/57/67
NS1605.007	140	NS2117.512 STE	143/144	NS2415.513	142	PC5023.139	43/57/67
NS1605.007 STE	140	NS2118.513	144	NS2415.513 STE	142	PC5023.139 STE	43/57/67
NS1701.004	145	NS2118.513 STE	143/144	NS2701.511	146	PC5023.140	43/57/67
NS1701.004 STE	145	NS2119.514	144	NS2701.511 STE	146	PC5023.140 STE	43/57/67
NS1701.012	145	NS2119.514 STE	143/144	NS2701.512	146	PC5023.141	43/57/67
NS1701.012 STE	145	NS2120.526	144	NS2701.512 STE	146	PC5023.141 STE	43/57/67
NS1701.018	145	NS2120.526 STE	144	NS2701.513	146	PC532.041	104
NS1701.018 STE	145	NS2121.525	144	NS2701.513 STE	146	PC532.041 STE	104
NS1701.026	145	NS2121.525 STE	144	NS2702.511	146	PC532.045	104
NS1701.026 STE	145	NS2122.527	144	NS2702.511 STE	146	PC532.045 STE	104



Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page	Fig-Nr. Fig No.	Seite Page
PC532.046	104	S2716.098 STE	122	S2791.030 STE	125		
PC532.046 STE	104	S2717.098	122	S2792.030	125		
PC532.047	104	S2717.098 STE	122	S2792.030 STE	125		
PC532.047 STE	104	S2718.098	122	S2793.030	125		
PC532.048	104	S2718.098 STE	122	S2793.030 STE	125		
PC532.048 STE	104	S2719.098	122	S2794.030	125		
PC532.061	104	S2719.098 STE	122	S2794.030 STE	125		
PC532.061 STE	104	S2720.098	122	S2795.030	125		
PC532.062	105	S2720.098 STE	122	S2795.030 STE	125		
PC532.062 STE	105	S2721.098	122	SC2801.098	124		
PC532.063	105	S2721.098 STE	122	SC2801.098 STE	124		
PC532.063 STE	105	S2722.098	122	SC2802.098	124		
PC532.064	105	S2722.098 STE	122	SC2802.098 STE	124		
PC532.064 STE	105	S2723.098	122	SC2803.098	124		
PC532.065	105	S2723.098 STE	122	SC2803.098 STE	124		
PC532.065 STE	105	S2724.098	122	SC2804.098	124		
PC532.066	105	S2724.098 STE	122	SC2804.098 STE	124		
PC532.066 STE	105	S2724.501	123	SC2805.098	124		
PC532.067	106	S2724.501 STE	123	SC2805.098 STE	124		
PC532.067 STE	106	S2725.098	122	TC1SL030.009	153		
S2709.098	122	S2725.098 STE	122	TC1SL030.009 STE	153		
S2709.098 STE	122	S2726.098	122	TC1SL040.009	153		
S2710.098	122	S2726.098 STE	122	TC1SL040.009 STE	153		
S2710.098 STE	122	S2727.098	122	TC1SL050.009	153		
S27101.030	125	S2727.098 STE	122	TC1SL050.009 STE	153		
S27101.030 STE	125	S2728.098	122	TC1SL060.009	153		
S27102.030	125	S2728.098 STE	122	TC1SL060.009 STE	153		
S27102.030 STE	125	S2729.098	122	TC9SL040.065	153		
S27103.030	125	S2729.098 STE	122	TC9SL040.065 STE	153		
S27103.030 STE	125	S2730.501	123	TC9SL040.073	153		
S27104.030	125	S2730.501 STE	123	TC9SL040.073 STE	153		
S27104.030 STE	125	S2731.501	123	TC9SL055.065	153		
S27105.030	125	S2731.501 STE	123	TC9SL055.065 STE	153		
S27105.030 STE	125	S2732.501	123	TC9SL055.073	153		
S27106.030	125	S2732.501 STE	123	TC9SL055.073 STE	153		
S27106.030 STE	125	S2733.501	123				
S27107.030	125	S2733.501 STE	123				
S27107.030 STE	125	S2734.501	123				
S27108.030	125	S2734.501 STE	123				
S27108.030 STE	125	S2735.501	123				
S27109.030	125	S2735.501 STE	123				
S27109.030 STE	125	S2736.501	123				
S2711.098	122	S2736.501 STE	123				
S2711.098 STE	122	S2737.502	123				
S27110.030	125	S2737.502 STE	123				
S27110.030 STE	125	S2738.502	123				
S27111.561 STE	146	S2738.502 STE	123				
S27112.561 STE	146	S2739.502	123				
S27113.030	125	S2739.502 STE	123				
S27113.030 STE	125	S2740.502	123				
S27114.030	125	S2740.502 STE	123				
S27114.030 STE	125	S2741.502	123				
S27116.562 STE	146	S2741.502 STE	123				
S27117.562 STE	146	S2742.502	123				
S27119.561 STE	146	S2742.502 STE	123				
S2712.098	122	S2774.030	125				
S2712.098 STE	122	S2774.030 STE	125				
S2713.098	122	S2785.501	123				
S2713.098 STE	122	S2785.501 STE	123				
S2714.098	122	S2788.502	123				
S2714.098 STE	122	S2788.502 STE	123				
S2715.098	122	S2790.030	125				
S2715.098 STE	122	S2790.030 STE	125				
S2716.098	122	S2791.030	125				



Komet Medical
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Telefon +49 (0) 5261 701-400
Telefax +49 (0) 5261 701-580
info@kometmedical.de
www.kometmedical.de

